



SLIP CLASSIC

Attends Slip Classic sind saugfähige Einmal-Slips mit atmungsaktiven Seitenflügeln. Sie sitzen sicher und bieten so das Extra an Schutz bei sehr starker Harn- und/oder Stuhlinkontinenz.




Erhältliche Saugstärken:



Wiederverschließbares Fixiersystem mit 4 Klebestreifen zum Sichern des Slips.

Beinbündchen für einen bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz.

Der Zweifach-Saugkern mit Aufnahmeschicht bietet extra Saugfähigkeit - für verbesserten Auslaufschutz, Hauttrockenheit und Schutz vor Gerüchen.



Elastischer Abschlussbund im Rücken für besseren Sitz.

Atmungsaktive Seitenflügel.

Auslaufbarrieren reduzieren das Auslaufrisiko.

Der **Nässeindikator** auf der Produktrückseite zeigt durch Farbwechsel von Gelb auf Blau an, wie stark das Produkt ausgelastet ist.



Hautverträglichkeit bestätigt vom proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung



Quick-Dry für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit



Odour Protection schützt vor unangenehmen Gerüchen



Active Zone extra Saugfähigkeit im Schrittbereich



Atmungsaktive Seitenflügel

 Attends SLIP CLASSIC		Bauch-/ Hüftumfang in cm	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton	PZN Packung Karton	Saugleistung nach MDS in g	HilfsmittelPositions-Nr.
Saugstärke	Größe						
10 	M	80-115	15 4 x 15	211984 211991	17518497 17518511	1459	15.25.31.7147
	L	115-150	15 4 x 15	212004 212011	17518528 17518534	1843	15.25.31.8345
	XL	150-175	15 4 x 15	212028 212035	17518540 17518557	1894	15.25.31.8346

Zweischicht-Saugkern
besteht aus
superabsorbierenden
Polymeren (SAP)
und Flockenzellstoff plus
Aufnahmeschicht.

Material Außenseite
Polyethylen

Hautnahe **Innenseite**
besteht aus Vlies.

Latexfrei