



MEN

Attends Men ist ein Sortiment von Einlagen, die speziell für Männer entwickelt wurden. Unterschiedliche Formen und Saugstärken bieten Schutz sowohl bei Harntropfeln als auch bei mittlerer Harninkontinenz.





Erhältliche Saugstärken:



Attends For Men 1 und 2
Protective Shields
(leichte Blasenschwäche, Harntropfeln)

Attends Men 2 und 3
Protective Absorbent Shields
(leichte bis mittlere Blasenschwäche)

Attends For Men 3 und 4
Protective Pads
(mittlere Blasenschwäche)



- Ein **Klebestreifen** sorgt für Halt in der eng sitzenden Unterhose (keine Boxershorts).
- Eine **textilähnliche, atmungsaktive Außenseite** lässt genügend Luft an die Haut.
- Ein **leistungsstarker Saugkern** bietet Trockenheit, Auslaufschutz und Geruchsbindung.
- Seitenbündchen** sorgen für sicheren Sitz und gute Passform und verstärken die Auslaufsicherheit.
- Auslaufbarrieren** verhindern das Austreten von Flüssigkeit.



Hautverträglichkeit
bestätigt vom proderm
Institut für Angewandte
Dermatologische
Forschung. Getestet im
Auftrag von Attends.



Quick-Dry
für schnelle
Flüssigkeitsaufnahme und
Trockenheit (Attends Men
2 und 3)



Geruchsbindung
schützt vor unangenehmen
Gerüchen



Aktivzone
für erhöhte Saugfähigkeit
im Schrittbereich (Attends
Men 2 und 3)



100% Atmungsaktiv
für angenehmen
Tragekomfort

Attends MEN			Produkt- länge in cm	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton	PZN Packung Karton	Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- positionsnr
Saugstärke	Produkt							
1	Attends For Men 1 Protective Shield		18	25 4 x 25	(7393958) 410032 (7393958) 899561	02414757 02414817	71	-
2	Attends For Men 2 Protective Shield		18	16 4 x 16	201787 201794	02414964 02414970	106	-
	Attends Men 2 Protective Absorbent Shield		27	15 6 x 15	212783 212790	18377202 18399190	137	15.25.30.5306
3	Attends Men 3 Protective Absorbent Shield		27	10 6 x 10	212806 212813	18377219 18399209	282	15.25.30.5305
	Attends For Men 3 Protective Pad		29	14 12 x 14	205945 205952	07569186 07569192	301	15.25.30.5033
4	Attends For Men 4 Protective Pad		29	14 12 x 14	205969 205976	07569200 07569217	357	15.25.30.5034

Materialien

Saugkern

besteht aus superabsorbierenden
Polymeren (SAP) und Flockenzellstoff.

Rückseite

besteht aus Polypropylen-Vlies und
einer weiteren atmungsaktiven
Polypropylen-Schicht.

Hautnahe Innenseite

besteht aus Vlies.

Latexfrei



Bei Attends übernehmen wir Verantwortung für den Einzelnen, für die Gesellschaft
und für unsere Erde.



Unser Werk in Schweden
ist als klimaneutrale
Produktionsstätte
zertifiziert (Attends For
Men 1 und 2, Attends
Men 2 und 3).



Attends Men 2 und 3 und
Attends For Men 3 und 4
tragen das renommierte
Ökolabel Nordic Swan.



Das Holz für unseren
Zellstoff der Attends Men
2 und 3 stammt aus
kontrolliert nachhaltiger
Forstwirtschaft.



Attends For Men 1 und 2:
FSC® zertifizierte
Zellulose und
Verpackung. Attends For
Men 3 und 4: FSC®
zertifizierte Zellulose.



Attends For Men 1 und 2
und Attends Men 2 und
3 sind nach
OEKO-TEX STANDARD
100 zertifiziert
und somit streng
schadstoffgeprüft.



Plastikverpackungen
enthalten mind. 30%
recyclten Kunststoff.
Faltschachteln bestehen
aus 100% recyclten
Materialien.



Attends Healthcare AB
Järnväggsgatan 4
SE-57833 Aneby
Sweden