

MA 25

Schnelle Hörtests – mobil, flexibel und unabhängig

Das MA 25 ist geeignet für schnelle Siebtests sowie zur Überprüfung des Hörvermögens. Es erfüllt die Anforderungen der EBM-Ziffer für Hausärzte (03335) und Kinderärzte (04335) sowie für die arbeitsmedizinische Untersuchung nach G26.

Kleines Gerät mit großer Leistung

Das kleine, handliche MA 25 bietet vier verschiedene Testsignale: Dauerton, Pulston, Wobbelton und pulsierenden Wobbelton. Es stehen 11 Testfrequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz mit Pegeln von -10 dB HV bis 100 dB HV zur Verfügung. Einzelne Frequenzen können im Menü gesperrt werden.

Einfache, schnelle Bedienung

Durch zwei große Drehknöpfe werden beim MA 25 der Pegel in 1 oder 5 dB Stufen und die elf Testfrequenzen eingestellt.

Überall einsetzbar – auch ohne Steckdose

Das sehr leichte MA 25 wird für den mobilen Einsatz in einer Tragetasche geliefert. Das Gerät wird mit drei Standard AA Batterien betrieben und ist immer sofort einsatzbereit. Für den stationären Betrieb ist ein optionales Netzteil erhältlich.

Kompatibel zu Sessions: Bereit für schnellen Datentransfer!

Nutzen Sie das MA 25e mit unserer intuitiven Datentransferlösung Sessions für eine einfache Verwaltung und Visualisierung Ihrer Audiogramme.

MA 25 auf einen Blick

- Luftleitungsaudiometer
- Mit Schallschutzkopfhörer DD65 v2
- Abrechenbar für Haus- und Kinderarzt nach EBM
- Luftleitung über 11 Frequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz
- Dauerton und Pulston
- Sehr klein und leicht, mit bequemer Tragetasche
- Kann mit 3 Standard-AA-Batterien, mit einem Netzteil oder via USB Kabel vom PC betrieben werden
- MA 25e-Version inklusive automatischem Hughson-Westlake-Test und MAICO Sessions PC-Software, zur einfachen Datenverwaltung mit der optional erhältlichen OtoAccess®-Patientendatenbank



Technische Daten

MA 25 SPEZIFIKATIONEN

Testsignale	Dauerton, Pulston, Wobbelton und pulsierender Wobbelton
Testfrequenzen	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
Pegelstufen	5 dB oder 1 dB
Pegelbereich Luftleitung	-10 dB HV bis 100 dB HV

GERÄT ALLGEMEIN

Abmessungen	B x T x H: 22,5 cm x 18 cm x 5,5 cm
Gewicht	980 g inklusive Standardzubehör
Stromversorgung	3 AA-Batterien oder optionales Netzteil (100-240 VAC $\pm$ 10 %, 50/60 Hz, 0,6 A)
Display	38,1 mm x 50,8 mm, monochrome
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch

STANDARDS

Sicherheit	IEC 60601-1:2012 AAMI ES60601-1:2005+A2+A1 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 Typ B Anwendungsteile
EMC	IEC 60601-1-2:2014
CE0123	 Klasse IIa gemäß Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745
Audiometer-Klasse	IEC 60645-1:2017 Typ 4 ANSI/ASA S3.6-2018 Typ 4

VARIANTEN

1. MA 25 mit Batteriebetrieb, inklusive Tragetasche
2. MA 25 inklusive Patientenantworttaste und externem Netzteil
3. MA 25e mit automatischer Audiometrie nach Hughson-Westlake und MAICO Sessions PC-Software, inklusive Patientenantworttaste *

STANDARDZUBEHÖR

- LL-Kopfhörer DD65 v2 mit Schallschutzkappen
- Audiogramm-Block
- 3 AA-Batterien
- Tragetasche

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Patientenantworttaste
- Netzteil

MA 25E VERSION

Spezialtests	automatischer Hughson-Westlake-Test
Zusätzliches Zubehör	• Patientenantworttaste • USB-Kabel • Netzteil
Software	MAICO Sessions PC-Software
Optionale Software	• OtoAccess® Datenbank

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

Standard Zubehör



MA 25 Gerät



LL-Kopfhörer
DD65 v2



Tragetasche



Audiogramm-
Block



MAICO Sessions
PC-Software
für MA 25e Variante 3*

Optionales Zubehör/ Software



Patienten-
antworttaste



Netzteil



OtoAccess®
Datenbank