



Manufix® | Technisches Datenblatt

Untersuchungshandschuh (unsteril)

Produktvarianten	Größe	Manufix® Free	Manufix® Sensitive	Manufix® Powdered
	XS		REF 9209430	REF 6090079
	S	REF 9209670	REF 9209441	REF 6090010
	M	REF 9209689	REF 9209468	REF 6090036
	L	REF 9209697	REF 9209484	REF 6090052
	XL	REF 9209699	REF 9209490	
Handbreite (mm)	XS		≤ 80	≤ 80
	S	80 ± 10	80 ± 10	80 ± 10
	M	95 ± 10	95 ± 10	95 ± 10
	L	110 ± 10	110 ± 10	110 ± 10
	XL	≥ 110	≥ 110	
Länge (mm – min)	alle Größen	240	240	240
Wanddicke (mm – doppelte Wanddicke)	Handfläche	0.16	0..3	0.16
Material	Material	Nitril	Naturlatex	Naturlatex
	Proteingehalt	latexfrei	≤ 30 µg/g	*
	Innenfläche	Lkifkb @ei lofkfborkd	synthetische Innenbeschichtung	
	Puder	puderfrei	puderfrei	Maisstärke
Oberflächenbehandlung		Silikonbehandlung		
Zusatzstoffe	Beschleuniger	Zn-Dithiocarbamat, Zn-Mercaptobenzothiazolat		
	Vulkanisationsmittel	Schwefel		
	Aktivator	Zinkoxid		

* nur für puderfreie Latex-Handschuhe angegeben



		Manufix® Free	Manufix® Sensitive	Manufix® Powdered
Design	Handschuhform	gerade Finger, beidhändig passend		
	Rand	Rollrand		
	Oberfläche	mikrorau, texturiert im Fingerbereich		
	Innenfläche	glatt		
		blau	naturweiß	naturweiß
Reißfestigkeit	während Haltbarkeit	min 6 N	min 3 N	min 3 N
AQL	Wasser-Dichtheit	1.5	1.5	1.5
pH-Wert		neutral	neutral	neutral
Bioburden	Koloniebildende Einheit	< 100 KBE / Handschuh	< 100 KBE / Handschuh	< 100 KBE / Handschuh
Verpackung	Dispenserkarton	100 Handschuhe 90 Handschuhe (Größe XL)	100 Handschuhe 90 Handschuhe (Größe XL)	100 Handschuhe
	Transportkarton	10 x 100 Handschuhe 10 x 90 Handschuhe (Größe XL)	10 x 100 Handschuhe 10 x 90 Handschuhe (Größe XL)	10 x 100 Handschuhe
	Haltbarkeit	3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
	Lagerung	Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.		
Sterilisation		unsteril		
Produktbezogene Normen		DIN EN 455 1-4	DIN EN 455 1-4	DIN EN 455 1-4
		DIN EN 374 1-3	DIN EN 374 1-3	
		DIN EN 420	DIN EN 420	
Qualitätszertifikate		ISO 13485; ISO 9001	ISO 13485; ISO 9001	ISO 13485; ISO 9001
Lebensmittelkonformität 1935/2004 (EG)		ja	ja	nicht getestet
CE Kennzeichnung (93/42/EWG)		CE Klasse 1	CE Klasse 1	CE Klasse 1
Persönliche Schutzausrüstung (MP> 89/686/EWG)		Kategorie FFF	Kategorie FFF	-