



# Präzision in der Injektion, Applikation und Zubereitung

Mit B. Braun Einmalspritzen und Einmalkanülen



# INJEKTION, APPLIKATION UND ZUBEREITUNG MIT B. BRAUN

Für eine präzise Injektion, Applikation und Zubereitung bietet B. Braun ein umfassendes Produktsortiment an Einmalspritzen und Kanülen an.

## EINMALSPRITZEN

Das Produktprogramm der Einmalspritzen umfasst zweiteilige und dreiteilige Einmalspritzen, Feindosierungsspritzen, Insulinspritzen, orale Einmalspritzen und Original Perfusor® Spritzen.

## EINMALKANÜLEN

Zum Sortiment der Einmalkanülen zur Injektion gehören Standardkanülen, Einmalkanülen für spezielle Indikationen sowie Sicherheits-Einmalkanülen und Einmalkanülen für Pen-Injektions-Systeme.

Abgerundet wird das Programm der Einmalkanülen um stumpfe und halbstumpfe Aufziehkanülen für eine sichere Arzneimittelizeubereitung.

## B. BRAUN EINMALSPRITZEN



ZWEITEILIGE EINMALSPRITZEN  
Injekt®

ZWEITEILIGE  
EINMALSPRITZEN



DREITEILIGE EINMALSPRITZEN  
Omnifix®  
Omnican®



DREITEILIGE EINMALSPRITZEN  
Omnifix® Solo Wund- und Blasenspritzen



DREITEILIGE EINMALSPRITZEN  
Original Perfusor® Spritzen

DREITEILIGE  
EINMALSPRITZEN



DREITEILIGE EINMALSPRITZEN  
Original Perfusor® Syringe NRFit®  
Omnifix® NRFit®



DREITEILIGE EINMALSPRITZEN  
Perifix® LOR NRFit®



ORALE EINMALSPRITZEN  
Exadoral®

ORALE  
EINMALSPRITZEN




INSULINSPRITZEN  
Zweiteilige Einmal-Insulinspritzen  
Dreiteilige Einmal-Insulinspritzen

EINMAL-  
INSULINSPRITZEN



## B. BRAUN EINMALKANÜLEN

|                                                                                    |                                                                                                                   |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | <p>EINMALPENKANÜLEN<br/>Omnican® Fine</p>                                                                         | EINMAL-<br>PENKANÜLEN                               |
|    | <p>STANDARD-EINMALKANÜLEN ZUR INJEKTION<br/>Sterican®</p>                                                         | EINMALKANÜLEN<br>ZUR INJEKTION                      |
|   | <p>SICHERHEITS-EINMALKANÜLEN ZUR INJEKTION<br/>Sterican® Safety</p>                                               | EINMALKANÜLEN<br>ZUR INJEKTION                      |
|  | <p>EINMALKANÜLEN FÜR DIE ARZNEIMITTELZUBEREITUNG<br/>Sterican® MIX<br/>SOL-M™</p>                                 | EINMALKANÜLEN FÜR DIE<br>ARZNEIMITTELZUBEREITUNG    |
|  | <p>FILTERKANÜLEN FÜR DIE ENTNAHME UND FILTRATION<br/>Sterifix® Filterkanüle<br/>Sterican® Filterkanüle NRFit®</p> | FILTERKANÜLEN<br>FÜR DIE ENTNAHME<br>UND FILTRATION |
|  | <p>EINMALKANÜLEN FÜR SPÜLZWECKE<br/>Sterican® Stumpf</p>                                                          | EINMALKANÜLEN<br>FÜR SPÜLZWECKE                     |
|  | <p>ABFALLBEHÄLTNISSE<br/>Medibox®</p>                                                                             | ABFALL-<br>BEHÄLTNISSE                              |
|  | <p>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</p>                                                                                   | VERPACKUNGEN/<br>LAGER                              |

# Inhaltsverzeichnis

---

## EINMALSPRITZEN

### Zweiteilige Einmalspritzen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Injekt® Luer Solo      | 9  |
| Injekt® Luer Lock Solo | 11 |
| Injekt®-F Luer Solo    | 12 |
| Injekt®-F Luer Duo     | 12 |
| Injekt®-H Luer Solo    | 13 |
| Injekt®-H Luer Duo     | 13 |

### Dreiteilige Einmalspritzen

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Omnifix® Luer Solo                     | 15 |
| Omnifix® Luer Lock Solo                | 17 |
| Omnifix®-F Luer Solo                   | 18 |
| Omnifix®-F Luer Duo                    | 18 |
| Omnifix®-F Luer Lock Solo              | 19 |
| Omnifix®-H Luer Solo                   | 20 |
| Omnican®-F                             | 22 |
| Omnifix® Solo Wund- und Blasenspritzen | 25 |
| Original Perfusor® Spritzen            | 27 |
| Original Perfusor® Syringe NRFit®      | 29 |
| Omnifix® NRFit®                        | 30 |
| Perifix® LOR NRFit®                    | 33 |

### Orale Einmalspritzen

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Exadoral®               | 35 |
| ▪ Zubehör für Exadoral® | 36 |

---

## INSULINSPRITZEN

### Zweiteilige Einmal-Insulinspritzen

|                 |    |
|-----------------|----|
| Injekt® 40 Solo | 38 |
| Injekt® 40 Duo  | 38 |

### Dreiteilige Einmal-Insulinspritzen

|              |    |
|--------------|----|
| Omnifix® 40  | 39 |
| Omnifix® 100 | 39 |
| Omnican® 40  | 40 |
| Omnican® 100 | 40 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <b>EINMALKANÜLEN</b>                                  |    |
| <b>Einmalpenkanülen</b>                               |    |
| Omnican® fine                                         | 43 |
| Omnican® fine Comfort                                 | 45 |
| <b>Standard-Einmalkanülen zur Injektion</b>           |    |
| Sterican®                                             | 47 |
| <b>Sicherheits-Einmalkanülen zur Injektion</b>        |    |
| Sterican® Safety                                      | 58 |
| Handlungsempfehlung Sterican® Safety                  | 62 |
| <b>Einmalkanülen für die Arzneimitteldzubereitung</b> |    |
| Sterican® MIX                                         | 69 |
| SOL-M™                                                | 71 |
| <b>Filterkanülen</b>                                  |    |
| Sterifix® Filterkanüle                                | 73 |
| Sterifix® Filterkanüle NRFit®                         | 75 |
| <b>Einmalkanülen für Spülzwecke</b>                   |    |
| Sterican® Stumpf                                      | 77 |
| <b>ABFALLBEHÄLTNISSE</b>                              |    |
| Medibox®                                              | 79 |
| Handlungsempfehlung Medibox®                          | 80 |
| <b>ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN</b>                | 84 |

# Zweiteilige Einmalspritzen

Injekt®

Mit Injekt® bietet B. Braun ein breites Sortiment an zweiteiligen Einmalspritzen mit Luer- und Luer-Lock-Ansätzen in verschiedenen Größen an. Abgerundet wird das Programm durch eine 1 ml Feindosierungsspritze und Feindosierungsspritzen mit Heparin-Skalierung.



# Injekt® Luer Solo

Zweiteilige Einmalspritzen mit Luer-Ansatz



2 ml

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Über Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
- Mit Luer-Ansatz
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Grüne Kolbenstange für präzise Dosierung
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung für ideale Ablesbarkeit
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein Arzneimittelverlust



2 ml



5 ml



10 ml



20 ml

Injekt® Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

| Größe                    | Konus       | Graduierung | VE*/Karton     | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 2 ml, nutzbar bis 3 ml   | Zentrisch   | 0,1 ml      | 25 x 100 Stück | 4606027V | 02057895 | 03.29.01.1039 |
| 5 ml, nutzbar bis 6 ml   | Exzentrisch | 0,2 ml      | 20 x 100 Stück | 4606051V | 02057903 | 03.29.01.1047 |
| 10 ml, nutzbar bis 12 ml | Exzentrisch | 0,5 ml      | 12 x 100 Stück | 4606108V | 02057926 | 03.29.01.1048 |
| 20 ml, nutzbar bis 24 ml | Exzentrisch | 1,0 ml      | 8 x 100 Stück  | 4606205V | 02057932 | 03.29.01.1049 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück





# Injekt® Luer Lock Solo

Zweiteilige Einmalspritzen mit Luer-Lock-Ansatz



2 ml

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Über Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
- Mit Luer-Lock-Ansatz
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Grüne Kolbenstange für präzise Dosierung
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung für ideale Ablesbarkeit
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein Arzneimittelverlust



2 ml



5 ml



10 ml



20 ml


Injekt® Luer Lock Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

| Größe                    | Konus     | Graduierung | VE*/Karton     | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|--------------------------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 2 ml, nutzbar bis 3 ml   | Zentrisch | 0,1 ml      | 25 x 100 Stück | 4606701V | 00610968 | 03.29.01.1050 |
| 5 ml, nutzbar bis 6 ml   |           | 0,2 ml      | 20 x 100 Stück | 4606710V | 00610974 | 03.29.01.1051 |
| 10 ml, nutzbar bis 12 ml |           | 0,5 ml      | 12 x 100 Stück | 4606728V | 00611005 | 03.29.01.1052 |
| 20 ml, nutzbar bis 24 ml |           | 1,0 ml      | 8 x 100 Stück  | 4606736V | 00611034 | 03.29.01.1053 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# Injekt®-F

## Zweiteilige Einmal-Feindosierungsspritze



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit Spardorn (1)
- 0,01 ml Feinskalierung (2)
- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp (3)
- Mit Luer-Ansatz
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### ANWENDERVORTEILE

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung 0,01 ml für präzise Verabreichung von Medikamenten
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung und grüner Kolbenstange für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Kaum Totraumvolumen aufgrund des integrierten Spardorns



Injekt®-F Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

| Größe | Konus     | Graduierung | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|-------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1 ml  | Zentrisch | 0,01 ml     | 18 x 100 Stück | 9166017V | 00896456 | 03.29.01.1054 |

Injekt®-F Luer Duo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1, mit beigelegter Sterican®-Kanüle (25 G/0,5 x 16 mm), gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Größe | Konus     | Graduierung | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV |
|-------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|-------|
| 1 ml  | Zentrisch | 0,01 ml     | 18 x 100 Stück | 9166033V | 00896479 | -     |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit Spardorn (1)
- Heparin-Skalierung für 10.000 I.E. in 200-I.E.-Schritten (2) oder 25.000 I.E. in 500-I.E.-Schritten (3)
- Zusätzliche 0,02 ml Skalierung
- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp (4)
- Mit Luer-Ansatz
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### ANWENDERVORTEILE

- Skaleneinteilung für Heparin 10.000 I.E. / 1 ml oder 25.000 I.E. / 1 ml für präzise Verabreichung des Medikamentes ohne Umrechnen der Dosismengen
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung und grüner Kolbenstange für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Kaum Totraumvolumen aufgrund des integrierten Spardorns

I.E. = Internationale Einheit

Injekt®-H Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

| Größe | Konus     | Graduierung/<br>Skaleneinteilung         | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN** | HiMiV         |
|-------|-----------|------------------------------------------|----------------|----------|-------|---------------|
| 1 ml  | Zentrisch | 1 ml = 10.000 I.E.<br>0,02 ml = 200 I.E. | 18 x 100 Stück | 9166106V | -     | 03.29.01.1056 |
|       |           | 1 ml = 25.000 I.E.<br>0,02 ml = 500 I.E. |                | 9166254V | -     | 03.29.01.1055 |

Injekt®-H Luer Duo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1,  
mit beigelegter Sterican®-Kanüle (25 G / 0,5 x 16 mm), gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Größe | Konus     | Graduierung                              | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN** | HiMiV |
|-------|-----------|------------------------------------------|----------------|----------|-------|-------|
| 1 ml  | Zentrisch | 1 ml = 25.000 I.E.<br>0,02 ml = 500 I.E. | 18 x 100 Stück | 9166297  | -     | -     |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück



# Dreiteilige-Einmalspritzen

Omnifix®

Mit Omnifix® bietet B. Braun ein breites Sortiment an dreiteiligen Einmalspritzen mit Luer- und Luer-Lock-Ansätzen in verschiedenen Größen an. Abgerundet wird das Programm durch die 1 ml Feindosierungsspritzen mit Luer- und Luer-Lock-Ansatz, Feindosierungsspritzen mit Heparin-Skalierung sowie die Wund- und Blasenspritzen.



# Omnifix® Luer Solo

Dreiteilige Einmalspritzen mit Luer-Ansatz



3 ml

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Hochtransparenter Zylinder
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Über Nennvolumen hinaus verlängerte Skala bei den 10 ml und 50 ml Varianten
- Mit Luer-Ansatz
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für langsames Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleiner Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen



3 ml



5 ml



10 ml



20 ml



30 ml



50 ml

Omnifix® Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

| Größe                    | Konus       | Graduierung | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 3 ml                     | Zentrisch   | 0,1 ml      | 25 x 100 Stück | 4616025V | 06715622 | 03.29.01.1033 |
| 5 ml                     | Exzentrisch | 0,2 ml      | 20 x 100 Stück | 4616057V | 00569958 | 03.29.01.1059 |
| 10 ml, nutzbar bis 12 ml | Exzentrisch | 0,5 ml      | 12 x 100 Stück | 4616103V | 00569964 | 03.29.01.1060 |
| 20 ml                    | Exzentrisch | 1,0 ml      | 8 x 100 Stück  | 4616200V | 00569970 | 03.29.01.1061 |
| 30 ml                    | Exzentrisch | 1,0 ml      | 6 x 100 Stück  | 4616308F | 00569987 | 03.29.01.1062 |
| 50 ml, nutzbar bis 60 ml | Exzentrisch | 1,0 ml      | 1 x 100 Stück  | 4616502F | 00570051 | 03.29.01.1063 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück





# Omnifix® Luer Lock Solo

Dreiteilige Einmalspritzen mit Luer-Lock-Ansatz



3 ml

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Hochtransparenter Zylinder
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Über Nennvolumen hinaus verlängerte Skala bei den 10 ml und 50 ml Varianten
- Mit Luer-Lock-Ansatz
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Mit Luer-Lock-Ansatz
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für langsames Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleiner Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen



3 ml



5 ml



10 ml



20 ml



30 ml



50 ml


Omnifix® Luer Lock Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

| Größe                    | Konus     | Graduierung | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|--------------------------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 3 ml                     | Zentrisch | 0,1 ml      | 25 x 100 Stück | 4617022V | 06706362 | 03.29.01.1032 |
| 5 ml                     |           | 0,2 ml      | 20 x 100 Stück | 4617053V | 00570016 | 03.29.01.1066 |
| 10 ml, nutzbar bis 12 ml |           | 0,5 ml      | 12 x 100 Stück | 4617100V | 00570022 | 03.29.01.1065 |
| 20 ml                    |           | 1,0 ml      | 8 x 100 Stück  | 4617207V | 00570039 | 03.29.01.1067 |
| 30 ml                    |           | 1,0 ml      | 6 x 100 Stück  | 4617304F | 00570045 | 03.29.01.1068 |
| 50 ml, nutzbar bis 60 ml |           | 1,0 ml      | 1 x 100 Stück  | 4617509F | 00570068 | 03.29.01.1069 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# Omnifix®-F Luer

Dreiteilige Einmal-Feindosierungsspritzen mit Luer-Ansatz



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 0,01 ml Feinskalierung (1)
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Integrierter Kolbenstopp (2)
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polystyrol
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- 0,01 ml Feinskalierung für präzises Aufziehen und exakte Verabreichung kleinster Volumina
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für extrem genaues Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleinster Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen

Omnifix®-F Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

| Größe | Konus     | Graduierung | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|-------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1 ml  | Zentrisch | 0,01 ml     | 18 x 100 Stück | 9161406V | 00569881 | 03.29.01.1072 |

Omnifix®-F Luer Duo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1,  
mit beigelegter Sterican®-Kanüle (25 G/0,5 x 16 mm), gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864


| Größe | Konus     | Graduierung | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|-------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1 ml  | Zentrisch | 0,01 ml     | 18 x 100 Stück | 9161465V | 00569912 | 03.29.01.1030 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton; VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# Omnifix®-F Luer Lock Solo

Dreiteilige Einmal-Feindosierungsspritze mit Luer-Lock-Ansatz

DREITEILIGE  
EINMALSPRITZEN



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit Spardorn (1)
- 0,01 ml Feinskalierung (2)
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Integrierter Kolbenstopp (3)
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polystyrol
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- 0,01 ml Feinskalierung für präzises Aufziehen und exakte Verabreichung kleinster Volumina
- Kaum Totraumvolumen aufgrund des integrierten Spardorns
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für extrem genaues Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleinster Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen


Omnifix®-F Luer Lock Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

| Größe | Konus     | Graduierung | VE* / Karton   | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|-------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1 ml  | Zentrisch | 0,01 ml     | 24 x 100 Stück | 9167006V | 12749565 | 03.29.01.1031 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# Omnifix®-H Luer Solo

Dreiteilige Einmal-Feindosierungsspritze mit Heparin-Skalierung mit Luer-Ansatz



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Heparin-Skalierung für 10.000 I.E. in 200-I.E.-Schritten (1) oder 25.000 I.E. in 500-I.E.-Schritten (2)
- Zusätzliche 0,02 ml Skalierung
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Integrierter Kolbenstopp (3)
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polystyrol
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Skaleneinteilung für Heparin 10.000 I.E./1 ml oder 25.000 I.E./1 ml für präzise Verabreichung des Medikamentes ohne Umrechnen der Dosismengen
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für extrem genaues Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen

I.E. = Internationale Einheit

Omnifix®-H Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

| Größe | Konus     | Graduierung / Skaleneinteilung           | VE*/Karton     | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|-------|-----------|------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1 ml  | Zentrisch | 1 ml = 10.000 I.E.<br>0,02 ml = 200 I.E. | 18 x 100 Stück | 9162909V | 00569898 | 03.29.01.1071 |
|       |           | 1 ml = 25.000 I.E.<br>0,02 ml = 500 I.E. |                | 9162607V | 04744312 | 03.29.01.1070 |


\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# Injekt<sup>®</sup>, Omnifix<sup>®</sup> und Omnican<sup>®</sup> Einmalspritzen


## Handlungsempfehlung

Für genaues Aufziehen und  
Injizieren sowie zur präzisen  
Dosierung kleinster Mengen  
orientieren Sie sich bitte bei der  
Ablesbarkeit an der folgenden  
Handlungsempfehlung.

Injekt<sup>®</sup> Einmalspritzen,  
Beispiel Dosis 0,5 ml



Omnifix<sup>®</sup> und Omnican<sup>®</sup> Einmalspritzen,  
Beispiel Dosis 0,5 ml





# Omnican®-F

## Dreiteilige Einmal-Feindosierungsspritze mit integrierter Kanüle

Einzel steril verpackt



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 0,01 ml Feinskalierung (1)
- Integrierte Kanüle (0,30 x 12 mm)
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Integrierter Kolbenstopp (2)
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polystyrol
- Minimales Restvolumen
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzel steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### ANWENDERVORTEILE

- Minimaler Medikamentenverlust durch integrierte Kanüle
- 0,01 ml Feinskalierung für präzises Aufziehen und Verabreichung von Medikamenten
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für extrem genaues Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleinster Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen

Omnican®-F, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1 mit integrierter Kanüle (0,30 x 12 mm), gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Größe | Konus     | Graduierung | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**   | HiMiV |
|-------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|-------|
| 1 ml  | Zentrisch | 0,01 ml     | 24 x 100 Stück | 9161502S | 4051388 | -     |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück





# Omnifix® Solo

Dreiteilige Wund- und Blasenspritzen mit Katheteransatz

DREITEILIGE  
EINMALSPRITZEN



50 ml

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Hochtransparenter Zylinder
- Blaue, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Varianten mit und ohne Luer-Adapter und Aspirationsgriff
- Mit zentrischem Katheteransatz
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Hochtransparenter Zylinder mit blauer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Varianten mit und ohne zusätzlichen Luer-Adapter und Aspirationsgriff
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen



50 ml



100 ml

Omnifix® Solo Wund- und Blasenspritze mit Katheter-Ansatz, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

| Größe                    | Konus     | Graduierung | VE* /Karton | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 50 ml, nutzbar bis 60 ml | Zentrisch | 1,0 ml      | 100 Stück   | 4613503F | 00570074 | 03.29.01.1046 |

Omnifix® Solo Wund- und Blasenspritzen mit Katheter-Ansatz, Aspirationsgriff und Luer-Adapter, gefertigt nach ISO 7886-1

| Größe  | Konus     | Graduierung | VE* /Karton | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|--------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 100 ml | Zentrisch | 2,0 ml      | 100 Stück   | 4614003F | 04475935 | 03.29.01.1044 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = Menge pro Karton, \*\*PZN gültig für Packung zu 100 Stück





# Original Perfusor® Spritzen

Dreiteilige Original-Einmalspritzen zur Verwendung mit Perfusor® Spritzenpumpen



20 ml

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Hochtransparenter Zylinder
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- Luer-Lock-Ansatz
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Hervorragende Gleiteigenschaften abgestimmt auf die Fördercharakteristik der Perfusor® Spritzenpumpen
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für genaues Aufziehen und präzise Applikation
- Varianten ohne und mit Aspirationskanüle oder Partikelfilterkanüle
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein Medikamentenverlust



20 ml



20 ml



50 ml



50 ml



50 ml



50 ml

Original Perfusor® Spritzen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

| Größe | Zusatz                                                                                                     | Konus     | Graduierung | VE* / Karton | Art.-Nr.    | PZN**    | HiMiV         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|----------|---------------|
| 20 ml | -                                                                                                          | Zentrisch | 1,0 ml      | 400 Stück    | 8728615     | 08722827 | 03.29.01.2013 |
| 20 ml | Aspirationskanüle (14 G, 30 mm)                                                                            |           |             | 400 Stück    | 8728623     | 08722810 | 03.29.01.2013 |
| 50 ml | -                                                                                                          |           |             | 100 Stück    | 8728844F-06 | 14327265 | -             |
| 50 ml | Aspirationskanüle (14 G, 30 mm)                                                                            |           |             | 100 Stück    | 8728810F    | 00583906 | 03.29.01.2012 |
| 50 ml | Aspirationskanüle (14 G, 30 mm) mit 15 µm-Partikelfilter                                                   |           |             | 100 Stück    | 8728852F-06 | 14327271 | -             |
| 50 ml | Aspirationskanüle (14 G, 30 mm) mit 15 µm-Partikelfilter, orange-transparent mit Lichtschutz bis zu 520 nm |           |             | 100 Stück    | 8728861F-06 | 10737339 | 03.29.01.2014 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück



# Dreiteilige B. Braun Einmalspritzen mit NRFit® Ansatz

Omnifix® NRFit®, Original Perfusor® Syringe NRFit®



# Original Perfusor® Syringe

Dreiteilige Einmalspritze zur Verwendung mit Perfusor® Spritzenpumpen mit NRFit®-Lock-Ansatz



50 ml

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Hochtransparenter Zylinder
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- NRFit®-Lock-Ansatz nach der DIN EN ISO-Norm 80369-6
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Hervorragende Gleiteigenschaften abgestimmt auf die Fördercharakteristik der Perfusor® Spritzenpumpen
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für genaues Aufziehen und präzise Applikation
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein Medikamentenverlust
- Kompatibel mit NRFit®-Produkten nach der DIN EN ISO-Norm 80369-6
- Gelbe Farbkodierung zur besseren Differenzierung in der Regionalanästhesie

Original Perfusor® Syringe, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1 und DIN EN ISO Norm 80369-6

| Produkt                    | Größe | Konus                         | Graduierung | VE*/Karton | Art.-Nr.    | PZN**    |
|----------------------------|-------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|
| Original Perfusor® Syringe | 50 ml | Zentrisch, NRFit®-Lock-Ansatz | 1,0 ml      | 100 Stück  | 8728845F-01 | 15196032 |

NRFit® ist ein eingetragenes Warenzeichen der GEDSA in verschiedenen Jurisdiktionen der Welt. Verwendung mit Genehmigung.

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = Menge pro Karton, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# Omnifix® NRFit®

## Dreiteilige Einmalspritze mit NRFit®-Steck-Ansatz



1 ml

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 1 ml Variante: Mit Spardorn (1)
- Mit gelber Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- NRFit®-Steck-Ansatz
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### ANWENDERVORTEILE

- Entwickelt um Fehlmedikationen und Partikelkontaminationen im Bereich der Regionalanästhesie von Beginn an zu verhindern
- Die gelbe Farbcodierung hilft bei der Differenzierung zwischen Luer und NRFit® Zubehör
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein Medikamentenverlust



1 ml



3 ml



5 ml



10 ml



20 ml

Omnifix® NRFit®, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1 und DIN EN ISO Norm 80369-6

| Größe | Konus     | Graduierung | VE* / Karton | PZN**    | Art.-Nr. |
|-------|-----------|-------------|--------------|----------|----------|
| 1 ml  | Zentrisch | 0.010 ml    | 100 Stück    | 12657722 | 9164001  |
| 3 ml  | Zentrisch | 0.1 ml      | 100 Stück    | 12657739 | 4616003  |
| 5 ml  | Zentrisch | 0.2 ml      | 100 Stück    | 12657751 | 4616005  |
| 10 ml | Zentrisch | 0.5 ml      | 100 Stück    | 12657774 | 4616014  |
| 20 ml | Zentrisch | 1.0 ml      | 100 Stück    | 12657811 | 4616021  |

\*Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = Menge pro Karton, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# Omnifix® NRFit®

Dreiteilige Einmalspritze mit NRFit®-Lock-Ansatz

DREITEILIGE  
EINMALSPRITZEN



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit gelber Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- NRFit®-Lock-Ansatz
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Entwickelt um Fehlmedikationen und Partikelkontaminationen im Bereich der Regionalanästhesie von Beginn an zu verhindern
- Die gelbe Farbcodierung hilft bei der Differenzierung zwischen Luer und NRFit® Zubehör
- Omnifix® NRFit® 3-20 ml und 50 ml Lock Spritzen können in Kombination mit kompatiblen Spritzenpumpen verwendet werden
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein Medikamentenverlust



Omnifix® NRFit®, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1 und DIN EN ISO Norm 80369-6

| Größe | Konus     | Graduierung | VE* / Karton | PZN**    | Art.-Nr.    |
|-------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|
| 3 ml  | Zentrisch | 0.1 ml      | 100 Stück    | 12657745 | 4617003     |
| 5 ml  | Zentrisch | 0.2 ml      | 100 Stück    | 12657768 | 4617006     |
| 10 ml | Zentrisch | 0.5 ml      | 100 Stück    | 12657805 | 4617014     |
| 20 ml | Zentrisch | 1.0 ml      | 100 Stück    | 12657828 | 4617021     |
| 50 ml | Zentrisch | 1.0 ml      | 100 Stück    | 13165139 | 4617508F-01 |

Verschlusskappe NRFit®, gefertigt nach der ISO 80369-6

| Produkt                | VE* / Karton | Art.-Nr. |
|------------------------|--------------|----------|
| Verschlusskappe NRFit® | 100 Stück    | 4517501N |

\*Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = Menge pro Karton, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück





# Perifix® LOR NRFit®

Dreiteilige Einmalspritze mit NRFit®-Ansatz für die Loss of Resistance Technik (LOR)

DREITEILIGE  
EINMALSPRITZEN



8 ml

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit gelber Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- NRFit®-Steck- und NRFit®-Lock-Ansatz
- Spezialstopfen aus TPE (thermoplastischem Elastomer)
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 25 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Entwickelt um Fehlmedikationen und Partikelkontaminationen im Bereich der Regionalanästhesie von Beginn an zu verhindern
- Die gelbe Farbcodierung hilft bei der Differenzierung zwischen Luer und NRFit® Zubehör
- Klare Identifikation des Epiduralraums
- Geeignet für die Verwendung mit Luft und Kochsalz
- Leichtgängiger Kolben mit exzellenten Gleiteigenschaften
- Parabelförmige Graduierung verhindert die Verwechslung mit herkömmlichen Spritzen



8 ml



8 ml

Perifix® LOR NRFit®, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1 und DIN EN ISO-Norm 80369-6

| Produkt                    | Größe | Konus     | VE* / Karton | Art.-Nr. |
|----------------------------|-------|-----------|--------------|----------|
| Perifix® LOR, NRFit® Steck | 8 ml  | Zentrisch | 25 Stück     | 4637110  |
| Perifix® LOR, NRFit® Lock  | 8 ml  | Zentrisch | 25 Stück     | 4638110  |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton



Erfahren Sie mehr über den Einsatz unserer Produkte in der Regionalanästhesie.





# Exadoral®

## Zweiteilige Einmalspritzen mit oralem Ansatz



1 ml

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Mit lilafarbener Kolbenstange
- Breiter, oraler Spritzenkonus
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Spritzenzylinder aus Polypropylen und Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### ANWENDERVORTEILE

- Lilafarbene Kolbenstange für sofortige visuelle Unterscheidung von einer Luer-Steck- und Luer-Lock-Spritze
- Oraler Ansatz, inkompatibel mit intravenösen Zugängen, zur Vermeidung versehentlicher intervenöser Konnektion
- Breiter Spritzenkonus für präzise Entnahme und bedarfsgerechte perorale Verabreichung von oralen und enteralen Medikamenten und Flüssigkeiten
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit und präzise Dosierung



1 ml



2 ml



5 ml



10 ml



20 ml

Exadoral® Spritzen mit oralem Ansatz , gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

| Größe                  | Konus                    | Graduierung | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1 ml                   | Oraler Ansatz, zentrisch | 0,01 ml     | 18 x 100 Stück | 4608661  | 10193218 | 03.29.01.1038 |
| 2 ml, nutzbar bis 3 ml |                          | 0,10 ml     | 25 x 100 Stück | 4608662  | 00148777 | 03.29.01.1037 |
| 5 ml                   |                          | 0,20 ml     | 20 x 100 Stück | 4608660  | 00148731 | 03.29.01.1036 |
| 10 ml                  |                          | 0,50 ml     | 12 x 100 Stück | 4608667  | 09929424 | 03.29.01.1034 |
| 20 ml                  |                          | 1,00 ml     | 8 x 100 Stück  | 4608663  | 00070236 | 03.29.01.1035 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# Exadoral®

## Zubehör



### Exadoral® | Zubehör

| Produkt                            | VE* /Karton | Art.-Nr. | PZN**    |
|------------------------------------|-------------|----------|----------|
| Exadoral® Entnahmehalm, 10 cm      | 100 Stück   | 4608670  | 10342049 |
| Exadoral® Flaschenadapter, ø 24 mm | 100 Stück   | 4608672  | 10342090 |
| Exadoral® Flaschenadapter, ø 28 mm | 100 Stück   | 4608673  | 10342109 |
| Exadoral® Verschlusskappe          | 600 Stück   | 418200   | 10272797 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = Menge pro Karton, \*\* PZN gültig für Packung zu 100/600 Stück

# Injekt<sup>®</sup>, Omnifix<sup>®</sup> und Omnican<sup>®</sup> Insulinspritzen

## Zweiteilige und dreiteilige Einmal-Insulinspritzen

Für die Insulinapplikation bietet B. Braun ein breites Sortiment an zweiteiligen und dreiteiligen Einmal-Insulinspritzen an. Das Programm umfasst zweiteilige Injekt<sup>®</sup> Insulinspritzen, dreiteilige Omnifix<sup>®</sup> Insulinspritzen und dreiteilige Omnican<sup>®</sup> Insulinspritzen mit integrierter Kanüle.



# Injekt® Einmal-Insulinspritzen

Zweiteilige Einmal-Insulinspritzen für U-40 Insulin mit Luer-Ansatz



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit Spardorn (1)
- Feinskalierung mit Skaleneinteilung 1 I.E. für U-40 Insulin (2)
- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Rote, wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Varianten mit und ohne beigelegter Kanüle
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung 1 I.E. Insulin für präzise Verabreichung von U-40 Insulin
- Hochtransparenter Zylinder mit roter Graduierung und grüner Kolbenstange für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Kaum Totraumvolumen aufgrund des integrierten Spardorns

I.E. = Internationale Einheit

Injekt® 40 Solo für U-40 Insulin, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-40

| Größe | Graduierung/<br>Skaleneinteilung            | VE*/Karton     | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|-------|---------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1 ml  | Insulin U-40 mit<br>Skaleneinteilung 1 I.E. | 18 x 100 Stück | 9166408V | 03961088 | 03.29.01.0010 |

Injekt® 40 Duo für U-40 Insulin, mit beigelegter Sterican® Kanüle (0,45 x 12 mm),  
gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-40


| Größe | Graduierung/<br>Skaleneinteilung            | VE*/Karton     | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV |
|-------|---------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------|
| 1 ml  | Insulin U-40 mit<br>Skaleneinteilung 1 I.E. | 18 x 100 Stück | 9166432V | 07300432 | -     |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE Ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück



# Omnifix® Einmal-Insulinspritzen

Dreiteilige Einmal-Insulinspritzen für U-40 oder U-100 Insulin mit Luer-Ansatz



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung  
1 I.E. für U-40 Insulin (Omnifix® 40) (1) und  
2 I.E. Insulin für U-100 (Omnifix® 100) (2)
- Hochtransparenter Zylinder
- Wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp (3)
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Latex- und PVC-frei
- Varianten mit und ohne beigelegter Kanüle
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung 1 I.E. U-40 Insulin oder 2 I.E. U-100 Insulin für präzise Verabreichung von Insulin
- Hochtransparenter Zylinder mit wischfester Graduierung für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen

I.E. = Internationale Einheit

Omnifix® 40 für U-40 Insulin, mit Luer-Ansatz, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-40

| Größe | Kanüle       | Graduierung/<br>Skaleneinteilung            | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|-------|--------------|---------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1 ml  | -            | Insulin U-40 mit<br>Skaleneinteilung 1 I.E. | 18 x 100 Stück | 9161309V | 02040630 | 03.29.01.0009 |
|       | 0,45 x 12 mm | Insulin U-40 mit<br>Skaleneinteilung 1 I.E. |                | 9161333V | 02240903 | -             |

Omnifix® 100 für U-100 Insulin, mit Luer-Ansatz, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-100


| Größe | Kanüle       | Graduierung/<br>Skaleneinteilung             | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|-------|--------------|----------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1 ml  | -            | Insulin U-100 mit<br>Skaleneinteilung 2 I.E. | 18 x 100 Stück | 9161708V | 03570519 | 03.29.01.0001 |
|       | 0,45 x 12 mm | Insulin U-100 mit<br>Skaleneinteilung 2 I.E. |                | 9161376V | 01349035 | -             |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE Ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# Omnican® Einmal-Insulinspritzen

Dreiteilige Einmal-Insulinspritzen für U-40 oder U-100 Insulin mit integrierter Kanüle

Einzel steril verpackt



ab 20 I.E.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung 0,5 I.E. Insulin (Omnican® 20) (1), 1,0 I.E. Insulin (Omnican® 40 und 50) (2) oder 2,0 I.E. Insulin (Omnican® 100) (3)
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp (4)
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Minimales Totraumvolumen
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen und Polystyrol
- Latex- und PVC-frei
- Mit integrierter Feinkanüle mit dünnwandiger Nadel (0,30 x 8 mm bzw. 0,30 x 12 mm)
- Mit Schutzkappen an beiden Enden der Spritze
- Einzel steril verpackt
- Packung zu 100 Stück


## ANWENDERVORTEILE

- Feinskalierung mit Skaleneinteilung 0,5 I.E. und 1 I.E. für U-40 Insulin und 2 I.E. für U-100 Insulin für präzise Verabreichung von Insulin
- Minimaler Insulinverlust durch integrierte Kanüle
- Kaum wahrnehmbarer Einstich durch präzisen 3-Facetten-Schliff und silikonbeschichtete Kanüle
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit und exakte Dosierung
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Schutzkappen für die Sterilität der Spritze

I.E. = Internationale Einheit




20 I.E.



40 I.E.



50 I.E.



100 I.E.

# Omnican® Einmal-Insulinspritzen

Dreiteilige Einmal-Insulinspritzen für U-40 oder U-100 Insulin mit integrierter Kanüle

Omnican® für U-40 Insulin, mit integrierter Kanüle, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-40

| Maximalvolumen in I.E./ (Größe) | Kanüle       | Graduierung/ Skaleneinteilung              | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 20 I.E. für Insulin U-40/0,5 ml | 0,30 x 8 mm  | Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 0,5 I.E. | 24 x 100 Stück | 9161619S | 00460813 | 03.29.01.0002 |
| 40 I.E. für Insulin U-40/1 ml   | 0,30 x 8 mm  | Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 1 I.E.   |                | 9161635S | 00460836 | 03.29.01.0003 |
| 40 I.E. für Insulin U-40/1 ml   | 0,30 x 12 mm | Insulin U-40 mit Skaleneinteilung 1 I.E.   |                | 9161627S | 00465124 | 03.29.01.0004 |

Omnican® für U-100 Insulin, mit integrierter Kanüle, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 8537

U-100

| Maximalvolumen in I.E./ (Größe)  | Kanüle       | Graduierung/ Skaleneinteilung             | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 50 I.E. für Insulin U-100/0,5 ml | 0,30 x 8 mm  | Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 1 I.E. | 24 x 100 Stück | 9151117S | 00465420 | 03.99.01.1042 |
| 50 I.E. für Insulin U-100/0,5 ml | 0,30 x 12 mm | Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 1 I.E. |                | 9151125S | 00465650 | 03.29.01.0006 |
| 100 I.E. für Insulin U-100/1 ml  | 0,30 x 8 mm  | Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 2 I.E. |                | 9151133S | 00465667 | 03.29.01.0007 |
| 100 I.E. für Insulin U-100/1 ml  | 0,30 x 12 mm | Insulin U-100 mit Skaleneinteilung 2 I.E. |                | 9151141S | 00465673 | 03.29.01.0008 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE Ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# Einmalpenkanülen

Penkanülen zur Insulininjektion



Penkanülen sind sterile Einmalprodukte. Mehrfachverwendung führt zu einer Abnutzung und geringeren Sicherheit. Wechseln Sie die Penkanüle nach jeder Injektion! Anschließend entsorgen Sie die Penkanüle in einen Abwurfbehälter.



# Omnican® fine

Einmalpenkanülen für alle gängigen Insulinpens

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem feiner 3-Facetten-Schliff
- Spezielle Silikonbeschichtung
- Extra-Dünnwand-Technologie (Extra-thin-wall technologie)
- Kanülenhalter aus Polypropylen
- Penkanüle aus rostfreien Edelstahl mit Silikonbeschichtung
- Äußere Nadelkappe aus Polyethylen
- Innere Nadelkappe aus aus SBC (Styrol-Butadien-Copolymer)
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Sehr geringe Gewebeverletzungen und praktisch schmerzfreier Einstich aufgrund des extrem feinen 3-Facetten Schliffes
- Die Silikonbeschichtung sorgt für sanftes Gleiten und ein kaum spürbares Durchdringen von Haut und Gewebe
- Die Extra-Dünnwand-Technologie sorgt durch den großen Innendurchmesser für eine optimale Insulin-Durchflussrate und verkürzt die Injektionszeit
- Fester und sicherer Halt durch nur zweimaliges Drehen des Kanülenhalters
- Kompatibilität mit allen gängigen Insulinpens am Markt



Omnican® fine Penkanüle, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 13485 und 11608

| Produkt               | Gauge | Durchmesser | VE/Karton | Art.-Nr.   | PZN      | HiMiV         |
|-----------------------|-------|-------------|-----------|------------|----------|---------------|
| Omnican® fine* 4 mm   | 31 G  | 0,25 mm     | 100 Stück | 931G04S-41 | 09948462 | 03.99.99.1001 |
| Omnican® fine* 6 mm   | 31 G  | 0,25 mm     | 100 Stück | 931G06S-41 | 07028645 | 03.99.99.1001 |
| Omnican® fine* 8 mm   | 31 G  | 0,25 mm     | 100 Stück | 931G08S-41 | 07028639 | 03.99.99.1001 |
| Omnican® fine** 12 mm | 29 G  | 0,33 mm     | 100 Stück | 929G12S-41 | 07328488 | 03.99.99.1001 |

\* Extra-Dünnwand-Technologie, \*\* Dünnwand-Technologie

Erfahren Sie mehr  
über die Kompatibilität  
von Omnican® fine  
mit den verschiedenen  
Insulinpens.



EINMAL-  
PENKANÜLEN



# Omnican® fine Comfort

Einmalpenkanülen mit integrierter Entsorgungsbox



Penkanülen sind sterile Einmalprodukte. Mehrfachverwendung führt zu einer Abnutzung und geringeren Sicherheit. Wechseln Sie die Penkanüle nach jeder Injektion! Anschließend entsorgen Sie die Penkanüle in einen Abwurfbehälter.



# Omnican® fine Comfort

Einmalpenkanülen mit integrierter Entsorgungsbox

2 in 1 – Penkanülen mit praktischer Entsorgungsbox



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Omnican® Box – gratis Entsorgungsbox
- Extrem feiner 3-Facetten-Schliff
- Spezielle Silikonbeschichtung
- Extra-Dünnwand-Technologie (Extra-thin-wall technologie)
- Kanülenhalter aus Polypropylen
- Penkanüle aus rostfreien Edelstahl mit Silikonbeschichtung
- Äußere Nadelkappe aus Polypropylen
- Innere Nadelkappe aus SBC (Styrol-Butadien-Copolymer)
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Omnican® Box: Hoher Komfort zur Entsorgung der gebrauchten Penkanülen ohne Berührung der Nadel
- Benutzte Kanüle in die integrierte Vorrichtung stecken, drehen, abwerfen, fertig!
- Praktisch für zu Hause oder unterwegs
- Weitere Vorteile siehe auch Omnican® fine (S. 43)

Omnican® fine Comfort Penkanülen mit Sicherheits-Abwurfbox, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 13485 und 11608

| Produkt                          | Gauge | Durchmesser | VE/Karton                       | Art.-Nr.  | PZN      | HiMiV         |
|----------------------------------|-------|-------------|---------------------------------|-----------|----------|---------------|
| Omnican® fine*<br>Comfort 4 mm   | 31 G  | 0,25 mm     | 100 Stück +<br>1 Entsorgungsbox | 9167846SE | 14054850 | 03.99.99.1001 |
| Omnican® fine*<br>Comfort 6 mm   | 31 G  | 0,25 mm     |                                 | 9167668SE | 14054867 | 03.99.99.1001 |
| Omnican® fine*<br>Comfort 8 mm   | 31 G  | 0,25 mm     |                                 | 9167684SE | 14054873 | 03.99.99.1001 |
| Omnican® fine**<br>Comfort 12 mm | 29 G  | 0,33 mm     |                                 | 9167641SE | 14054896 | 03.99.99.1001 |


\* Extra-Dünnwand-Technologie, \*\* Dünnwand-Technologie

# Standard- und Sicherheits-Einmalkanülen

## Sterican® und Sterican® Safety

Für die Injektion führen wir ein umfassendes Sortiment an Einmalkanülen mit Kurz- und Langschliff für Standardanwendungen. Ergänzt wird das Portfolio durch Kanülen für spezielle Indikationen, z.B. für die Insulinapplikation, Blutentnahme oder intramuskuläre Injektionen. Das Sortiment wird vervollständigt durch das Programm der Sicherheits-Einmalkanülen Sterican® Safety.





### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- 3-fach Facetten-Langschliff
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### ANWENDERVORTEILE

- 3-Facetten-Schliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Größe (Pravaz) | Gauge x Länge  | Ø x Länge    | ID      | Indikation***                                       | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|----------------|----------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1              | 20 G x 1 1/2 " | 0,90 x 40 mm | 0,65 mm | i.v., für dickflüssige Lösungen, i.m.               | 10 x 100 Stück | 4657519  | 02050798 | 03.99.99.1010 |
| 2              | 21 G x 1 1/2 " | 0,80 x 40 mm | 0,57 mm | i.v., für große Mengen, i.m., für wässrige Lösungen |                | 4657527  | 02050806 | 03.99.99.1010 |
| 12             | 22 G x 1 1/4 " | 0,70 x 30 mm | 0,47 mm | i.v., i.m.                                          |                | 4657624  | 02050812 | 03.99.99.1010 |
| 14             | 23 G x 1 1/4 " | 0,60 x 30 mm | 0,39 mm | i.v., i.m. Kleinmengen                              |                | 4657640  | 02050829 | 03.99.99.1010 |
| 16             | 23 G x 1 "     | 0,60 x 25 mm | 0,39 mm | i.v., i.m. Kleinmengen                              |                | 4657667  | 02050835 | 03.99.99.1010 |
| 17             | 24 G x 1 "     | 0,55 x 25 mm | 0,37 mm | i.v., s.c., Handvene Pädiatrie                      |                | 4657675  | 02050841 | 03.99.99.1010 |
| 18             | 26 G x 1 "     | 0,45 x 25 mm | 0,27 mm | i.v., s.c., Handvene Pädiatrie                      |                | 4657683  | 02050858 | 03.99.99.1010 |
| 20             | 27 G x 3/4 "   | 0,40 x 20 mm | 0,22 mm | i.v., s.c.                                          |                | 4657705  | 02050864 | 03.99.99.1010 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

\*\*\* Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

# Sterican® für spezielle Indikationen

## Standard-Einmalkanüle zur Insulininjektion



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Für die Verwendung mit Injekt® und Omnifix® Insulinspritzen (siehe S. 32,33)
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Gauge x Länge                                                                                    | Ø x Länge    | ID      | Schliff     | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
|  26 G x 1/2 " | 0,45 x 12 mm | 0,27 mm | Langschliff | 10 x 100 Stück | 4665457  | 02040676 | 03.99.99.1010 |
|  27 G x 1/2 " | 0,40 x 12 mm | 0,22 mm |             |                | 4665406  | 02499682 | 03.99.99.1010 |
|  30 G x 1/2 " | 0,30 x 12 mm | 0,15 mm |             |                | 4656300  | 01410036 | 03.99.99.1010 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

# Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanüle zur Gabe von Heparin, Tuberkulin



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach ISO 7864

| Gauge x Länge                                                                                   | Ø x Länge   | ID      | Schliff     | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
|  25 G x 5/8" | 0,5 x 16 mm | 0,32 mm | Langschliff | 10 x 100 Stück | 4657853  | 03200691 | 03.99.99.1010 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.



# Sterican® für spezielle Indikationen

## Standard-Einmalkanülen zur Blutentnahme



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Gauge x Länge                                                                                      | Ø x Länge   | ID      | Schliff     | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
|  19 G x 1 1/2 " | 1,1 x 40 mm | 0,79 mm | Langschliff | 10 x 100 Stück | 4657799  | 03033299 | 03.99.99.1010 |
|  19 G x 1 1/4 " | 1,1 x 30 mm | 0,79 mm |             |                | 4665317  | 02057949 | 03.99.99.1010 |
|  20 G x 1 "     | 0,9 x 25 mm | 0,65 mm |             |                | 4657500  | 07463246 | 03.99.99.1010 |
|  21 G x 1 "     | 0,8 x 25 mm | 0,57 mm |             |                | 4657543  | 07463186 | 03.99.99.1010 |
|  22 G x 1 1/2 " | 0,7 x 40 mm | 0,47 mm |             |                | 4660021  | 07463192 | 03.99.99.1010 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

# Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanülen zur Varizenverödung / Blutentnahme



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864


| Gauge x Länge                                                                                      | Ø x Länge   | ID      | Schliff     | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
|  18 G x 1 1/2 " | 1,2 x 40 mm | 0,95 mm | Kurzschliff | 10 x 100 Stück | 4665120  | 02057955 | 03.99.99.1010 |
|  19 G x 1 1/2 " | 1,1 x 40 mm | 0,79 mm |             |                | 4665112  | 07516712 | 03.99.99.1010 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

# Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanülen für die Intramuskuläre Anwendung



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Gauge x Länge                                                                                  | Ø x Länge   | ID      | Schliff     | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
|  18 G x 2 " | 1,2 x 50 mm | 0,95 mm | Kurzschliff | 10 x 100 Stück | 4667123  | 07463223 | 03.99.99.1010 |
|  19 G x 2 " | 1,1 x 50 mm | 0,79 mm | Langschliff |                | 4665511  | 02057978 | 03.99.99.1010 |
|  20 G x 2 " | 0,9 x 50 mm | 0,65 mm | Kurzschliff |                | 4667093  | 07463217 | 03.99.99.1010 |
|  21 G x 2 " | 0,8 x 50 mm | 0,57 mm | Langschliff |                | 4665503  | 02057961 | 03.99.99.1010 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

# Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanülen für die tief-intramuskuläre Anwendung



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864


| Gauge x Länge                                                                                      | Ø x Länge   | ID      | Schliff     | VE*/Karton     | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
|  20 G x 2 3/4 " | 0,9 x 70 mm | 0,65 mm | Langschliff | 10 x 100 Stück | 4665791  | 02057984 | 03.99.99.1010 |
|  21 G x 3 1/8 " | 0,8 x 80 mm | 0,57 mm |             |                | 4665465  | 05466559 | 03.99.99.1010 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

# Sterican® für spezielle Indikationen

## Standard-Einmalkanülen



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der EN ISO 7864

| Gauge x Länge                                                                                      | Ø x Länge    | ID      | Schliff     | VE*/Karton     | Art.-Nr. | PZN**   | HiMiV         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------------|----------|---------|---------------|
|  14 G x 3 1/8 " | 2,10 x 80 mm | 1,59 mm | Langschliff | 10 x 100 Stück | 4665473  | 5466536 | 03.99.99.1010 |
|  22 G x 2 "     | 0,70 x 50 mm | 0,47 mm |             |                | 4650018  | 5466542 | 03.99.99.1010 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

# Sterican® für spezielle Indikationen

## Standard-Einmalkanülen zur Neuraltherapie



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Gauge x Länge                                                                                      | Ø x Länge    | ID      | Schliff     | VE* / Karton   | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|
|  21 G x 4 3/4 " | 0,8 x 120 mm | 0,57 mm | Langschliff | 10 x 100 Stück | 4665643  | 04291448 | 03.99.99.1010 |
|  23 G x 3 1/8 " | 0,6 x 80 mm  | 0,39 mm |             |                | 4665635  | 04291431 | 03.99.99.1010 |
|  23 G x 2 3/8 " | 0,6 x 60 mm  | 0,39 mm |             |                | 4665600  | 02359107 | 03.99.99.1010 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.



# Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanülen für die Dental-Anästhesie



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Gauge x Länge                                                                                    | Ø x Länge   | ID      | Schliff     | Indikation***                                    | VE* /<br>Karton   | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|---------------|
|  25 G x 1 "   | 0,5 x 25 mm | 0,32 mm | Langschliff | Infiltrations-Anästhesie                         | 10 x 100<br>Stück | 9186158  | 02057990 | 03.99.99.1010 |
|  25 G x 1 ½ " | 0,5 x 40 mm | 0,32 mm |             | Ober-, Unter-<br>kiefer, Leitungs-<br>anästhesie |                   | 9186166  | 02058009 | 03.99.99.1010 |
|  27 G x 1 ½ " | 0,4 x 40 mm | 0,22 mm |             | Ober-, Unter-<br>kiefer, Leitungs-<br>anästhesie |                   | 9186182  | 02058021 | 03.99.99.1010 |
|  27 G x 1 "   | 0,4 x 25 mm | 0,22 mm |             | Nervengbereich-<br>Anästhesie                    |                   | 9186174  | 02058015 | 03.99.99.1010 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

\*\*\* Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.



# Sterican® Safety

Sicherheits-Einmalkanülen mit indikationsbezogener Schlifflänge



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus
- Fest mit dem Kanülenansatz verbundener Schutzschild, der die Kanüle nach der Aktivierung irreversibel umschließt
- Dünnwand-Kanüle aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Kompatibel mit Luer-Lock- und Luer-Steck-Spritzen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Entspricht der TRBA 250, Absatz 4.2.5 – Prävention von Nadelstichverletzungen\*

\* BAuA – Technischer Arbeitsschutz (inkl. Technische Regeln) – TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
<https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-250.html>

SICHERHEITSGERÄT



## ANWENDERVORTEILE

- Einfache, intuitive Handhabung
- Alle Größen sind kompatibel mit Luer-Lock- und Luer-Steck-Spritzen
- Schutzschild kann stufenlos zurückgeklappt werden und verbleibt in der eingestellten Position – daher ist eine gute Sicht auf den Punktionsort gegeben
- Das Schliffauge ist immer in Richtung des Schutzschildes ausgerichtet (Bevel-Up-Ausrichtung) – somit keine Einschränkung bei der indikationsbezogenen Auswahl der Punktionsstelle
- Der Sicherheitsmechanismus kann unmittelbar nach Gebrauch einhändig ausgelöst werden und umschließt die Kanüle irreversibel
- Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus wird fühl-, sicht- und hörbar bestätigt

Sterican® Safety Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Gauge x Länge                                                                                      | Ø x Länge    | ID      | Schliff     | VE* /Karton    | Art.-Nr.    | PZN**    | HiMiV         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------|---------------|
|  30 G x 1/2 "   | 0,30 x 13 mm | 0,18 mm | Langschliff | 10 x 100 Stück | 4670002S-01 | 13353705 | 03.99.99.1032 |
|  27 G x 1/2 "   | 0,40 x 13 mm | 0,22 mm |             |                | 4670005S-01 | 13353734 | 03.99.99.1032 |
|  26 G x 1/2 "   | 0,45 x 13 mm | 0,27 mm |             |                | 4670008S-01 | 13353740 | 03.99.99.1032 |
|  25 G x 5/8 "   | 0,50 x 16 mm | 0,32 mm |             |                | 4670012S-01 | 13353757 | 03.99.99.1032 |
|  25 G x 1 "     | 0,50 x 25 mm | 0,32 mm |             |                | 4670016S-01 | 13353763 | 03.99.99.1032 |
|  25 G x 1 1/2 " | 0,50 x 40 mm | 0,32 mm |             |                | 4670020S-01 | 13353786 | 03.99.99.1032 |
|  24 G x 1 "     | 0,55 x 25 mm | 0,55 mm |             |                | 4670022S-01 | 13353792 | 03.99.99.1032 |
|  23 G x 1 "     | 0,60 x 25 mm | 0,39 mm |             |                | 4670025S-01 | 13353800 | 03.99.99.1032 |
|  23 G x 1 1/4 " | 0,60 x 30 mm | 0,60 mm |             |                | 4670027S-01 | 13353817 | 03.99.99.1032 |
|  23 G x 1 1/2 " | 0,60 x 40 mm | 0,39 mm |             |                | 4670028S-01 | 13353823 | 03.99.99.1032 |
|  22 G x 1 "     | 0,70 x 25 mm | 0,47 mm |             |                | 4670030S-01 | 13353846 | 03.99.99.1032 |
|  22 G x 1 1/4 " | 0,70 x 30 mm | 0,70 mm |             |                | 4670032S-01 | 13353869 | 03.99.99.1032 |
|  22 G x 1 1/2 " | 0,70 x 40 mm | 0,47 mm |             |                | 4670035S-01 | 13353875 | 03.99.99.1032 |
|  21 G x 1 "     | 0,80 x 25 mm | 0,57 mm |             |                | 4670040S-01 | 13353881 | 03.99.99.1032 |
|  21 G x 1 1/4 " | 0,80 x 30 mm | 0,80 mm |             |                | 4670042S-01 | 13353898 | 03.99.99.1032 |
|  21 G x 1 1/2 " | 0,80 x 40 mm | 0,57 mm |             |                | 4670045S-01 | 13353906 | 03.99.99.1032 |
|  20 G x 1 "     | 0,90 x 25 mm | 0,90 mm |             |                | 4670047S-01 | 13353912 | 03.99.99.1032 |
|  20 G x 1 1/2 " | 0,90 x 40 mm | 0,65 mm |             |                | 4670050S-01 | 13353929 | 03.99.99.1032 |
|  19 G x 1 1/2 " | 1,10 x 40 mm | 0,79 mm |             |                | 4670052S-01 | 13353668 | 03.99.99.1032 |
|  18 G x 1 "     | 1,20 x 25 mm | 1,20 mm |             |                | 4670053S-01 | 13353680 | 03.99.99.1032 |
|  18 G x 1 1/2 " | 1,20 x 40 mm | 0,95 mm |             |                | 4670055S-01 | 13353698 | 03.99.99.1032 |

\*Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# Sterican® Safety

## Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus



### Sicherheitsmechanismus

- Abhängig von der Größe des Schutzschildes rastet die Kanüle an bis zu drei Positionen irreversibel ein
- Die Aktivierung wird fühl-, sicht- und hörbar bestätigt



### Sicherheitsmechanismus

- Der Kanülenschutzschild ist gemäß TRBA 250, Absatz 4.2.5, Bestandteil des Systems



### Kanülenschutzschild

- Der Schutzschild kann stufenlos zurückgeklappt werden und verbleibt in der eingestellten Position



### Kanüle

- Original Sterican®-Qualität von B. Braun: Dünnwand-Kanülenrohr aus Chrom-Nickelstahl mit Facettenschliff und feindosierter Silikonbeschichtung für die schmerzarme Punktion
- „Bevel Up“- Ausrichtung des Schliffauges bei Positionierung des Kanülenschutzschildes über dem Spritzenkörper



### Kanülenschutzschild

- Der Schutzschild umschließt die Kanüle nach der Aktivierung irreversibel: Die technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) empfehlen den Gebrauch von Sicherheitsgeräten zur Prävention von Nadelstichverletzungen – der Sicherheitsmechanismus darf nicht durch Manipulationen außer Kraft gesetzt werden
- Der Schutzschild kann gemäß TRBA 250, Absatz 4.2.5, einhändig aktiviert werden



### Verpackung

- Komfortable Entnahme der Einzelverpackung aus dem Stationskarton à 100 Stück – der Arbeitsschritt der Vereinzelung von Mehrfachblistern entfällt



# Sterican® Safety

## Handlungsempfehlung



Entnehmen Sie die Sterican® Safety unter Berücksichtigung der non-touch-Technik aus der Primärverpackung.



Verbinden Sie die Sicherheits-Einmalkanüle mit einer Luer-Steck oder Luer-Lock Spritze. Drehen Sie die Spritze dazu im Uhrzeigersinn, während Sie die Kanüle am unteren Ende des Schutzschildes halten.




Bringen Sie den Schutzschild in die – abhängig von Sprizentyp und -größe – individuell einstellbare Position.



Entfernen Sie die Schutzkappe mit einer geraden Bewegung, ohne Drehen. Sichern Sie Steckverbindungen ggf. durch das Halten des Spritzenkörpers und des Schutzschildes.



Führen Sie die Punktion wie gewohnt entsprechend der Indikation durch.



Aktivieren Sie den Sicherheitsmechanismus, indem Sie den Schutzschild gegen eine geeignete feste und gerade Oberfläche drücken, bis ein hörbares „Klicken“ das Einrasten der Kanüle bestätigt.



Sollte keine Oberfläche zur Verfügung stehen, drücken Sie mit Daumen oder Zeigefinger gegen die strukturierte Fläche des Schutzschildes, bis das Einrasten zu spüren ist und durch ein hörbares „Klicken“ bestätigt wird. Führen Sie die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus stets abgewandt von sich und anderen durch.

Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert wurde, bevor Sie das Produkt entsorgen.

Entsorgen Sie das Produkt unmittelbar nach der Aktivierung des Sicherheitsmechanismus gemäß geltender Vorschriften in einem geeigneten Abfallbehälter für spitze und scharfe medizinische Instrumente.

EINMALKANÜLEN  
ZUR INJEKTION



Um den Anwenderfilm zur Sterican® Safety direkt auf Ihrem Mobiltelefon anzusehen sowie Informationen zum Produkt zu erhalten, einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Mobiltelefones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen und direkt zur Website gelangen.

# Sterican® Safety

Für mehr Sicherheit

**Sterican® Safety** Einmalkanülen  
mit Sicherheitsmechanismus  
erfüllen die Anforderungen an  
sichere Instrumente gemäß TRBA  
250, Absatz 4.2.5 – Prävention  
von Nadelstichverletzungen.<sup>1</sup>

SICHERHEITSGERÄT



- Weder Patient noch Beschäftigte werden gefährdet
- Die Benutzung ist einfach und anwendungsorientiert
- Der Sicherheitsmechanismus ist Bestandteil des Systems und kompatibel mit anderem Zubehör

Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus der Sterican® Safety

- Kann einhändig erfolgen
- Ist sofort nach Gebrauch möglich
- Ist irreversibel und schließt damit einen erneuten Gebrauch aus
- Ist fühlbar, sichtbar und hörbar

1. BAuA – Technischer Arbeitsschutz (inkl. Technische Regeln) – TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin <https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-250.html>

## Entsorgung von spitzen und scharfen medizinischen Instrumenten

Gemäß TRBA 250, Abschnitt 4.2.5 (6) sind gebrauchte spitze und scharfe medizinische Instrumente einschließlich derer mit Sicherheitsmechanismus unmittelbar nach Gebrauch in **Abfallbehältnissen** zu entsorgen, die der DIN EN ISO 23907 entsprechen. Diese legt Prüfanforderungen fest, die Abfallbehältnisse dieser Art zu erfüllen haben.



Siehe Medibox® – Abfallbehältnis für die Entsorgung spitzer und scharfer medizinischer Instrumente im medizinischen Umfeld auf S. 79



Für weitere Informationen zur TRBA 250 sowie einen Gesamtüberblick über unser Produktsortiment scharfer und spitzer medizinischer Instrumente einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen und zur Website gelangen.



# STUMPFE UND HALBSTUMPFE AUFZIEHKANÜLEN

Für die Entnahme von Lösungen  
und Medikamenten



# STUMPFE AUFZIEHKANÜLEN

zur Verringerung des Risikos von Nadelstichverletzungen bei der Arzneimittelzubereitung

Die stumpfen Kanülen werden zum Aufziehen von Medikamenten aus Brechampullen aus Glas verwendet sowie zu Spülzwecken im Dentalbereich. Dank des stumpfen Anschliffs wird bei der Arzneimittelzubereitung das Risiko von Nadelstichverletzungen reduziert.

## HANDLUNGSEMPFEHLUNG



**1** Halten Sie mit einer Hand den Körper der Glasampulle und greifen Sie mit der zweiten Hand den Kopf der Ampulle. Die Sollbruchstelle ist i.d.R. mit einem Punkt oder einem Ring markiert. Halten Sie die Ampulle mit der Markierung von sich abgewandt und brechen Sie den Kopf der Ampulle ab.

**Hinweis:** Bei der Verwendung von Glasampullen besteht das Risiko einer Partikelkontamination, denn beim Öffnen der Ampulle können Glassplitter in die Lösung und nach erfolgtem Aufziehen in den Körper des Patienten gelangen.

**2** Setzen Sie die Aufziehkanüle auf eine Luer-Steck-Spritze. Sichern Sie durch festes Andrücken den korrekten Sitz. Bei Verwendung einer Luer-Lock-Spritze verbinden Sie diese mit einer leichten Drehbewegung.



**3** Die Schutzkappe wird mit einer geraden Bewegung (ohne Drehen) von der Kanüle getrennt.

**4** Führen Sie die Kanüle in die geöffnete Glasampulle ein und ziehen Sie die Lösung auf. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht mit der Bruchstelle in Berührung kommen, um Verletzungen zu vermeiden.

**5** Entsorgen Sie die Aufziehkanüle unmittelbar nach der Anwendung in einen geeigneten Kanülen-Abwurfbehälter.

**!** Stumpfe Aufziehkanülen sind zum Durchstechen von Behälterstopfen nicht geeignet.

# Sterican® MIX

Stumpfe Aufziehkanüle für die Arzneimittelzubereitung



NUR FÜR DIE ARZNEI-  
MITTELZUBEREITUNG!



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stumpfe Dünnwand-Aufziehkanüle in der Größe 18 G
- Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickelstahl
- Mit sehr glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- 90° Anschliff
- Farbcodierter Konus aus Polypropylen
- Kompatibel mit Luer- und Luer-Lock-Spritzen
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Schnelles Aufziehen mit einer 18 G Aufziehkanüle
- Stumpfer 90° Anschliff für geringes Risiko von Nadelstichverletzungen bei der Arzneimittelzubereitung
- Klare Differenzierung zwischen einer Aufziehkanüle und einer Injektionskanüle durch unterschiedliche Schliffart

Sterican® MIX, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Produkt       | Gauge x Länge  | Ø x Länge   | Anschliff |     | VE*/Karton     | Art.-Nr.   | PZN**    | HiMiV         |
|---------------|----------------|-------------|-----------|-----|----------------|------------|----------|---------------|
| Sterican® MIX | 18 G x 1 1/2 " | 1.2 x 40 mm | Stumpf    | 90° | 10 x 100 Stück | 4038088-01 | 11226486 | 03.99.99.1026 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# HALBSTUMPFE AUFZIEHKANÜLEN

zur Verringerung des Risikos von Nadelstichverletzungen bei der Arzneimittelzubereitung

Die halbstumpfen Kanülen sind für die Medikamentenentnahme aus Durchstechflaschen zugelassen.

Dank des halbstumpfen Anschliffs wird beim Aufziehen von Lösungen und Medikamenten aus Glasampullen und Durchstechflaschen die Gefahr von Nadelstichverletzungen reduziert. Darüber hinaus minimiert der halbstumpfe Kanülenschliff das Risiko von Ausstanzungen bei der Entnahme aus Durchstechflaschen. Halbstumpfe Varianten mit integriertem Filter zur Entnahme und Filtration von Flüssigkeiten reduzieren zusätzlich das Risiko einer Partikelkontamination durch aufgezogene Glassplitter oder ungelöste Trockensubstanz.

## HANDLUNGSEMPFEHLUNG



**1** Setzen Sie die Aufziehkanüle auf eine Luer-Steck-Spritze. Sichern Sie durch festes Andrücken den korrekten Sitz. Bei Verwendung einer Luer-Lock-Spritze verbinden Sie diese mit einer leichten Drehbewegung.

**2** Die Schutzkappe wird mit einer geraden Bewegung (ohne Drehen) von der Kanüle getrennt.



**3** Für die Entnahme aus Vials punktieren Sie den Verschlussstopfen mittig durch senkrecht Ansetzen der Kanüle. Beim Durchstechen sind Drehbewegungen zu vermeiden, um das Risiko von Ausstanzungen zu minimieren.

**4** Entsorgen Sie die Aufziehkanülen unmittelbar nach der Anwendung in einen geeigneten Kanülen-Abwurfbehälter.

# Sterican® MIX und SOL-M™

Halbstumpfe Aufziehkanülen für die Arzneimittelzubereitung



NUR FÜR DIE ARZNEI-  
MITTELZUBEREITUNG!



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Halbstumpfe Dünnwand-Aufziehkanülen in der Größe 18 G
- Varianten mit und ohne 5 µm Filter
- Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickelstahl
- Mit sehr glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- 40° bzw. 45° Anschliff
- Konus aus Polypropylen
- Kompatibel mit Luer- und Luer-Lock- Spritzen
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Schnelles Aufziehen mit einer 18 G Aufziehkanüle
- Halbstumpfer 40° bzw. 45° Anschliff für geringes Risiko von Nadelstichverletzungen bei der Arzneimittelzubereitung
- Minimiertes Risiko von Ausstanzungen bei der Entnahme aus Durchstechflaschen dank des halbstumpfen Kanülenschliffs
- Variante mit Filter zur Entnahme und gleichzeitigen Filtration von Flüssigkeiten aus Durchstechflaschen
- Klare Differenzierung zwischen einer Aufziehkanüle und einer Injektionskanüle beim Einsatz verschiedener Kanülen durch unterschiedliche Farbgebung und Schliffart

Sterican® MIX and SOL-M™ Blunt Fill Needle, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Produkt       | Gauge x Länge  | Ø x Länge   | Filter | Anschliff | VE* /Karton    | Art.-Nr.   | PZN**    | HiMiV         |
|---------------|----------------|-------------|--------|-----------|----------------|------------|----------|---------------|
| Sterican® MIX | 18 G x 1 1/2 " | 1.2 x 40 mm | -      | 40°       | 10 x 100 Stück | 4550400-01 | 11226486 | 03.99.99.1026 |
| SOL-M™        | 18 G x 2 "     | 1.2 x 50 mm | -      | 45°       |                | 110023     | -        | 03.99.99.1026 |
| SOL-M™        | 18 G x 1 1/2 " | 1.2 x 40 mm | 5 µ    | 45°       |                | 110022F    | -        | 03.99.99.1026 |
| SOL-M™        | 18 G x 2 "     | 1.2 x 50 mm | 5 µ    | 45°       |                | 110023F    | -        | 03.99.99.1026 |

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

# FILTERKANÜLE

Für die Entnahme und Filtration von  
Infusions- und Injektionslösungen

# Sterifix® Filterkanüle

Einmalkanüle mit integriertem Filter für die Entnahme und Filtration von Infusions- und Injektionslösungen



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Mit 5 µm Partikelfilter
- Luer-Lock-Ansatz aus ABS, Filterfläche aus Polyamid, Filtergehäuse aus ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene plastic)
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Entnahme und Filtration von Arzneimitteln aus Durchstechflaschen
- Klare Differenzierung zwischen einer Aufziehkanüle und einer Injektionskanüle durch Farbgebung und Schliff

## Sterifix® Filterkanüle

| Gauge x Länge                                                                                    | Ø x Länge   | Schliff     | VE* / Karton | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|---------------|
|  G 19 x 25 mm | 1,1 x 25 mm | Kurzschliff | 4 x 50 Stück | 4550404  | 06867013 | 03.99.99.1026 |

\*Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 50 Stück, \*\* PZN gültig für ein Stück



# FILTERKANÜLE

Für die Anwendung in der Regionalanästhesie (RA)

# Sterifix® Filterkanüle NRFit®

Einmalkanüle mit integriertem Filter zur Entnahme und Filtration von Lokalanästhetika



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Mit 5 µm Partikelfilter
- Ansatz aus ABS, Filterfläche aus Polyamid, Filtergehäuse aus ABS
- NRFit®-Lock-Ansatz
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Entnahme und Filtration von Lokalanästhetika
- Verhindert Fehlmedikationen und Partikelkontaminationen im Bereich der Regionalanästhesie
- NRFit®-Lock-Ansatz

## Sterifix® Filterkanüle

| Gauge x Länge                                                                                    | Ø x Länge   | Schliff     | VE* / Karton | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|---------------|
|  G 19 x 25 mm | 1,1 x 25 mm | Kurzschliff | 4 x 50 Stück | 4550404N | 13746439 | 03.99.99.1026 |

\*Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 50 Stück, \*\* PZN gültig für ein Stück

# EINMALKANÜLEN FÜR SPÜLZWECKE

Für die Verwendung im Dentalbereich

# Sterican® Stumpf

Stumpfe Kanülen für Spülzwecke im Dentalbereich



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stumpfe Dünnwand-Kanüle in den Größen 21G und 27G
- Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickelstahl
- Mit sehr glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- 90° Anschliff
- Farbcodierter Konus aus Polypropylen
- Kompatibel mit Luer- und Luer-Lock-Spritzen
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Stumpfer 90° Anschliff für geringes Risiko von Nadelstichverletzungen
- Klare Differenzierung zwischen einer Aufziehkanüle und einer Injektionskanüle durch Schliff

Sterican® Stumpf, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

| Gauge x Länge                                                                            | Ø x Länge    | ID      | Anschliff  | VE* /Karton    | Art.-Nr. | PZN**    | HiMiV |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|----------------|----------|----------|-------|
|  21 G | 0,80 x 22 mm | 0,22 mm | Stumpf 90° | 10 x 100 Stück | 9180109  | 08915986 | -     |
|  27 G | 0,40 x 25 mm | 0,57 mm |            |                | 9180117  | 08915992 | -     |

\*Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, \*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück



Medibox® 4,7 L

Fill line on the lid  
max. 3,9 L ↑

REF 9193618

PZN 13847376

UN 3H2/Y2,25/S/18

I/CPABO 0002-J/KETER ITALIA SPA



DANGER



ISO 23907:2012  
KM 99113



UN3291



www.bbraun.com



B. Braun Melsungen AG  
Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Germany

B | BRAUN

101310 2018/07/08 101005416

# Medibox®

Abfallbehältnis für die Entsorgung spitzer und scharfer medizinischer Instrumente im medizinischen Umfeld




## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bruchbeständig, druchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
- Frei haltender Deckel durch leichtes Einrasten in offener Position
- Temporär verschließbar mit einer Hand
- Permanent endverschließbar
- Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
- Autoklavierbar bei 134° für bis zu 18 Minuten
- Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250

## ANWENDERVORTEILE

- Berührungsfreie Entsorgung
- Verschiedene Öffnungen zur Entsorgung von Produkten unterschiedlicher Größe
- Geringere Gefahr von Nadelstichverletzungen



Medibox® 0,8 L – 9,1 L

## FÜR DIE ENTSORGUNG VON

- 1 Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz
- 2 Penkanülen
- 3 Verschiedenen scharfen und spitzen medizinischen Instrumenten

| Größe | Füllvolumen max. | Deckel (L x B x H)    | Boden (L x B)  | VE*      | Art.-Nr. | PZN      |
|-------|------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 0,8 L | 0,67 L           | 9,8 x 9,8 x 18 cm     | ø 7,5 cm       | 18 Stück | 9193424  | 16400687 |
| 2,4 L | 2 L              | 15,1 x 15,2 x 20 cm   | 11 x 11 cm     | 27 Stück | 9193600  | 13847399 |
| 4,7 L | 3,9 L            | 19 x 19 x 20,5 cm     | 15 x 15 cm     | 25 Stück | 9193618  | 13847376 |
| 5,7 L | 4,8 L            | 19 x 19 x 25,7 cm     | 13,9 x 13,9 cm | 25 Stück | 9193627  | 13847382 |
| 6,8 L | 5,7 L            | 16,7 x 16,7 x 50 cm   | ø 11 cm        | 22 Stück | 9193639  | 14410285 |
| 9,1 L | 7,7 L            | 21,5 x 21,5 x 32,5 cm | 17 x 17 cm     | 13 Stück | 9193640  | 13856665 |

| Halterungssysteme für Medibox®                               | VE      | Art.-Nr.  |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Medibox® 6,8 Liter Stangenhalterung für Infusionsständer     | 1 Stück | 9193639-0 |
| Medibox® 9,1 Liter Befestigungsschraube für Infusionsständer | 1 Stück | 9193640-0 |




### 1 DECKELMONTAGE



Platzieren Sie den Deckel auf den Abfallbehälter und drücken Sie die jeweils gegenüberliegenden Ecken des Deckels nach unten, bis ein „Klicken“ das Einrasten bestätigt.

**Kontrollieren Sie, ob der Deckel an allen Seiten richtig eingerastet ist!**

### 2 ANWENDUNG




#### FÜR DIE ENTSORGUNG VON

- 1 Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz
- 2 Penkanülen
- 3 verschiedenen größeren, scharfen und spitzen medizinischen Instrumenten

Lösen Sie die Deckelklappe durch leichten Druck auf die Lasche, sodass die Deckelklappe leicht nach oben springt.

Schieben Sie die Deckelklappe mit einer Hand nach oben, bis sie in stehender Position einrastet.



Lösen Sie Luer- und Luer-Lock-Verbindungen zwischen Spritze und Kanüle.

Lösen Sie die Verbindung eines Pens und einer Penkanüle.

Entsorgen Sie größere, scharfe und spitze medizinische Instrumente.



### 3 DECKELVERSCHLUSS



#### TEMPORÄRER VERSCHLUSS

Lösen Sie den Deckel aus der Halteposition und drücken Sie die Deckelklappe leicht auf dem Gehäuse an.



#### PERMANENTER ENDVERSCHLUSS

Verschließen Sie die Medibox® nach Erreichen des maximalen Füllstandes (siehe Deckelprägung) durch gleichzeitigen Druck auf die gekennzeichneten Druckstellen.



Die Entsorgung der endverschlossenen Medibox® erfolgt gemäß den lokalen, gesetzlichen Bestimmungen.



Um den Anwenderfilm zur Medibox® direkt auf Ihrem Handy anzusehen sowie Informationen zum Produkt zu erhalten, einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen und zur Website gelangen.


# Notizen

# Allgemeine Informationen




# Injekt®

## Design der Verpackung



- Farbliche Kodierung der Verpackung für eine bessere Differenzierung der einzelnen Varianten



- Illustrative Darstellung des Produkts für sofortige Zuordnung



- Produktname auf allen relevanten Seiten für eine schnelle Orientierung

**Injekt®**

1. Seringas de uso único, de 2 peças  
 2. Seringă de unică folosință, din 2 piese  
 3. Шприц одноразового применения, 2-х компонентный  
 4. Sprutor för engångsbruk, 2-delade  
 5. Brizgalka za enkratno uporabo, 2-dielna  
 6. Jednorazová injekčná striekačka, 2-dielna  
 7. Tek kullanimli enjektörler, 2 parçalı  
 8. Одноразовый шприц, 2-компонентный

9. Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic



**5 ml**


**B | BRAUN**

Unterschiedliche farbliche Kodierung der Verpackung für eine bessere Differenzierung der einzelnen Varianten.

**Injekt®**

1. Seringas de uso único, de 2 peças  
 2. Seringă de unică folosință, din 2 piese  
 3. Шприц одноразового применения, 2-х компонентный  
 4. Sprutor för engångsbruk, 2-delade  
 5. Brizgalka za enkratno uporabo, 2-dielna  
 6. Jednorazová injekčná striekačka, 2-dielna  
 7. Tek kullanimli enjektörler, 2 parçalı  
 8. Одноразовый шприц, 2-компонентный

9. Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic



**10 ml**


**B | BRAUN**

**Injekt®**

1. Single-use syringes, 2-piece  
 2. Einmalgritzen, 2-teilig  
 3. Спрингупка за еднократна употреба, двукомпонентна  
 4. 一次性使用注射器，两件式  
 5. Jednorazová injekčná striekačka, 2-dielna  
 6. Engangssprøjter, 2-komponent  
 7. Ühekordelt kasutatav süstlad, 2-osaliseid  
 8. Jeringas de un solo uso, de 2 piezas  
 9. Kertakäyttösuikset, 2-osainen  
 10. Seringues à usage unique, 2 pièces  
 11. Tüppyeit jaooc-ryöjont, 2-tyagalmuv  
 12. Jednokratne strcaljke, 2-dielne  
 13. Egysezer használatos fecskendő, 2 darabos  
 14. Seringhe monouso, 2 parti  
 15. Bep per kpaдaвyяa apkaлpaн шпpицтep, 2-дiянi  
 16. Vienkartinio naudojimo švirkštai, 2 dalių  
 17. Sines vlenrelbtjai lietošanai, 2dališas  
 18. Spuiten voor eenmalig gebruik, 2-delig





19. Engangssprøyte, 2 deler  
 20. Strzykawka jednorazowego użycia, 2-częściowa  
 21. Seringas de uso único, de 2 peças  
 22. Seringă de unică folosință, din 2 piese  
 23. Шприц одноразового применения, 2-х компонентный  
 24. Sprutor för engångsbruk, 2-delade  
 25. Brizgalka za enkratno uporabo, 2-dielna  
 26. Jednorazová injekčná striekačka, 2-dielna  
 27. Tek kullanimli enjektörler, 2 parçalı  
 28. Одноразовый шприц, 2-компонентный

29. Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic




**20 ml**

**B | BRAUN**



- Farbliche Kodierung der Verpackung für eine bessere Differenzierung der einzelnen Varianten



- Illustrative Darstellung des Produkts für sofortige Zuordnung



- Produktname auf allen relevanten Seiten für eine schnelle Orientierung



### Omnifix®

**EN** Bip per kļaudzuma arnāšanai špricīter, 3 daļa  
**LT** Vienkartinio naudojimo švirkštai, 3 dalių  
**LV** Šīrces vienreizējai lietošanai, 3daļīgas  
**NL** Spuiten voor eenmalig gebruik, 3-delig  
**NO** Engangssprøyte, 3 deler  
**PL** Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa  
**PT** Seringas de uso único, de 3 peças  
**RO** Seringă de unică folosință, din 3 piese  
**RU** Шприцы одноразового применения, 3-х компонентные

**SE** Sprutor för engångsbruk, 3-delade  
**SK** Brizgalka za enkratno uporabo, 3-dielna  
**TR** Tek kullanımlık enjektörler, 3 parçalı  
**UA** Одноразові шприци, 3-компонентні  
**VN** Ống tiêm dùng một lần, 3 chi tiết

**US** Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic



**5 ml**

**B | BRAUN**


Unterschiedliche farbliche Kodierung der Verpackung für eine bessere Differenzierung der einzelnen Varianten.

### Omnifix®

**LV** Šīrces vienreizējai lietošanai, 3daļīgas  
**NL** Spuiten voor eenmalig gebruik, 3-delig  
**NO** Engangssprøyte, 3 deler  
**PL** Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa  
**PT** Seringas de uso único, de 3 peças  
**RO** Seringă de unică folosință, din 3 piese  
**RU** Шприцы одноразового применения, 3-х компонентные  
**SE** Sprutor för engångsbruk, 3-delade  
**SK** Brizgalka za enkratno uporabo, 3-dielna

**SK** Jednorazová injekčná striekačka, 3-dielna  
**TR** Tek kullanımlık enjektörler, 3 parçalı  
**UA** Одноразові шприци, 3-компонентні  
**VN** Ống tiêm dùng một lần, 3 chi tiết

**US** Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic



**10 ml**


**B | BRAUN**

### Omnifix®

**IT** Siringhe monouso, 3 parti  
**EN** 일회용 주사기, 3pcs  
**SE** Bip per kļaudzuma arnāšanai špricīter, 3 daļa  
**LT** Vienkartinio naudojimo švirkštai, 3 dalių  
**LV** Šīrces vienreizējai lietošanai, 3daļīgas  
**NL** Spuiten voor eenmalig gebruik, 3-delig  
**NO** Engangssprøyte, 3 deler  
**PL** Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa  
**PT** Seringas de uso único, de 3 peças  
**RO** Seringă de unică folosință, din 3 piese  
**RU** Шприцы одноразового применения, 3-х компонентные  
**SE** Sprutor för engångsbruk, 3-delade

**SK** Brizgalka za enkratno uporabo, 3-dielna  
**SK** Jednorazová injekčná striekačka, 3-dielna  
**TR** Tek kullanımlık enjektörler, 3 parçalı  
**UA** Одноразові шприци, 3-компонентні  
**VN** Ống tiêm dùng một lần, 3 chi tiết

**US** Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic



**20 ml**

**B | BRAUN**

### Omnifix®

**EN** Single-use syringes, 3-piece  
**EN** Einmaligspritzen, 3-teilig  
**EN** Sprężynka za jednokrotną użycie, trzyczęściowa  
**EN** 一次性使用注射器, 三件式  
**EN** Jednorazová injekční stříkačka, 3-dílná  
**EN** Engangssprøyte, 3-komponent  
**EN** Ühekordselt kasutatavad süstlad, 3-osalist  
**EN** Jeringas de uso solo, de 3 piezas  
**EN** Kertakäyttösuikku, 3-osainen  
**EN** Seringes à usage unique, 3 pièces  
**EN** Izoppyracasprężyn, 3-rzędowy  
**EN** Jednokratne strijčke, 3-dielne  
**EN** Egyszer használatos fecskendő, 3 darabos  
**EN** Alat suntik sekali pakai, 3 buah  
**EN** Siringhe monouso, 3 parti  
**EN** 일회용 주사기, 3pcs

**SE** Sprutor för engångsbruk, 3-delade  
**SK** Brizgalka za enkratno uporabo, 3-dielna  
**SK** Jednorazová injekčná striekačka, 3-dielna  
**TR** Tek kullanımlık enjektörler, 3 parçalı  
**UA** Одноразові шприци, 3-компонентні  
**VN** Ống tiêm dùng một lần, 3 chi tiết

**US** Rx only - Single use only - Sterile in unopened undamaged package - Do not resterilize - nonpyrogenic - nontoxic



**30 ml**

**B | BRAUN**

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: [info.de@bbraun.com](mailto:info.de@bbraun.com)  
[www.bbraun.de](http://www.bbraun.de) | Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen