



Wund-  
management

Prontosan® & Askina®

# INHALT

## KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

### WUNDAUFLAGEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Askina® Mullkompressen       | 5 |
| Askina® Vliesstoffkompressen | 6 |
| Askina® Ocula®               | 6 |
| Askina® Pad                  | 7 |
| Askina® Pad S                | 7 |
| Askina® Verbandmull          | 8 |

### MULL- UND ZELLSTOFFPRODUKTE

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Askina® Brauncel®         | 10 |
| Askina® Cel               | 10 |
| Askina® Schlinggazetupfer | 11 |

### WUNDVERBÄNDE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Askina® Soft steril        | 13 |
| Askina® Soft Clear         | 13 |
| Askina® Soft unsteril      | 14 |
| Askina® Med Strips         | 14 |
| Askina® Med unsteril       | 15 |
| Askina® Injektionspflaster | 15 |

### FIXIERVERBÄNDE

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Askina® Finger Bob®              | 17 |
| Askina® Elast                    | 18 |
| Askina® Elast fine               | 19 |
| Askina® Haft Color               | 20 |
| Askina® Haft Color Sortimentsbox | 21 |
| Askina® kohäsive Fixierbinde     | 21 |

### KOMPRESSIONSVERBÄNDE

|                        |    |
|------------------------|----|
| Askina® Kurzzugbinde   | 23 |
| Askina® Forte          | 23 |
| Askina® Zinkleimbinde  | 24 |
| Askina® Ideal          | 25 |
| Askina® Universalbinde | 26 |

### FIXIERPFLASTER

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Askina® Fix             | 28 |
| Askina® Soft I.V.       | 29 |
| Askina® Soft Clear I.V. | 29 |

### TAPEVERBÄNDE

|              |    |
|--------------|----|
| Askina® Tape | 31 |
|--------------|----|

## VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

### WUNDSPÜLUNG UND WUNDREINIGUNG

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Prontosan® Wundspüllösung  | 34 |
| LavaSurge® Wundspüllösung  | 34 |
| Prontosan® Wound Gel       | 35 |
| Prontosan® Wound Gel X     | 35 |
| Prontosan® Wound Spray     | 36 |
| Prontosan® Debridement Pad | 36 |

### SILIKON-WUNDAUFLAGEN

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Askina® DresSil             | 38 |
| Askina® DresSil Border      | 39 |
| Askina® DresSil Border Lite | 40 |
| Askina® DresSil Heel        | 41 |
| Askina® DresSil Border Mini | 42 |
| Askina® DresSil Sacrum      | 42 |
| Askina® SilNet Plus         | 43 |

### SCHAUMSTOFF-WUNDAUFLAGEN

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Askina® Foam                | 45 |
| Askina® Foam Cavity         | 45 |
| Askina® Heel                | 46 |
| Askina® Trachea             | 47 |
| Askina® Touch               | 47 |
| Askina® Transorbent®        | 48 |
| Askina® Transorbent® Border | 48 |
| Askina® Transorbent® Sacrum | 49 |

### SILBERHALTIGE VERBÄNDE

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Askina® Calgitrol® Ag | 51 |
|-----------------------|----|

### ALGINATE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Askina® Sorb Wundauflage   | 53 |
| Askina® Sorb Wundtamponade | 53 |

### ERGÄNZUNGSSORTIMENT

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Askina® Carbosorb     | 55 |
| Askina® Derm          | 55 |
| Askina® Barrier Film  | 56 |
| Askina® Barrier Cream | 56 |
| Askina® Barrier Swabs | 57 |
| Askina® Skin Freeze   | 57 |

### ANHANG

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Leitfaden zur Versorgung chronischer Wunden | 58 |
|---------------------------------------------|----|



## WUNDAUFLAGEN

Askina® Wundauflagen sind für alle Arten der klassischen Wundversorgung und als Salben- oder Medikamententräger einsetzbar.

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## WUNDAUFLAGEN



### Askina® Mullkompressen

Mullkompressen aus Verbandmull mit eingeschlagenen Schnittkanten

- Für alle Arten der klassischen Wundversorgung, als Salben- oder Medikamenten-träger
- 100 % Baumwolle
- 100 % chlorfrei gebleicht
- DIN 14079 – VM 17, Ph. Eur.

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG     |                                   | ABMESSUNG    | VE          | ART.-NR. | PZN      |
|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|----------|
| 8-fach gelegt  | Rezeptur-Packung – steril –       | 5 x 5 cm     | 5 x 2 Stk.  | 9031103N | 06874421 |
|                |                                   | 7,5 x 7,5 cm | 5 x 2 Stk.  | 9031111N | 06874438 |
|                |                                   | 10 x 10 cm   | 5 x 2 Stk.  | 9031120N | 06874444 |
|                |                                   | 10 x 20 cm   | 5 x 2 Stk.  | 9031138N | 06874450 |
|                | Sprechstunden-Packg. – steril –   | 5 x 5 cm     | 25 x 2 Stk. | 9031200N | 06874467 |
|                |                                   | 7,5 x 7,5 cm | 25 x 2 Stk. | 9031219N | 06874473 |
|                |                                   | 10 x 10 cm   | 25 x 2 Stk. | 9031227N | 06874496 |
|                |                                   | 10 x 20 cm   | 25 x 2 Stk. | 9031235N | 06874504 |
| 12-fach gelegt | Sprechstunden-Packg. – unsteril – | 5 x 5 cm     | 100 Stück   | 9031308  | 06874510 |
|                |                                   | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück   | 9031316  | 06874527 |
|                |                                   | 10 x 10 cm   | 100 Stück   | 9031324  | 06874533 |
|                |                                   | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück   | 9033017  | 06874562 |
|                | Sprechstunden-Packg. – unsteril – | 10 x 10 cm   | 100 Stück   | 9033025  | 06874579 |
|                |                                   | 10 x 20 cm   | 100 Stück   | 9033041  | 06874591 |
|                |                                   |              |             |          |          |
|                |                                   |              |             |          |          |

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## WUNDAUFLAGEN



### Askina® Vliesstoffkompressen

#### Vliesstoffkompressen

- Für alle Arten der klassischen Wundversorgung, als Salben- oder Medikamententräger
- 4-fach gelegt

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG    | VE        | ART.-NR. | PZN      |
|------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 4-fach     | 10 x 10 cm   | 100 Stück | 9034706  | 10041023 |
| 4-fach     | 10 x 10 cm   | 200 Stück | 9034714  | 10041052 |
| 4-fach     | 5 x 5 cm     | 100 Stück | 9034722  | 10041075 |
| 4-fach     | 7,5 x 7,5 cm | 100 Stück | 9034730  | 10041098 |
| 4-fach     | 10 x 20 cm   | 100 Stück | 9034749  | 10041112 |



### Askina® Ocula®

#### Rundum geschlossene Augenkompressen mit weicher Füllung aus Saugwatte

- Sehr sanft und luftdurchlässig, dass man sie kaum spürt – ohne störende Nähte oder harte Ränder, Füllung aus Saugwatte (34 % Baumwolle, 66 % Polyester)
- Nicht-haftende Umhüllung aus Polyester
- Besonders weich und anschmiegsam, langanhaltende Polsterwirkung
- Zur Versorgung von Verletzungen am Auge und zur weichen Wundabdeckung nach operativen Eingriffen
- Oval, 56 x 72 mm
- Gute Formbeständigkeit und kein Ausfasern, da rundum geschlossen, gute Anpassung im Augenbereich durch ovale Form
- Sterilisierbar
- Hoch absorbierend

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG                        | ABMESSUNG  | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|-----------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Rezeptur-Packung – unsteril –     | 56 x 72 mm | 5 Stück  | 9015019  | 06167089 |
| Sprechstunden-Packg. – unsteril – | 56 x 72 mm | 50 Stück | 9015027  | 06167095 |
| Rezeptur-Packung – steril –       | 56 x 72 mm | 5 Stück  | 9015116  | 06167103 |
| Sprechstunden-Packg. – steril –   | 56 x 72 mm | 25 Stück | 9015124  | 06167126 |



### Askina® Pad

Weiche und sehr saugfähige, sterile Wundauflage zur Versorgung von Hautwunden aller Art

- Sehr saugfähig
- Nicht-haftend
- Feste Vliesstoffoberseite verhindert ein Fusseln des Polsters
- Hohe Polsterwirkung
- Indikationen: Hautwunden aller Art (in der Traumatologie, Dermatologie und Chirurgie), als sekundäre Wundauflage bei infizierten Wunden

**Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG  | VE        | ART.-NR. | PZN      |
|------------|------------|-----------|----------|----------|
|            | 5 x 5 cm   | 100 Stück | 9024018  | 06647346 |
|            | 10 x 10 cm | 100 Stück | 9024034  | 06647352 |
|            | 20 x 10 cm | 100 Stück | 9024042  | 06646068 |
|            |            |           |          |          |
|            |            |           |          |          |



### Askina® Pad S

Gebrauchsfertige, sterile Schlitzkomresse mit Lochstanzung zur Wundversorgung von Kathetern sowie Draht- und Nagelextensionen

- Gebrauchsfertig
- Sehr saugfähig
- Nicht-haftend
- Sehr gute Polsterwirkung
- Indikationen: Versorgung von Kathetereintrittsstellen, Versorgung von Draht- und Nagelextensionen

**Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG    | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|--------------|----------|----------|----------|
|            | 5 x 5 cm     | 30 Stück | 9024050  | 00323536 |
|            | 7,5 x 7,5 cm | 30 Stück | 9024069  | 00323542 |
|            |              |          |          |          |
|            |              |          |          |          |

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## WUNDAUFLAGEN



### Askina® Verbandmull

Verbandmull in zwei Varianten nach DIN 61630 - VM 20

- 8-fach gelegt auf 10 cm Breite
- 100 % chlorfrei gebleicht
- Hoch saugfähig
- Individuell zuschneidbar

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG                          | ABMESSUNG | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Rollenpackung in Klarsichtdispenser | 2 m       | 1 Rolle  | 9030026W | 11296587 |
|                                     | 5 m       | 1 Rolle  | 9030050W | 11296596 |
|                                     | 10 m      | 1 Rolle  | 9030107W | 11296601 |
| im Beutel                           | 20 m      | 2 Rollen | 9030409W | 11296618 |



## MULL- UND ZELLSTOFFPRODUKTE

Die Askina® Mull- und Zellstoffprodukte sind vorwiegend zur Hautreinigung und Hautdesinfektion zu verwenden.

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## MULL- UND ZELLSTOFFPRODUKTE



### Askina® Brauncel®

Zellstofftupfer von der Rolle aus hochgebleichtem Verbandzellstoff nach DAB, DIN 19310

- Zur Hautreinigung vor Injektionen und als Saugpolster
- Einfach und sauber abzureißen
- Stark saugfähig und formstabil
- Tupfergröße: 4 x 5 cm, gebrauchsfertig vorgestanzt
- 100 % chlorfrei gebleichter Verbandzellstoff
- Die Askina® Brauncel®-Tupfer können staubgeschützt in der praktischen Askina® Brauncel®-Box aufbewahrt und jederzeit einzeln entnommen werden

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG            | ABMESSUNG    | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|-----------------------|--------------|---------|----------|----------|
| Askina® Brauncel®     | à 500 Tupfer | 1 Rolle | 9051015  | 08473637 |
| Askina® Brauncel®-Box | –            | 1 Stück | 9051503P | 12510025 |
|                       |              |         |          |          |
|                       |              |         |          |          |
|                       |              |         |          |          |

### Askina® Cel

**Stark saugfähiger Verbandzellstoff**

- Stark saugfähiger Verbandzellstoff hochgebleicht aus 100 % chlorfrei gebleichtem Verbandzellstoff nach DAB oder ungebleicht aus 100 % Altpapier
- Als preisgünstiges Saugmaterial ist Askina® Cel ein zuverlässiger Helfer im Praxisalltag



| AUSFÜHRUNG    | ABMESSUNG                   | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|---------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| hochgebleicht | Rolle, 36 cm breit, 1000 g  | 1 Rolle  | 9050418  | 01417736 |
|               | in Lagen, 37 x 57 cm, 15 kg | 1 Karton | 9050035  | 06874757 |
| ungebleicht   | in Lagen, 37 x 57 cm, 15 kg | 1 Karton | 9050523  | 06874763 |
|               |                             |          |          |          |
|               |                             |          |          |          |



### Askina® Schlinggazetupfer

#### Schlinggazetupfer zur Wundversorgung

- Zur hygienischen Reinigung und Desinfektion von Wunden
- Aus Verbandmull nach DIN 61630 – VM 20, Ph. Eur.
- 20-fädig ohne Röntgenkontrastfaden
- 100 % Baumwolle

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG             | ABMESSUNG               | VE        | ART.-NR. | PZN      |
|------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| pflaumengroß, steril   | Packg. zu 4 Stk.        | 20 Packg. | 9016007  | 06158593 |
| pflaumengroß, steril   | Packg. zu 20 Stk.       | 16 Packg. | 9016015  | 06158601 |
| pflaumengroß, unsteril | Packg. zu 2 x 500 Stk.  | 1 Packg.  | 9016023  | 06158618 |
| walnussgroß, unsteril  | Packg. zu 2 x 1000 Stk. | 1 Packg.  | 9016120  | 06158624 |
|                        |                         |           |          |          |
|                        |                         |           |          |          |



## WUNDVERBÄNDE

Die Askina® Wundverbände sind Auflagen über einer Wunde mit dem Ziel, sie vor äußeren Einflüssen zu schützen und die Wundheilung zu unterstützen.

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## WUNDVERBÄNDE



### Askina® Soft steril


Gebrauchsfertiger, hautfreundlicher Vliesstoffwundverband für die postoperative Primär- und Folgeversorgung sezernierender Wunden nach Unfallverletzungen, chirurgischen Eingriffen oder einfach als sanfte Wundabdeckung

- Für alle Formen der postoperativen, stationären und ambulanten Wundversorgung
- Innovatives Wundpad mit microfeinem Gitternetz. Die saugfähige, nichthaftende Wundaufgabe unterstützt eine hohe Polsterwirkung und ungestörte Wundheilung
- Kein Verkleben mit der Wunde durch das hydrophobe, microfeine Netz
- Besonders hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber
- Elastischer Wundverband mit atmungsaktivem Vliesstoff
- Weiches, anschmiegsames Vliesmaterial, daher besonders gut anmodellierbar
- Abgerundete Ecken, dadurch kein lästiges Aufrollen des Verbandes

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG  | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|------------|----------|----------|----------|
|            | 7,5 x 5 cm | 50 Stück | 9086480  | 08711137 |
|            | 9 x 5 cm   | 50 Stück | 9086501  | 06645896 |
|            | 9 x 10 cm  | 50 Stück | 9086510  | 06645904 |
|            | 9 x 15 cm  | 40 Stück | 9086528  | 06645910 |
|            | 9 x 20 cm  | 30 Stück | 9086536  | 06645927 |



### Askina® Soft Clear

Steriler Wundverband mit einer transparenten Polyurethanfolie und einem hautfreundlichen Acrylatkleber

- Einfache Anwendbarkeit durch stabilisierende Polyesterfolie auf der wundabgewandten Seite
- Die Wunde trocknet nicht aus
- Atmungsaktiv, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Das mikroporöse Gitternetz aus Polyester verhindert ein Verkleben mit der Wunde
- Undurchlässigkeit für Flüssigkeiten und Bakterien von außen
- Duschen und Baden ist möglich
- Abgerundete Ecken verhindern ein Aufrollen des Verbandes
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch hypoallergenen Polyacrylatkleber

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG  | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|------------|----------|----------|----------|
|            | 7,5 x 5 cm | 50 Stück | 9086803  | 05014395 |
|            | 9 x 10 cm  | 50 Stück | 9086821  | 05014455 |
|            | 9 x 25 cm  | 30 Stück | 9086848  | 10413588 |

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## WUNDVERBÄNDE



### Askina® Soft unsteril

Hypoallergener Wundverband mit atmungsaktivem und elastischem Vliesträgermaterial

- Für alle Arten der sanften Wundabdeckung, bei denen steriles Verbandmaterial nicht erforderlich ist
- Lange Verweildauer auf der Wunde durch hohe Saugkraft der Wundaufgabe
- Keine Hautirritationen durch hautfreundlichen Polyacrylatkleber
- Wirtschaftliche Anwendung durch individuelles Zuschneiden

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG           | ABMESSUNG                               | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|----------------------|-----------------------------------------|---------|----------|----------|
|                      | 6 cm x 1 m (10 Streifen zu 10 cm Länge) | 1 Stück | 9086013  | 07412094 |
|                      | 8 cm x 1 m (10 Streifen zu 10 cm Länge) | 1 Stück | 9086021  | 07412102 |
| Sprechstundenpackung | 4 cm x 5 m (Rolle)                      | 1 Stück | 9086030  | 07412119 |
|                      | 6 cm x 5 m (Rolle)                      | 1 Stück | 9086048  | 07412125 |
|                      | 8 cm x 5 m (Rolle)                      | 1 Stück | 9086056  | 07412131 |



### Askina® Med Strips

Anschmiegsames Erste-Hilfe-Pflaster für empfindliche Haut

- Bei kleinen Schnittwunden, Abschürfungen, Fleischwunden oder Stichverletzungen
- Elastisches Trägermaterial
- Hypoallergener Polyacrylatkleber
- Wasser- und schmutzabweisend
- Atmungsaktiv, nichtverklebendes Wundkissen
- UV-beständig, nicht steril

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG    | VE        | ART.-NR. | PZN      |
|------------|--------------|-----------|----------|----------|
|            | 7,2 x 1,9 cm | 100 Stück | 9085025  | 07412160 |
|            | 7,2 x 2,5 cm | 100 Stück | 9085033  | 07412177 |
|            | 7,2 x 5 cm   | 100 Stück | 9085041  | 07412183 |
|            | 3,8 x 3,8 cm | 100 Stück | 9085017  | 07412154 |
|            | 2,2 cm rund  | 100 Stück | 9085050  | 00716187 |



### Askina® Med unsteril

#### Elastischer, unsteriler Wundverband

- Für alle Arten der Wundabdeckung, bei denen steriles Verbandmaterial nicht erforderlich ist
- Hautfarbenes Baumwolle-Polyamid Trägermaterial
- Hoher Tragekomfort durch die atmungsaktive Kleber-Gewebe-Komposition
- Sicherer Halt durch querelastische Struktur
- Kein Verkleben der Wundauflage mit der Wunde

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG          | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|------------|--------------------|---------|----------|----------|
|            | 5 m x 4 cm (Rolle) | 1 Stück | 9088008  | 07412059 |
|            | 5 m x 6 cm (Rolle) | 1 Stück | 9088016  | 07412065 |
|            |                    |         |          |          |
|            |                    |         |          |          |
|            |                    |         |          |          |



### Askina® Injektionspflaster

#### Anschmiegsames und hautfreundliches Injektionspflaster

- Sehr hautfreundliches Injektionspflaster
- Bereits fertig geschnitten
- Wundkissen mit Schutzvlies gegen Wundverklebungen
- Strapazierfähig und zugfest
- Abgerundete Ecken für besseren Halt und gegen ein Aufrollen der Enden

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG | VE        | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|
|            | 2 x 4 cm  | 250 Stück | 9082204  | 09915043 |
|            |           |           |          |          |
|            |           |           |          |          |
|            |           |           |          |          |
|            |           |           |          |          |



## FIXIERVERBÄNDE

Die Askina® Fixierverbände sind zur Fixierung von Wundauflagen und Schienen sowie für leichte Druckverbände.

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## FIXIERVERBÄNDE



### Askina® Finger Bob®

Die innovative Wirkstruktur und Anwendungstechnik sorgt in Sekundenschnelle für eine sichere Fixierung des Verbandes am Finger

- Für die Fixierung von Wundauflagen am Finger
- In Sekunden applizierbarer Verband
- Für jede Fingergröße und -stärke geeignet
- In den Farben weiß oder farbig (rot, blau, pink, rosa, orange, grün)
- Allergisch unbedenkliches Material
- In 2 Größen erhältlich:  
Standard 180 mm, 12 mm Durchmesser; Large: 220 mm, 17 mm Durchmesser
- Baumwoll-Viskose-Mischung

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG    | ABMESSUNG    | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| weiß          | 180 mm Länge | 50 Stück | 9044000  | 06874705 |
| farbig        | 180 mm Länge | 50 Stück | 9044019  | 06874711 |
| weiß          | 180 mm Länge | 6 Stück  | 9044027  | 06965023 |
| farbig        | 180 mm Länge | 6 Stück  | 9044035  | 06965017 |
| farbig, Large | 220 mm Länge | 25 Stück | 9044159  | 00050653 |
|               |              |          |          |          |
|               |              |          |          |          |
|               |              |          |          |          |
|               |              |          |          |          |

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## FIXIERVERBÄNDE



### Askina® Elast

Elastische Fixierbinde aus 70 % Viskose und 30 % Polyamid

- Für alle Arten von Fixierverbänden und leichten Stützverbänden
- Sehr guter Tragekomfort durch hohen Naturfaseranteil
- Gute Haftung der einzelnen Bindentouren durch gekreppte Webstruktur
- Ca. 130 % längselastisch
- 70 % Viskose und 30 % Polyamid
- Sterilisierbar im Autoklaven

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG     | ABMESSUNG     | VE        | ART.-NR. | PZN      |
|----------------|---------------|-----------|----------|----------|
| lose im Karton | 4 m x 4 cm    | 20 Stück  | 9048111  | 06158311 |
|                | 4 m x 6 cm    | 20 Stück  | 9048120  | 06158328 |
|                | 4 m x 8 cm    | 20 Stück  | 9048138  | 06158334 |
|                | 4 m x 10 cm   | 20 Stück  | 9048146  | 06158340 |
|                | 4 m x 12 cm   | 20 Stück  | 9048154  | 06158357 |
|                | 4 m x 6 cm    | 100 Stück | 9048227  | 06158363 |
|                | 4 m x 8 cm    | 100 Stück | 9048235  | 06158386 |
|                | 4 m x 10 cm   | 50 Stück  | 9048243  | 06158392 |
|                |               |           |          |          |
|                |               |           |          |          |
|                |               |           |          |          |
|                |               |           |          |          |
|                |               |           |          |          |
|                | Länge gedehnt |           |          |          |



### Askina® Elast fine

Elastische Fixierbinde aus 54 % Polyamid und 46 % Viskose

- Zur Fixierung von Wundauflagen und Schienen sowie für leichte Druckverbände
- Nach DIN 61634
- Ca. 140 % längselastisch
- Sicherer und langanhaltender Sitz durch Elastizität und anschmiegsames Material
- Hohe Stabilität durch gewebte Kante

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG                                          | ABMESSUNG     | VE          | ART.-NR. | PZN      |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|----------|
| einzel verpackt                                     | 4 m x 4 cm    | 20 x 1 Stk. | 9045040  | 06338579 |
|                                                     | 4 m x 6 cm    | 20 x 1 Stk. | 9045066  | 06338585 |
|                                                     | 4 m x 8 cm    | 20 x 1 Stk. | 9045082  | 06338591 |
|                                                     | 4 m x 10 cm   | 20 x 1 Stk. | 9045104  | 06338616 |
| unverpackt, lose im Karton - Sprechstundenpackung - | 4 m x 4 cm    | 20 Stück    | 9046046  | 06338639 |
|                                                     | 4 m x 6 cm    | 20 Stück    | 9046062  | 06338645 |
|                                                     | 4 m x 8 cm    | 20 Stück    | 9046089  | 06338651 |
|                                                     | 4 m x 10 cm   | 20 Stück    | 9046100  | 06338668 |
|                                                     | 4 m x 12 cm   | 20 Stück    | 9046127  | 06338674 |
| unverpackt, lose im Karton                          | 4 m x 6 cm    | 100 Stück   | 9047069  | 06338680 |
|                                                     | 4 m x 8 cm    | 100 Stück   | 9047085  | 06338697 |
|                                                     | 4 m x 10 cm   | 50 Stück    | 9047107  | 06338705 |
|                                                     | Länge gedehnt |             |          |          |

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## FIXIERVERBÄNDE



### Askina® Haft Color

Farbige kohäsive Fixierbinde in fünf leuchtenden Farben

- Farbige kohäsive Fixierbinde nach DIN 61634
- Ca. 75 % längselastisch
- 40 % Baumwolle, 60 % Polyamid mit mikropunktuelle Imprägnierung
- Auf sich selbst haftend
- Leichte Stützverbände
- Zum Anwickeln von Schienen
- Als Hautschutz unter einem Tapeverband
- Latex-frei

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG     | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|------------|---------------|---------|----------|----------|
| blau       | 6 cm x 20 m   | 1 Stück | 9058203  | 07343453 |
|            | 8 cm x 20 m   | 1 Stück | 9058214  | 07343476 |
|            | 8 cm x 4 m    | 1 Stück | 9058419  | 08752969 |
| pink       | 6 cm x 20 m   | 1 Stück | 9058222  | 07343482 |
|            | 8 cm x 20 m   | 1 Stück | 9058230  | 07343499 |
|            | 8 cm x 4 m    | 1 Stück | 9058516  | 08752981 |
| gelb       | 6 cm x 20 m   | 1 Stück | 9058249  | 07343507 |
|            | 8 cm x 20 m   | 1 Stück | 9058257  | 07343513 |
|            | 8 cm x 4 m    | 1 Stück | 9058613  | 08753006 |
| grün       | 6 cm x 20 m   | 1 Stück | 9058320  | 08752923 |
|            | 8 cm x 20 m   | 1 Stück | 9058338  | 08752946 |
|            | 8 cm x 4 m    | 1 Stück | 9058311  | 08752917 |
|            | Länge gedehnt |         |          |          |



### Askina® Haft Color Sortimentsbox

#### Farbige kohäsive Fixierbinde

- Packung mit Fixierbinden in den attraktiven Farben pink, gelb, blau, grün und weiß

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG                          | ABMESSUNG - LÄNGE GEDEHNT | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 10 Rollen in 5 verschiedenen Farben | 8 cm x 4 m                | 10 Stück | 9058915  | 08753058 |



### Askina® kohäsive Fixierbinde

#### Selbsthaftende elastische Fixierbinde

- Besonders weiche, weiße, elastische Fixierbinde, sehr hautfreundlich
- Leichte Stützverbände vor allem für besonders beanspruchte Körperteile
- Einseitig mit einem Polyacrylatkleber besprüht, kohäsiv - auf sich selbst haftend, jedoch nicht auf der Haut
- Durch ihr anschmiegsames und bauschiges Gewebe gewährleistet sie einen hohen Tragekomfort und keine Beeinträchtigung des Bewegungsablaufes
- Latex-frei
- Offenporiges Gewebe, luftdurchlässig
- 30 % Viskose, 30 % Polyamid und 40 % Baumwolle mit mikropunktuellem, zweiseitiger Synthese-Kautschuk-Kleberbeschichtung

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG     | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|------------|---------------|---------|----------|----------|
|            | 4 m x 6 cm    | 1 Stück | 9058028  | 06158162 |
|            | 20 m x 6 cm   | 1 Stück | 9058125  | 06158222 |
|            | 20 m x 8 cm   | 1 Stück | 9058133  | 06158239 |
|            | 20 m x 10 cm  | 1 Stück | 9058141  | 06158245 |
|            | Länge gedehnt |         |          |          |



## KOMPRESSIONS- VERBÄNDE

Askina® Kompressionsbinden üben einen lokalen Druck auf das venöse Bein- und Gefäßsystem zur Steigerung der Fließgeschwindigkeit des Blutes aus.

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## KOMPRESSIONSVERBÄNDE



### Askina® Kurzzugbinde

Kurzzugbinden werden hauptsächlich in der Kompressionstherapie und in der Lymphologie eingesetzt

- Hautfarben, sterilisierbar, luftdurchlässig, Dehnungsverhalten  $\geq 90\%$  längselastisch
- Hauptsächlich Einsatz in der Kompressionstherapie des varikösen Symptomenkomplexes und in der Lymphologie zur Behandlung von Lymphödem und Lymphstau. Außerdem als Stütz-, Entlastungs-, Gelenkverband bei Distorsionen, Kontusionen, Luxationen, Sportverletzungen des Haltungs- und Bewegungsapparats.
- Bei chronisch venöser Insuffizienz, primärer und sekundärer Varikose bei mobilen Patienten
- Postoperativ nach Venenoperationen oder Venenverödung
- Bei Ulcus cruris
- 100 % Baumwolle

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG   | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-------------|----------|----------|----------|
|            | 6 cm x 5 m  | 10 Stück | 9051600  | 09914865 |
|            | 8 cm x 5 m  | 10 Stück | 9051619  | 09914871 |
|            | 10 cm x 5 m | 10 Stück | 9051627  | 09914888 |
|            | 12 cm x 5 m | 10 Stück | 9051635  | 09914894 |



### Askina® Forte

Elastische, kohäsive Kurzzugbinde

- Kompressionsbinde bei venösen und lymphatischen Erkrankungen, Stütz- und Entlastungsverbände
- Kohäsiv
- Ca. 50 % längselastisch
- Für Verbände mit hohem Arbeitsdruck und niedrigem Ruhedruck
- Sterilisierbar
- 100 % Baumwolle
- Latexfrei

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG     | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|---------------|----------|----------|----------|
|            | 8 cm x 4,5 m  | 10 Stück | 9057013  | 07286407 |
|            | 10 cm x 4,5 m | 10 Stück | 9057021  | 07286413 |
|            | Länge gedehnt |          |          |          |

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## KOMPRESSIONSVERBÄNDE



### Askina® Zinkleimbinde

Zinkleimbinde zur universellen Verwendung als Fixier-, Stütz-, Entlastungs- und leichter Kompressionsverband bei Schäden des Haltungs- und Bewegungsapparats

- Zinkleimbinde auf Hülse im Alu-Schlauchbeutel
- Dehnungsverhalten 60 % +/- 15 % längselastisch
- Materialzusammensetzung: 71 % Viskose, 29 % Polyamid, enthält Zinkleimmasse

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG   | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-------------|----------|----------|----------|
|            | 8 cm x 7 m  | 10 Stück | 9052208  | 09914500 |
|            | 10 cm x 5 m | 10 Stück | 9052216  | 09914517 |
|            | 10 cm x 7 m | 10 Stück | 9052224  | 09914523 |
|            |             |          |          |          |
|            |             |          |          |          |



### Askina® Ideal

#### Kompressionsbinde aus 100 % Baumwolle

- Für Kompressionsverbände, Stütz- und Entlastungsverbände und zum Anwickeln von Schienen
- Textilelastisch nach DIN 61632
- Ca. 90 % längselastisch
- Kein Ausfransen durch Schlingkante
- Wasch- und sterilisierbar
- Sehr hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil und luftdurchlässiges Gewebe

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG                                                                | ABMESSUNG     | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| einzeln verpackt, mit Verbandklammern                                     | 5 m x 4 cm    | 10 Stück | 9041044  | 06874881 |
|                                                                           | 5 m x 6 cm    | 10 Stück | 9041060  | 06874898 |
|                                                                           | 5 m x 8 cm    | 10 Stück | 9041087  | 06874906 |
|                                                                           | 5 m x 10 cm   | 10 Stück | 9041109  | 06874912 |
|                                                                           | 5 m x 12 cm   | 10 Stück | 9041125  | 06874929 |
|                                                                           | 5 m x 15 cm   | 1 Stück  | 9041150  | 06874935 |
|                                                                           | 5 m x 20 cm   | 1 Stück  | 9041206  | 06874941 |
|                                                                           | 5 m x 30 cm   | 1 Stück  | 9041303  | 06874958 |
| Sprechstundenpackung, unverpackt,<br>lose im Karton, ohne Verbandklammern | 5 m x 6 cm    | 10 Stück | 9041508  | 06874964 |
|                                                                           | 5 m x 8 cm    | 10 Stück | 9041516  | 06874970 |
|                                                                           | 5 m x 10 cm   | 10 Stück | 9041524  | 06874987 |
|                                                                           | 5 m x 12 cm   | 10 Stück | 9041532  | 06874993 |
|                                                                           | Länge gedehnt |          |          |          |

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## KOMPRESSIONSVERBÄNDE



### Askina® Universalbinde

#### Längs- und dauerelastische Universalbinde

- Für leichte Kompressions-, Stütz- und Entlastungsverbände und zum Anwickeln von Schienen
- Sehr hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil
- Hohe Stabilität durch gewebte Kante
- Herstellung ohne Bleichmittel
- Ca. 90 % dehnbar
- 66 % Baumwolle, 33 % Polyamid, 1 % Elasthan

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG                           | ABMESSUNG     | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|--------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| lose im Karton, Sprechstundenpackung | 5 m x 6 cm    | 10 Stück | 9055029  | 06158498 |
|                                      | 5 m x 8 cm    | 10 Stück | 9055037  | 06158506 |
|                                      | 5 m x 10 cm   | 10 Stück | 9055045  | 06158512 |
|                                      | 5 m x 12 cm   | 10 Stück | 9055053  | 06158529 |
|                                      | Länge gedehnt |          |          |          |



## FIXIERPFLASTER

Askina® Fixierpflaster zur Fixierung von Wundverbänden aller Art sowie zur Fixierung von Kathetern, Kanülen, Sonden und Punktionsbestecken.

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## FIXIERPFLASTER



### Askina® Fix

Selbstklebendes, weißes Fixiervlies auf der Rolle zum individuellen Zuschneiden

- Selbstklebendes, atmungsaktives Vlies
- Hohe Formadaption und Elastizität
- Ohne Bewegungseinschränkung können Gelenke verbunden werden
- Leichte Fixierung durch geteilte Schutzfolie
- Fixierung von Wundauflagen, z. B. Askina® Pad, Askina® Carbosorb
- Fixierung von Kathetern und Kanülen

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG    | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|------------|--------------|---------|----------|----------|
|            | 10 m x 5 cm  | 1 Rolle | 9083014  | 07412289 |
|            | 10 m x 10 cm | 1 Rolle | 9083022  | 07412295 |
|            | 10 m x 15 cm | 1 Rolle | 9083030  | 07412303 |
|            | 10 m x 20 cm | 1 Rolle | 9083049  | 07412326 |
|            |              |         |          |          |
|            |              |         |          |          |



### Askina® Soft I.V.

Ermöglicht eine sanfte und sichere Fixierung von Venenverweilkanülen

- Hoher Tragekomfort durch elastisches, atmungsaktives Vliesmaterial
- Steril, saugfähige Wundauflage
- Separater Mehrschichttupfer zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers
- Hypoallergener Kleber mit zuverlässiger Klebekraft
- Kein Verkleben mit der Punktionsstelle
- Leichte und sichere Fixierung von Kanülen

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-----------|----------|----------|----------|
|            | 8 x 6 cm  | 50 Stück | 9086919  | 00427738 |
|            |           |          |          |          |
|            |           |          |          |          |
|            |           |          |          |          |
|            |           |          |          |          |
|            |           |          |          |          |



### Askina® Soft Clear I.V.

Ermöglicht eine sanfte und sichere Fixierung von Venenverweilkanülen

- Transparent, ermöglicht den Blick auf die Wundumgebung
- Steril
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Extra-Tupfer zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers
- Hypoallergener Kleber mit zuverlässiger Klebekraft
- Kein Verkleben mit der Punktionsstelle
- Sanfte Entfernung des Pflasters möglich

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-----------|----------|----------|----------|
|            | 8 x 6 cm  | 50 Stück | 9086893  | 10413602 |
|            |           |          |          |          |
|            |           |          |          |          |
|            |           |          |          |          |
|            |           |          |          |          |
|            |           |          |          |          |



## TAPEVERBÄNDE

Askina® Tapeverbände für funktionelle Verbände bei Verletzungen und Erkrankungen am Bewegungsapparat.

# KLASSISCHE WUNDVERSORGUNG

## TAPEVERBÄNDE



### Askina® Tape

#### Unelastisches Tapeplaster für funktionelle Verbände

- Funktionelle Verbände bei Verletzungen und Erkrankungen am Bewegungsapparat. Prophylaktischer Schutz und Unterstützung der Gelenke im Hochleistungs- und Breitensport
- Unelastisch und zugfest
- Quer und längs reißbar
- Luftdurchlässig und atmungsaktiv
- Wasserabweisend imprägniertes Viskosegewebe
- Stabil
- Haftender Zinkoxid-Kautschukkleber
- In weiß (ungebleicht) und grün erhältlich

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke**

| AUSFÜHRUNG          | ABMESSUNG | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|---------------------|-----------|----------|----------|----------|
| weiß, Rolle zu 10 m | 2,5 cm    | 1 Stück  | 9074503  | 07269544 |
|                     | 3,8 cm    | 1 Stück  | 9074511  | 07269550 |
|                     | 5 cm      | 1 Stück  | 9074520  | 07269567 |
|                     | 3,8 cm    | 12 Stück | 9074554  | 07269573 |
| grün, Rolle zu 10 m | 3,8 cm    | 1 Stück  | 9074619  | 07269596 |
|                     | 3,8 cm    | 12 Stück | 9074651  | 07269604 |



## WUNDSPÜLUNG UND WUNDREINIGUNG

Voraussetzung jeder Wundheilung ist die Sauberkeit der Wundoberfläche, des Wundrandes sowie der Wundumgebung. Wundbeläge und Biofilm stören die Mikrozirkulation. Eine gestörte Mikrozirkulation verhindert die Bildung von Granulationsgewebe. Dies begünstigt wiederum die Entstehung des Biofilms. Hält die Störung an, wird die Wunde chronisch.

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## WUNDSPÜLUNG UND WUNDREINIGUNG

| WUNDSPÜLUNG UND WUNDREINIGUNG AUF EINEN BLICK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHRONISCHE WUNDEN | AKUTE WUNDEN | VERBRENNUNGEN GRAD III | VERBRENNUNGEN BIS GRAD II B | HAUTLÄSIONEN | CHIRURGISCHE WUNDEN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Prontosan®</b><br>Wundspüllösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■                 | ■            |                        | ■                           | ■            | ■                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |                        |                             |              |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Flasche ermöglicht gezielten Spülstrahl</li> <li>Löst und schützt vor Biofilm</li> <li>Fördert die Wundheilung</li> <li>Gewebeschonend</li> <li>Schmerzarm anwendbar</li> </ul>                                                                                                                               |                   |              |                        |                             |              |                     |
| <b>LavaSurge®</b><br>Wundspüllösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■                 | ■            | ■                      | ■                           | ■            | ■                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |              |                        |                             |              |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Schnell entleerbare Flasche</li> <li>Für die Anwendung im OP geeignet</li> <li>Befeuchtung von Wundverbänden</li> <li>Lösen von verkrusteten Wundverbänden</li> </ul>                                                                                                                                         |                   |              |                        |                             |              |                     |
| <b>Prontosan®</b><br>Wound Gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■                 | ■            |                        | ■                           | ■            | ■                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |                        |                             |              |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fließfähiges Hydrogel</li> <li>Löst und schützt vor Biofilm</li> <li>Fördert die Wundheilung</li> <li>Gewebeschonend</li> <li>Schmerzarm anwendbar</li> </ul>                                                                                                                                                 |                   |              |                        |                             |              |                     |
| <b>Prontosan®</b><br>Wound Gel X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ■                 | ■            | ■                      | ■                           | ■            | ■                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |                        |                             |              |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Festere Konsistenz für die Haftung auf flächigen Wunden</li> <li>Löst und schützt vor Biofilm</li> <li>Fördert die Wundheilung</li> <li>Gewebeschonend</li> <li>Schmerzarm anwendbar</li> </ul>                                                                                                               |                   |              |                        |                             |              |                     |
| <b>Prontosan®</b><br>Wound Spray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ■                 | ■            |                        | ■                           | ■            | ■                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |                        |                             |              |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprühapplikator ermöglicht gleichmäßige Benetzung der Wundoberfläche</li> <li>Löst und schützt vor Biofilm</li> <li>Fördert die Wundheilung</li> <li>Gewebeschonend</li> <li>Schmerzarm anwendbar</li> <li>Gute Verträglichkeit mit Katheter- und Sondenmaterialien*</li> </ul>                               |                   |              |                        |                             |              |                     |
| <b>Prontosan®</b><br>Debridement Pad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■                 | ■            | ■                      | ■                           | ■            | ■                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |                        |                             |              |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Effektive Reinigungsleistung durch Mikrofaser-Technologie</li> <li>Schnelle und gewebeschonende Reinigung</li> <li>Besondere Form für schwer zugängliche Wundbereiche</li> <li>Schmerzarme Anwendung</li> <li>Blister-Verpackung ermöglicht aseptisches Tränken mit z.B. Prontosan® Wundspüllösung</li> </ul> |                   |              |                        |                             |              |                     |

\* Literaturangabe: Eberlein et al. „Versorgung und Pflege der Eintrittsstellen von PEG/PEJ-Sonden“. Die Schwester, Der Pfleger 46. Jahrgang, 10/2007, 001-004

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## WUNDSPÜLUNG UND WUNDREINIGUNG



### Prontosan® Wundspüllösung

Sterile, gebrauchsfertige Lösung für die Reinigung, Spülung und Befeuchtung von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden sowie Verbrennungen

- Löst Wundbeläge (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)
- Löst verkrustete Wundauflagen und Verbände vor deren Entfernung
- Verhindert die Bildung von Biofilm
- Fördert die Wundheilung
- Schmerzarme Anwendung
- Reduziert Wundgerüche
- Intraoperative Reinigung und Spülung von Wunden
- Instillation in Kombination mit der V.A.C. Ulta
- Geeignet für die Anwendung bei Kindern und Neugeborenen
- Kann auf Körpertemperatur angewärmt werden
- Verwendbar bis 8 Wochen nach Anbruch
- Steril

| AUSFÜHRUNG                                                                                                    | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 40 ml, Patronenflasche im Riegel                                                                              | 24 Stück | 400487   | 09513652 |
| 350 ml, Spritzflasche                                                                                         | 1 Stück  | 400403   | 02850062 |
| 1000 ml, Spritzflasche mit Aufhänger im Boden für V.A.C. Ulta                                                 | 1 Stück  | 400446   | 09003678 |
| NPWT Instillation Adapter                                                                                     | 10 Stück | 3908437  | –        |
| Inhaltsstoffe: 0,1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanid), Undecylenamidopropyl Betain, gereinigtes Wasser |          |          |          |



### LavaSurge®

Sterile, gebrauchsfertige, iso-osmotische Wundspüllösung auf Ringer-Basis mit 0,04 % Polyhexanid zur intraoperativen Wundspülung und Infektionsprävention

- Schnell entleerbare Flasche
- Für die Anwendung im OP geeignet
- Indikationen:
  - Primäre endoprothetische Eingriffe (Knie-, Hüft- und Schulterarthroplastik)
  - Endoprothetische Revisionseingriffe
  - Verbrühungen/Verbrennungen
  - Akute und chronische Wunden mit und ohne Infektionsanzeichen
  - Brustchirurgie
  - Zur Instillation bei der Vakuumtherapie
- Verwendbar bis 8 Wochen nach Anbruch

| AUSFÜHRUNG                                                                | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 250 ml                                                                    | 10 Stück | 19901    | 12588547 |
| 1000 ml                                                                   | 10 Stück | 19902    | 12588552 |
| Inhaltsstoffe: 0,04 % Polyhexanid, 0,002 % Macrogol (4000), Ringer-Lösung |          |          |          |



### Prontosan® Wound Gel

Hydrogel für die Reinigung, Befeuchtung und Dekontamination von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden und Verbrennungen (Grad 1+2)

- Fließfähige Konsistenz für Wundcavitäten
- Löst Wundbeläge (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)
- Verhindert die Bildung von Biofilm
- Fördert die Wundheilung
- Schmerzarme Anwendung
- Reduziert Wundgerüche
- Geeignet für die Anwendung bei Kindern und Neugeborenen
- Kann auf Körpertemperatur angewärmt werden
- Verwendbar bis 8 Wochen nach Anbruch
- Steril

| AUSFÜHRUNG                                                                                                                      | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 30 ml, Patronenflasche                                                                                                          | 1 Stück | 400505   | 02855349 |
|                                                                                                                                 |         |          |          |
|                                                                                                                                 |         |          |          |
| Inhaltsstoffe: 0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polihexanid), Betain-Tensid, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, gereinigtes Wasser |         |          |          |



### Prontosan® Wound Gel X

Hydrogel für die Reinigung, Befeuchtung und Dekontamination von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden und Verbrennungen (Grad 1 bis 3)

- Festere Konsistenz für die Haftung auf flächigen Wunden
- Löst Wundbeläge (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)
- Verhindert die Bildung von Biofilm
- Fördert die Wundheilung
- Schmerzarme Anwendung
- Reduziert Wundgerüche
- Geeignet für die Anwendung bei Kindern und Neugeborenen
- Kann auf Körpertemperatur angewärmt werden
- Verwendbar bis 8 Wochen nach Anbruch
- Steril

| AUSFÜHRUNG                                                                                                                      | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 50 g, Tube                                                                                                                      | 1 Stück | 400517   | 09706693 |
| 250 g, Tube                                                                                                                     | 1 Stück | 400508   | 06464893 |
|                                                                                                                                 |         |          |          |
| Inhaltsstoffe: 0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polihexanid), Betain-Tensid, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, gereinigtes Wasser |         |          |          |

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## WUNDSPÜLUNG UND WUNDREINIGUNG



### Prontosan® Wound Spray

#### Gebrauchsfertige Lösung

- zur Reinigung, Spülung und Befeuchtung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden sowie oberflächlichen Verbrennungen
- zum Befeuchten von Wundauflagen und beim Verbandwechsel zum Lösen verkrusteter Verbände oder Wundauflagen
- zur Reinigung der Eintrittspforten von transurethralen und suprapubischen urologischen Kathetern, PEG-/PEJ-Sonden sowie peristomalen Hautbereichen
- Unterstützt die schnelle Heilung
- Reduziert somit die Narbenbildung
- Verhindert die Bildung von Biofilm
- Löst verkrustete Wundauflagen und Verbände vor deren Entfernen
- Schmerzarm anwendbar
- Gute Kompatibilität mit Katheter- und Sondenmaterialien
- Verwendbar bis 12 Monate nach Anbruch

| AUSFÜHRUNG                                                                                                                        | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 75 ml, Sprühflasche                                                                                                               | 20 Stück | 400565   | 09447292 |
|                                                                                                                                   |          |          |          |
|                                                                                                                                   |          |          |          |
| Zusammensetzung: 0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polyhexanid), Betain-Tensid, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, gereinigtes Wasser |          |          |          |



### Prontosan® Debridement Pad

Effektive und sanfte Wundreinigung, mechanisch unterstützende Komponente des Prontosan® Wundreinigungs-Systems zur Entfernung von Wundbelägen, Debris und überschüssigem Exsudat

- Effektive Reinigungsleistung durch Mikrofaser-Technologie
- Sanfte und gewebeschonende Reinigung
- Besondere Form für schwer zugängliche Wundbereiche
- Blister-Verpackung ermöglicht gleichmäßiges Tränken mit z. B. Prontosan® Wundspüllösung oder anderen geeigneten Wundspüllösungen
- Nur zum Einmalgebrauch

| AUSFÜHRUNG                                                                                                                         | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 12 cm x 8,3 cm, tropfenförmig                                                                                                      | 3 Stück  | 3908456  | 12539862 |
| 12 cm x 8,3 cm, tropfenförmig                                                                                                      | 10 Stück | 3908457  | 12539879 |
|                                                                                                                                    |          |          |          |
|                                                                                                                                    |          |          |          |
| Zusammensetzung: Mikrofaser aus Polyester/Polypropylen, absorbierende Schicht aus Propylen. Die Pads sind einzeln steril verpackt. |          |          |          |



## SILIKON- WUNDAUFLAGEN

Wundauflagen mit Silikon-Beschichtung haften sanft und sicher ohne zusätzliche Fixierung. Beim Verbandwechsel wird durch die Silikon-Beschichtung neu gebildetes und empfindliches Gewebe geschont, so dass ein für die Wunde atraumatischerer und für den Patienten schmerzärmerer Verbandwechsel durchgeführt werden kann. Der Fortschritt der Wundheilung wird erhalten und nicht zerstört.

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## SILIKON-WUNDAUFLAGEN



### Askina® DresSil

Atmungsaktiver, hochabsorbierender und silikonbeschichteter Polyurethanschäum für ein sehr gutes Exsudatmanagement und atraumatische Verbandwechsel

- Haftet sanft und sicher – auch über mehrere Tage
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel
- Keine Störung der Wundheilung durch Schädigung von Granulations- und Epithelgewebe
- Hinterlässt keine Verbandrückstände auf der Wunde
- Minimiert das Risiko von allergischen Reaktionen
- Unterstützt ein feuchtes Wundmilieu
- Minimiert das Mazerationsrisiko der Wundumgebung
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, traumatische Wunden, chirurgische Wunden, palliative Wunden

**Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG  | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|------------|----------|----------|----------|
|            | 5 x 7 cm   | 10 Stück | 5295710  | 06489166 |
|            | 10 x 10 cm | 10 Stück | 5291010  | 06489189 |
|            | 15 x 15 cm | 10 Stück | 5291510  | 06489226 |
|            | 10 x 20 cm | 10 Stück | 5291210  | 06489404 |
|            | 20 x 20 cm | 5 Stück  | 5292005  | 06489410 |
|            |            |          |          |          |
|            |            |          |          |          |
|            |            |          |          |          |



### Askina® DresSil Border

Atmungsaktiver, hochabsorbierende Polyurethanschäum mit Silikon-Haftfläche und zusätzlichem umlaufenden Hafttrand

- Sehr gutes Exsudatmanagement
- Ermöglicht atraumatische Verbandwechsel
- Einfaches Handling
- Hoher Tragekomfort für den Patienten
- Kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben
- Unter Kompression verwendbar
- Hypoallergen
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, traumatische Wunden, chirurgische Wunden, palliative Wunden

**Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig**

| AUSFÜHRUNG                              | ABMESSUNG MIT FR* | ABMESSUNG OHNE FR | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                         | 7,5 x 7,5 cm      | 4,5 x 4,5 cm      | 10 Stück | 5397510  | 07626300 |
|                                         | 10 x 10 cm        | 7 x 7 cm          | 10 Stück | 5391010  | 07626352 |
|                                         | 10 x 20 cm        | 7 x 17 cm         | 10 Stück | 5391210  | 11292141 |
|                                         | 15 x 15 cm        | 12 x 12 cm        | 3 Stück  | 5391503  | 07626375 |
|                                         | 15 x 15 cm        | 12 x 12 cm        | 10 Stück | 5391510  | 07626381 |
|                                         | 15 x 20 cm        | 12 x 17 cm        | 10 Stück | 5395210  | 07626441 |
|                                         | 20 x 20 cm        | 17 x 17 cm        | 5 Stück  | 5392005  | 07626458 |
| * FR = Fixierrand (umlaufend ca. 15 mm) |                   |                   |          |          |          |

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## SILIKON-WUNDAUFLAGEN



- Askina® DresSil Border Lite**  
 Dünner Schaumstoffverband mit Silikonbeschichtung und Hafttrand
- Für die Versorgung trockener bis leicht exsudierender chronischer und akuter Wunden
  - Dünn, weich, anschmiegsam und unauffällig
  - Fördert ein optimales Wundheilungsmilieu und minimiert das Risiko von Mazerationen
  - Kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben und diese schützen
  - Passt sich sehr gut verschiedenen Körperkonturen an
  - Indikationen: Dekubitalulcera, Venöse und arterielle Ulcera, Diabetische Ulcera, Post-operative Wunden, Platzwunden, Schürfwunden, Risswunden, Blasen, Verbrennungen, Hautschäden durch Bestrahlung
- Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG   | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-------------|----------|----------|----------|
|            | 5,5 x 12 cm | 10 Stück | 5385210  | 15268725 |
|            | 10 x 10 cm  | 10 Stück | 5381010  | 15268760 |
|            | 10 x 20 cm  | 10 Stück | 5381210  | 15268783 |
|            |             |          |          |          |
|            |             |          |          |          |
|            |             |          |          |          |



### Askina® DresSil Heel

Silikonbeschichteter Schaumstoffverband mit umlaufendem Fixierrand speziell für die Ferse

- Optimal zur Versorgung von Wunden im Bereich der Ferse und zur Abpolsterung des Innen- und Außenknöchels
- Sichere und hautschonende Hafteigenschaften durch Silikonbeschichtung
- Einfaches und schnelles Anlegen und Entfernen
- Sehr gutes Exsudatmanagement
- Indikationen: Dekubitalulcera, Diabetische Fußulcera, Traumatische Wunden, Chirurgische Wunden, Hautrisse, Verbrennungen ersten und zweiten Grades

**Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG MIT FR*                       | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-----------------------------------------|---------|----------|----------|
|            | 22 x 21,6 cm                            | 5 Stück | 5592205  | 10397323 |
|            | * FR = Fixierrand (umlaufend ca. 15 mm) |         |          |          |
|            |                                         |         |          |          |
|            |                                         |         |          |          |
|            |                                         |         |          |          |
|            |                                         |         |          |          |

### KORREKTE ANLAGE VON ASKINA® DRESSIL HEEL



**1**  
Lösen der oberen Schutzfolie



**2**  
Ferse mittig auf Wundauflage platzieren



**3**  
Anmodellieren der Flügel über den Knöcheln beidseits



**4**  
Verband über Ferse und Fußsohle modellieren

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## SILIKON-WUNDAUFLAGEN



### Askina® DresSil Border Mini

Kleiner silikonbeschichteter Schaumstoffverband mit rundgeformtem Wund-Pad und umlaufendem Fixierrand

- Optimal für kleinere Wunden in schwer zu versorgenden Problembereichen, z. B. Vorfuß- und Zehenbereich
- Hoher Tragekomfort für den Patienten
- Sehr gutes Exsudatmanagement
- Kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben
- Erlaubt atraumatische und schmerzarme Verbandwechsel
- Haftet sicher und ist hypoallergen durch Silikonbeschichtung
- Indikationen: Kleine Dekubitalulcera, diabetische Fußulcera, kleine chirurgische Wunden, weitere kleine Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

| AUSFÜHRUNG                              | ABMESSUNG MIT FR* | ABMESSUNG OHNE FR | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                         | 6 x 6 cm          | Ø 3 cm            | 10 Stück | 5396610  | 10397317 |
|                                         |                   |                   |          |          |          |
|                                         |                   |                   |          |          |          |
|                                         |                   |                   |          |          |          |
|                                         |                   |                   |          |          |          |
| * FR = Fixierrand (umlaufend ca. 15 mm) |                   |                   |          |          |          |




### Askina® DresSil Sacrum

Speziell für die schwer zu versorgenden Problemzonen im Sakralbereich gestaltet

- Haftet sanft und sicher – auch über mehrere Tage
- Atraumatischer und schmerzarmen Verbandwechsel
- Keine Störung der Wundheilung durch Schädigung von Granulations- und Epithelgewebe
- Hinterlässt keine Verbandrückstände auf der Wunde
- Minimiert das Risiko von allergischen Reaktionen
- Unterstützt ein feuchtes Wundmilieu
- Minimiert das Mazerationsrisiko der Wundumgebung
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, traumatische Wunden, chirurgische Wunden, palliative Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

| AUSFÜHRUNG                              | ABMESSUNG MIT FR* | ABMESSUNG OHNE FR | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------|----------|
|                                         | 16 x 17,5 cm      | 13 x 14,5 cm      | 5 Stück | 5491605  | 07765243 |
|                                         |                   |                   |         |          |          |
|                                         |                   |                   |         |          |          |
|                                         |                   |                   |         |          |          |
|                                         |                   |                   |         |          |          |
| * FR = Fixierrand (umlaufend ca. 15 mm) |                   |                   |         |          |          |



### Askina® SilNet Plus

#### Silikon-Distanzgitter

- Für die Versorgung trockener bis stark exsudierender chronischer und akuter Wunden
- Trägerschicht aus Polyester mit sauberer Loch-Struktur
- Beidseitige Beschichtung mit weichem Silikon verhindert ein Verkleben der Wundauflage mit der Wunde sowie dem darüber liegenden Verband
- Ermöglicht atraumatische und schmerzarme Verbandwechsel
- Kann unter Kompressionsverbänden eingesetzt werden
- Kann im Rahmen der Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) eingesetzt werden
- Kann bis zu 14 Tage auf der Wunde verbleiben und diese schützen
- Indikationen: Dekubitalulcera, Venöse und arterielle Ulcerationen, Risswunden, Postoperative Wunden, Verbrennungen bis Grad 2, Hauttransplantatstellen

**Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG  | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|------------|----------|----------|----------|
|            | 5 x 7,5 cm | 10 Stück | 5185710  | 15268814 |
|            | 10 x 10 cm | 10 Stück | 5181010  | 15268820 |
|            | 10 x 20 cm | 10 Stück | 5181210  | 15268843 |
|            |            |          |          |          |
|            |            |          |          |          |
|            |            |          |          |          |



## SCHAUMSTOFF- WUNDAUFLAGEN

Die Askina®-Schaumstoff-Wundauflagen eignen sich besonders gut für mäßig bis stark exsudierende Wunden. Die offenporige Schaumstruktur erlaubt einen schnellen Eintritt des Exsudates in die Wundauflage, wo dieses zuverlässig eingeschlossen und zurückgehalten wird.

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## SCHAUMSTOFF-WUNDAUFLAGEN



### Askina® Foam

Saugstarke Schaumstoff-Wundauflage bei starker Exsudation

- Schnelle effektive Exudataufnahme
- Für Wunden mit mäßig bis starker Exsudation
- Optimaler Tragekomfort
- Kosteneffizient durch seltenere Verbandwechsel
- Visuelle Kontrollmöglichkeit der Exsudatabsorption
- Unter Kompression formstabil
- Keine Druckstellen unter Kompressionstherapie
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, traumatische Wunden, chirurgische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG  | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|------------|----------|----------|----------|
|            | 5 x 7 cm   | 10 Stück | 7240710  | 02192707 |
|            | 10 x 10 cm | 10 Stück | 7241010  | 02231548 |
|            | 10 x 20 cm | 10 Stück | 7241210  | 02239024 |
|            | 20 x 20 cm | 5 Stück  | 7242005  | 02243646 |
|            |            |          |          |          |
|            |            |          |          |          |



### Askina® Foam Cavity

Saugstarke Schaumstoff-Wundtamponade bei starker Exsudation von tiefen und zerklüfteten Wunden

- Hohe Absorptionskapazität
- Exzellentes Exsudatmanagement
- Erhält ein idealfeuchtes Wundmilieu
- Weich, formstabil und flexibel auch nach Flüssigkeitsaufnahme
- Indikationen: Tiefe und zerklüftete Wunden, Wundtunnel, Wunden mit hohem Exsudataufkommen

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG   | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-------------|----------|----------|----------|
|            | 2,5 x 40 cm | 10 Stück | 7244010  | 02593381 |
|            |             |          |          |          |
|            |             |          |          |          |
|            |             |          |          |          |
|            |             |          |          |          |

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## SCHAUMSTOFF-WUNDAUFLAGEN



### Askina® Heel

Einzigtiger, anatomisch geformter Fersenverband aus saugfähigem Polyurethan-Schaum für gleichzeitigen Schutz des Innen- und Außenknöchels

- Anatomisch angepasste Form
- Exzellentes Exsudat-Management
- Druckentlastend
- Einfaches Anlegen und Entfernen
- Besserer Schutz der Wundränder vor Mazeration
- Längere Tragezeit und weniger Verbandwechsel
- Indikationen: Dekubitus, Diabetisches Fußulcus, chirurgische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG           | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|------------|---------------------|---------|----------|----------|
|            | 225 cm <sup>2</sup> | 5 Stück | 7240105  | 00009308 |
|            |                     |         |          |          |
|            |                     |         |          |          |
|            |                     |         |          |          |
|            |                     |         |          |          |
|            |                     |         |          |          |

### EINFACHES ANLEGEN VON ASKINA® HEEL



**1**  
Ziehen Sie die Folie der selbstklebenden Befestigungsstreifen ab und kleben Sie je einen Streifen auf Askina® Heel auf.



**2**  
Legen Sie Askina® Heel vorsichtig im Fersenbereich an.



**3**  
Befestigen Sie ein Ende der Schaumstofflasche auf dem selbstklebenden Befestigungsstreifen und ziehen Sie die Lasche auf die andere Fersenenseite. Die Lasche lässt sich mehrmals öffnen und verschließen, um sicherzustellen, dass die Wundauflage sicher und bequem sitzt.



**4**  
Alternativ kann Askina® Heel mit einer TS Bandage fixiert werden.

Das Design von Askina® Heel ist so gestaltet, dass die gesamte Ferse einschließlich des Malleolus (Knöchel) bedeckt ist.



### Askina® Trachea

Saugstarke Schaumstoff-Wundauflage zur Versorgung von Trachealkanülen und anderen Drainagen bei starker Exsudation

- Exzellentes Transsudatmanagement
- Minimierung der Hautmazeration
- Atraumatischer, schmerzloser Verbandwechsel
- Sehr gute Passform für Drainagen
- Sehr hoher Tragekomfort
- Sehr gute Polsterungseigenschaften
- Kosteneffizient durch seltenere Verbandwechsel
- Indikationen: Versorgung von Trachealkanülen und anderen Drainagen

**Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig**

| AUSFÜHRUNG                                                       | ABMESSUNG    | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
|                                                                  | 9,5 x 8,5 cm | 10 Stück | 7248510  | 02499972 |
|                                                                  |              |          |          |          |
|                                                                  |              |          |          |          |
|                                                                  |              |          |          |          |
| Hilfsmittelverzeichnis/Abrechnungspositionsnummer: 12 99 99 1001 |              |          |          |          |



### Askina® Touch

Nicht-haftende Schaumstoff-Wundauflage mit Hydrogel-Schicht

- Schont empfindliche, geschwächte oder geschädigte Haut in der Wundumgebung
- Ohne Klebstoff zur Schonung der empfindlichen Umgebungshaut
- Für einfache, schmerzarme und atraumatische Verbandwechsel
- Hydrogelbeschichtung für ein idealfeuchtes Wundmilieu, das die physiologischen Heilungsprozesse fördert
- Behält seine Funktion auch unter Kompressionsverbänden
- Durchlässig für Gase, jedoch wasser- und bakterienabweisend
- Indikationen: Ulcus cruris, Dekubitus, oberflächliche Verbrennungen, Hautabschürfungen, Spalthautentnahmestellen, bei geschädigter Umgebungshaut

**Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG  | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|------------|----------|----------|----------|
|            | 10 x 10 cm | 10 Stück | 7261002  | 00151176 |
|            | 20 x 20 cm | 5 Stück  | 7264001  | 00151213 |
|            |            |          |          |          |
|            |            |          |          |          |
|            |            |          |          |          |

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## SCHAUMSTOFF-WUNDAUFLAGEN



### Askina® Transorbent®

Sanft haftende Schaumstoff-Wundauflage mit Hydrogel-Schicht

- Löst sich nach Flüssigkeitsaufnahme nicht auf, daher keine Rückstände in der Wunde
- Lange Tragedauer durch optimales Exsudatmanagement
- Erhält ein idealfeuchtes Wundmilieu
- Formstabil und flexibel auch nach Flüssigkeitsaufnahme
- Sehr gutes Retentionsvermögen und somit Reduzierung der Gefahr von Hautmazerationen
- Weich, anschmiegsam, gute Haftung
- Atraumatische Verbandwechsel
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, Spalthautentnahmenstellen, traumatische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG  | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|------------|----------|----------|----------|
|            | 5 x 7 cm   | 10 Stück | 0072786R | 04010751 |
|            | 10 x 10 cm | 5 Stück  | 0072789U | 07331183 |
|            | 15 x 15 cm | 5 Stück  | 0072790V | 07331208 |
|            | 20 x 20 cm | 5 Stück  | 0072791W | 07331214 |



### Askina® Transorbent® Border

Schaumstoff-Wundauflage mit Hydrogel-Schicht und Fixierrand bei mäßiger Exsudation

- Löst sich nach Flüssigkeitsaufnahme nicht auf, daher keine Rückstände in der Wunde
- Lange Tragedauer durch optimales Exsudatmanagement
- Erhält ein idealfeuchtes Wundmilieu
- Formstabil und flexibel auch nach Flüssigkeitsaufnahme
- Sehr gutes Retentionsvermögen und somit Reduzierung der Gefahr von Hautmazerationen
- Weich, anschmiegsam, gute Haftung
- Atraumatische Verbandwechsel
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, Spalthautentnahmenstellen, traumatische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

| AUSFÜHRUNG                              | ABMESSUNG MIT FR* | ABMESSUNG OHNE FR | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------|----------|
|                                         | 9 x 14 cm         | 5 x 10 cm         | 5 Stück | 0072705B | 00045818 |
|                                         | 14 x 14 cm        | 10 x 10 cm        | 5 Stück | 0072710C | 00045824 |
| * FR = Fixierrand (umlaufend ca. 15 mm) |                   |                   |         |          |          |



### Askina® Transorbent® Sacrum

Schaumstoff-Wundauflage mit Hydrogel-Schicht und Fixierrand bei mäßiger Exsudation zur Versorgung problematischer Wunden im Sakralbereich

- Löst sich nach Flüssigkeitsaufnahme nicht auf, daher keine Rückstände in der Wunde
- Lange Tragedauer durch optimales Exsudatmanagement
- Erhält ein idealfeuchtes Wundmilieu
- Formstabil und flexibel auch nach Flüssigkeitsaufnahme
- Sehr gutes Retentionsvermögen und somit Reduzierung der Gefahr von Hautmazerationen
- Weich, anschmiegsam, gute Haftung
- Atraumatische Verbandwechsel
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, Spalthautentnahmenstellen, traumatische Wunden

**Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig**

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG MIT FR*                       | ABMESSUNG OHNE FR | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|---------|----------|----------|
|            | 18 x 20 cm                              | 15 x 16,5 cm      | 5 Stück | 0072792X | 08911698 |
|            |                                         |                   |         |          |          |
|            |                                         |                   |         |          |          |
|            |                                         |                   |         |          |          |
|            | * FR = Fixierrand (umlaufend ca. 15 mm) |                   |         |          |          |



## SILBERHALTIGE VERBÄNDE

Die häufigste Ursache für Wundinfektionen ist eine bakterielle Besiedelung. Da Wundinfektionen den Wundheilungsverlauf negativ beeinflussen und eine höhere Morbidität und Mortalität des Patienten zur Folge haben können, müssen diese schnellstmöglich beseitigt werden. Hierzu können innovative silberhaltige Produkte zur Wundversorgung zum Einsatz kommen.

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## SILBERHALTIGE VERBÄNDE



### Askina® Calgitrol® Ag

Kombination aus Silberionen und Alginat zum Einsatz bei infizierten und kolonisierten, oberflächlichen und tiefen Wunden

- Aktivierung der antimikrobiellen Wirkung ohne Zugabe von sterilem Wasser
- Wirkungseintritt nach zwei Stunden
- Antimikrobielle Wirksamkeit bis zu sieben Tage
- Latex-frei und reizt die Haut nicht
- Wirksam gegen MRSA, Pseudomonas, E. Coli
- Minimiert das Risiko von Hautmazeration
- Kein Abfärben
- Indikationen: Infizierte und kolonisierte Wunden, oberflächliche oder tiefe Wunden, Dekubitus, Ulcus cruris venosum, Diabetisches Fußulcus

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG  | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|------------|----------|----------|----------|
|            | 10 x 10 cm | 10 Stück | 6211010  | 00008898 |
|            | 15 x 15 cm | 10 Stück | 6211510  | 00008958 |
|            | 20 x 20 cm | 10 Stück | 6212010  | 00009283 |
|            |            |          |          |          |
|            |            |          |          |          |
|            |            |          |          |          |




## ALGINATE

Die verwebte Alginat-CMC-Faserstruktur gewährleistet eine hohe Absorptionsfähigkeit, ein gutes Retentionsvermögen und reduziert das Risiko von Wundrandmazerationen.

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## ALGINATE



### Askina® Sorb Wundauflage

Hoch flexible und formstabile Alginat-Wundauflage mit Carboxymethylcellulose

- Flexibel und einfach zu applizieren
- Passt sich optimal den Konturen der Wunde an
- Hohe Absorptionskapazität und gutes Retentionsvermögen
- In einem Stück zu entfernen
- Hohe Formstabilität durch vernetzte Faserstruktur
- Ermöglicht einen atraumatischen, schmerzarmen Verbandwechsel
- Auch bei vorhandener Infektion
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, Spalthautentnahmen, traumatische Wunden, Abschürfungen, Verbrennungen bis Grad 2, chirurgische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG  | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|------------|----------|----------|----------|
|            | 6 x 6 cm   | 10 Stück | 2115S    | 02251611 |
|            | 10 x 10 cm | 3 Stück  | 2107S    | 02251640 |
|            | 10 x 10 cm | 10 Stück | 2116S    | 02251657 |
|            | 15 x 15 cm | 10 Stück | 2102S    | 02252102 |
|            |            |          |          |          |
|            |            |          |          |          |



### Askina® Sorb Wundtamponade

Hoch flexible und formstabile Alginat-Wundtamponade mit Carboxymethylcellulose

- Sehr gute vertikale Absorption
- Nimmt überschüssiges Exsudat schnell auf
- Bietet eine optimale Gelierung für ein feuchtes Wundmilieu
- Ermöglicht durch die Gelierung einen atraumatischen, schmerzarmen Verbandwechsel
- Lässt sich in einem Stück entfernen
- Schont die Wundränder vor Mazeration
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, Spalthautentnahmen, traumatische Wunden, Abschürfungen, Verbrennungen bis Grad 2, chirurgische Wunden

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG   | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-------------|---------|----------|----------|
|            | 2,7 x 34 cm | 3 Stück | 2106S    | 02258323 |
|            |             |         |          |          |
|            |             |         |          |          |
|            |             |         |          |          |
|            |             |         |          |          |



## ERGÄNZUNGS- SORTIMENT

Das Askina®-Ergänzungssortiment bietet mit Hydrogel-Wundauflagen, Wundauflagen mit Aktivkohlefilter zur Adsorption von Gerüchen und weiteren Produkten auch Wundauflagen für spezielle Indikationen und stellt somit eine sinnvolle Ergänzung dar.

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## ERGÄNZUNGSSORTIMENT




### Askina® Carbosorb

Sterile, nichthaftende Wundkomresse mit Aktivkohlefilter, der sowohl Bakterien als auch Gerüche adsorbiert und für wenig bis stark exsudierende Wunden geeignet ist

- Hohe Saugfähigkeit
- Für wenig bis stark exsudierende Wunden
- Für oberflächliche bis tiefe Wunden
- Bei Vorliegen einer Infektion
- Bei der Entwicklung unangenehmer Gerüche
- Bindet im Wundareal freigesetzte Toxine
- Indikationen: Ulcus cruris venosum, fäkale Fisteln, infizierte und/oder unangenehm riechende chirurgische oder traumatische Wunden, als Sekundärverband, besonders bei sehr unangenehm riechenden Wunden, wenn kein Folienverband verwendet werden kann

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG  | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|------------|----------|----------|----------|
|            | 10 x 10 cm | 10 Stück | 9025006  | 07267077 |
|            | 10 x 20 cm | 10 Stück | 9025014  | 07267083 |
|            |            |          |          |          |
|            |            |          |          |          |
|            |            |          |          |          |



### Askina® Derm

Semipermeabler Transparent-Wundverband aus Polyurethan zur Kanülen- und Katheterfixation und zur Wundversorgung

- Besonders geeignet zur Kanülen- und Katheterfixation
- Schützt vor Feuchtigkeit und Mikroorganismen
- Ständige Beobachtung der Punktionsstelle oder der Wunde ohne Verbandwechsel möglich
- Hypoallergener Acrylatkleber verklebt nicht mit der Wunde
- Reduziert die Scherkräfte, z. B. im Sakralbereich
- Verbesserte Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)
- Indikationen: Fixierung von intravenösen Kathetern, Dekubitusprophylaxe- und Therapie, Hautabschürfungen, Hautspendeareale, oberflächliche Verbrennungen, als Sekundärverband beim Einsatz von Askina® Gel, Prontosan® Wound Gel oder Salben

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

| AUSFÜHRUNG    | ABMESSUNG  | VE        | ART.-NR. | PZN      |
|---------------|------------|-----------|----------|----------|
| Kleinpäckung  | 10 x 12 cm | 5 Stück   | F72034   | 00156245 |
| Großpackungen | 6 x 7 cm   | 100 Stück | F72033   | 07430092 |
|               | 10 x 12 cm | 50 Stück  | F72036   | 07430100 |
|               | 15 x 20 cm | 10 Stück  | F72038   | 07430123 |

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## ERGÄNZUNGSSORTIMENT



### Askina® Barrier Film

Schnell trocknender, atmungsaktiver Hautschutz für die Pflege in der Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung

- Transparent und alkoholfrei
- Trocknet in nur 30 Sekunden
- Effektiver Hautschutz vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und Reibung
- Hilft vorzubeugen, zu schützen und zu erhalten
- Sauerstoff- und feuchtigkeitsschließend
- Wirksam bis zu 72 Stunden
- Indikationen: Vorbeugung gegen Hautschädigung durch Reibung oder Feuchtigkeit, Schutz der Haut vor Mazeration

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-----------|---------|----------|----------|
| Pumpspray  | 28 ml     | 1 Stück | 4002801  | 06905222 |
|            |           |         |          |          |
|            |           |         |          |          |
|            |           |         |          |          |
|            |           |         |          |          |
|            |           |         |          |          |




### Askina® Barrier Cream

Nicht rückfettende Hautschutzcreme. Wirkt bis zu 72 Stunden. Auch unter Haftverbänden oder Stomaversorgungen anwendbar.

- Bildet einen atmungsaktiven, transparenten Schutzfilm
- Schützt intakte und gereizte Haut bis zu 72 Stunden vor Ausscheidungen und Wundsekreten
- Spendet Feuchtigkeit
- Äußerst sparsam im Verbrauch
- Brennt nicht auf der Haut

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG | VE      | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-----------|---------|----------|----------|
|            | 92 gr     | 1 Stück | 4119201  | 10417540 |
|            |           |         |          |          |
|            |           |         |          |          |
|            |           |         |          |          |
|            |           |         |          |          |
|            |           |         |          |          |



### Askina® Barrier Swabs

Schnell trocknender, atmungsaktiver Hautschutz für die Pflege in der Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung in Lolly-Form

- Transparent und alkoholfrei
- Trocknet in nur 30 Sekunden
- Effektiver Hautschutz vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und Reibung
- Hilft vorzubeugen, zu schützen und zu erhalten
- Sauerstoff- und feuchtigkeitsdurchlässig
- Wirksam bis zu 72 Stunden
- Indikationen: Vorbeugung gegen Hautschädigungen durch Reibung oder Feuchtigkeit, Schutz der Haut vor Mazeration

| AUSFÜHRUNG | ABMESSUNG | VE       | ART.-NR. | PZN      |
|------------|-----------|----------|----------|----------|
|            | 1 ml      | 5 Stück  | 4000105  | 06905162 |
|            | 1 ml      | 25 Stück | 4000125  | 06905179 |
|            |           |          |          |          |
|            |           |          |          |          |
|            |           |          |          |          |



### Askina® Skin Freeze

Kryotherapeutisches Mittel bestehend aus Kryospray mit spezieller Applikationstechnik sowie Applikatoren

- Mit spezieller vorteilhafter Askina-Technik
- Mit dem Stick ruhiges und gezieltes Arbeiten
- Kein versehentliches Nachsprühen mit Verätzungsgefahr möglich
- Therapieerfolg ohne apparative Investitionen
- Hohe Patientenzufriedenheit – unblutig und schmerzarm
- Kryotherapie abrechenbar nach EBM, GOÄ oder IGeL


**In einigen KV-Bereichen abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf.**

**Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke.**

| AUSFÜHRUNG                      | ABMESSUNG     | VE    | ART.-NR. | PZN      |
|---------------------------------|---------------|-------|----------|----------|
| 150 ml Dose mit 50 Applikatoren | Standard 5 mm | 1 Set | 9380809  | 00482720 |
| 150 ml Dose mit 50 Applikatoren | Small 2 mm    | 1 Set | 9380701  | 00920195 |
|                                 |               |       |          |          |
|                                 |               |       |          |          |
|                                 |               |       |          |          |

# VERSORGUNG CHRONISCHER WUNDEN

## LEITFADEN

| WUNDBESCHREIBUNG / WUNDSITUATION              |                                                                                     | ZIEL             | MASSNAHME                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwarze Nekrose                              |    | bei pAVK         | Verbesserung der Durchblutungssituation<br>Nekrose trocken belassen, nicht rehydrieren                                                               |
|                                               |                                                                                     | ohne pAVK        | Nekrosefreie Wunde<br>Chirurg. Débridement                                                                                                           |
| Schwarze Nekrose + Fibrinbeläge               |    | trocken bis nass | Nekrose- / fibrinfreier Wundgrund<br>Evtl. chirurg. Débridement<br>Rehydratation, Förderung der Exsudation                                           |
|                                               |                                                                                     |                  | Evtl. chirurg. Débridement<br>Exsudatmanagement, Förderung der Autolyse, Wundrandschutz                                                              |
| Schwarze Nekrose + Fibrinbeläge + Granulation |   | trocken bis nass | Nekrose- / fibrinfreier Wundgrund<br>Evtl. chirurg. Débridement<br>Rehydratation, Förderung der Exsudation                                           |
|                                               |                                                                                     |                  | Evtl. chirurg. Débridement<br>Exsudatmanagement, Förderung der Autolyse, Wundrandschutz                                                              |
| Fibrinbeläge                                  |  | trocken bis nass | Fibrinfreier Wundgrund, Förderung der Granulation<br>Evtl. chirurg. Débridement<br>Rehydratation, Förderung der Autolyse                             |
|                                               |                                                                                     |                  | Evtl. chirurg. Débridement<br>Exsudatmanagement, Förderung der Autolyse, Wundrandschutz                                                              |
| Fibrinbeläge + Granulation                    |  | trocken bis nass | Fibrinfreier Wundgrund, Förderung der Granulation<br>Evtl. chirurg. Débridement<br>Rehydratation, Förderung der Autolyse                             |
|                                               |                                                                                     |                  | Evtl. chirurg. Débridement<br>Exsudatmanagement, Förderung der Autolyse, Wundrandschutz                                                              |
| Granulation                                   |  | trocken bis nass | Förderung der Granulation<br>Rehydratation, Schutz vor Kontamination<br>Wundruhe gewährleisten                                                       |
|                                               |                                                                                     |                  | Exsudatmanagement, Schutz vor Kontamination<br>Wundruhe gewährleisten                                                                                |
| Granulation + Epithelisation                  |  | trocken bis nass | Förderung der Granulation und Epithelisation<br>Rehydratation<br>Schutz des Wundrandes / des neu gebildeten Epithelgewebes<br>Wundruhe gewährleisten |
|                                               |                                                                                     |                  | Exsudatmanagement<br>Schutz des Wundrandes / des neu gebildeten Epithelgewebes<br>Wundruhe gewährleisten                                             |
| Epithelisation                                |  |                  | Stabilisierung des neu gebildeten Gewebes<br>Schutz des neu gebildeten Gewebes<br>Schutz vor mechanischen Einflüssen                                 |
| Infizierte Wunde                              |  | trocken bis nass | Infektfreie Wunde<br>Infektbekämpfung, Rehydratation<br>Geruchsminimierung, ggf. Débridement                                                         |
|                                               |                                                                                     |                  | Infektbekämpfung, Exsudatmanagement<br>Geruchsminimierung, ggf. Débridement                                                                          |

Mechanische Wundreinigung mit Prontosan® (Einweichzeit je nach Wundsituation 1 bis 10 Min.). Hautpflege und Wundrandschutz müssen in

| WUNDREINIGUNG/-SPÜLUNG                   | WUNDFÜLLER                                                                            | WUNDABDECKUNG                                                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nicht erforderlich                       |                                                                                       | Askina® Pad<br>Askina® Soft steril                                                                                       |
| Prontosan®<br>Wunde mechanisch reinigen  |                                                                                       | Askina® SilNet Plus<br>Askina® Pad                                                                                       |
| Prontosan®<br>Prontosan® Debridement Pad | Prontosan® Wound Gel<br>Prontosan® Wound Gel X                                        | Askina® SilNet Plus<br>Askina® Pad                                                                                       |
| Prontosan®<br>Prontosan® Debridement Pad | Askina® Sorb                                                                          | Askina® SilNet Plus<br>Askina® Foam, Askina® Heel                                                                        |
| Prontosan®<br>Prontosan® Debridement Pad | Prontosan® Wound Gel<br>Prontosan® Wound Gel X                                        | Askina® SilNet Plus<br>Askina® Pad                                                                                       |
| Prontosan®<br>Prontosan® Debridement Pad | Askina® Sorb                                                                          | Askina® SilNet<br>Askina® Foam, Askina® Heel                                                                             |
| Prontosan®<br>Prontosan® Debridement Pad | Prontosan® Wound Gel<br>Prontosan® Wound Gel X                                        | Askina® SilNet Plus / Askina® DresSil / Border<br>Askina® Touch, Askina® Transorbent®                                    |
| Prontosan®<br>Prontosan® Debridement Pad | Askina® Sorb<br>Askina® Foam Cavity                                                   | Askina® SilNet Plus<br>Askina® Foam, Askina® DresSil / Border                                                            |
| Prontosan®<br>Prontosan® Debridement Pad | Prontosan® Wound Gel<br>Prontosan® Wound Gel X                                        | Askina® SilNet Plus / Askina® DresSil / Border<br>Askina® Touch, Askina® Transorbent®                                    |
| Prontosan®<br>Prontosan® Debridement Pad | Askina® Sorb<br>Askina® Foam Cavity                                                   | Askina® SilNet Plus<br>Askina® Foam, Askina® DresSil / Border                                                            |
| Prontosan®                               | Prontosan® Wound Gel, Prontosan® Wound Gel X<br>evtl. in Kombination mit Askina® Sorb | Askina® SilNet Plus / Askina® DresSil Border Lite<br>Askina® Touch, Askina® Transorbent®                                 |
| Prontosan®                               | Askina® Sorb<br>Askina® Foam Cavity                                                   | Askina® SilNet Plus<br>Askina® Foam, Askina® DresSil Border Lite                                                         |
| Prontosan®                               | Prontosan® Wound Gel X                                                                | Askina® SilNet Plus / Askina® DresSil Border Lite<br>Askina® Transorbent®<br>Askina® Touch                               |
| Prontosan®                               |                                                                                       | Askina® SilNet Plus / Askina® DresSil Border Lite<br>Askina® Transorbent®<br>Askina® Touch<br>Askina® Foam, Askina® Heel |
| nicht erforderlich                       |                                                                                       | Askina® DresSil Border Lite<br>Askina® Derm                                                                              |
| Prontosan®<br>Prontosan® Debridement Pad | Prontosan® Wound Gel, Prontosan® Wound Gel X                                          | Askina® Pad                                                                                                              |
| Prontosan®<br>Prontosan® Debridement Pad |                                                                                       | Askina® Calgitrol® Ag<br>Askina® Foam                                                                                    |

jeder Wundsituation mit geeigneten Methoden durchgeführt werden. Gebrauchsanweisungen beachten.

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-7000 | E-Mail: [info.de@bbraun.com](mailto:info.de@bbraun.com)  
[www.bbraun.de/wunde-professionals](http://www.bbraun.de/wunde-professionals) | [www.bbraun.de/wunde-patienten](http://www.bbraun.de/wunde-patienten) | [www.bbraun.de/homecare-versorgung](http://www.bbraun.de/homecare-versorgung)  
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen