



Entnahmepumpe für Kanister

Dosierpumpe für 5 Liter Kanister

- Dosierhilfe für 5 Liter Kanister

LIEFERFORM Dosierpumpen für 5 Liter Kanister	VE	ART.NR.	PZN
15 ml Hub	1 Stück	3908478	16 8 24 424
Dosierpumpen für 5 Liter Kanister 20 ml Hub	1 Stück	3908479	16824453



Dosierpumpe

Speziell für die hygienische Entnahme aus 500 ml und 1000 ml Flaschen

- Mit Rückschlagventil
- Ca. 2 ml Ausbringungsmenge pro Hub

LIEFERFORM	VE	ART.NR.	PZN
Dosierpumpe für 500 ml Flasche	1 Stück	3908380	05486622
Dosierpumpe für 1000 ml Flasche	1 Stück	3908381	0548665

1



Dosierbecher

Für exaktes Dosieren

Aufschraubbarer Dosierer

- Aufschraubbarer Dosierbecher für 1000 ml Flasche
- Skala von 5 ml bis 20 ml in 5 ml Schritten

Dosierbecher

- Größe: 50 ml
- Skalierung in 10 ml Schritten
- Zum Dosieren von Flächen und Instrumentendesinfektion

LIEFERFORM	VE	ART.NR.	PZN
Aufschraubbarer Dosierer	1 Stück	3908422	08617065
Dosierbecher 50 ml	10 Stück	3908046	–