



BD Eclipse™

Sicherheitskanüle
für die venöse
Blutentnahme



BD

Indispensable to
human health

BD Eclipse™

Sicherheitskanüle für die venöse Blutentnahme

Die BD Eclipse™ Sicherheitskanüle für die venöse Blutentnahme minimiert das Risiko von Nadelstichverletzungen

Die Vorteile:

- Schutz vor Nadelstichverletzungen nach Aktivierung des vollintegrierten Schutzschildes
- Doppelter Verschlussmechanismus
- Anwendung der gewohnten Einhand-Punktionstechnik
- Keine zusätzlichen Arbeitsschritte erforderlich
- Kompatibilität mit allen anderen BD Vacutainer™ Produkten (Halter und Röhrrchen)



Integriertes Schutzschild:

- Die Kanüle ist sicher umschlossen, sobald das lilafarbene Schutzschild aktiviert ist
- Das Schutzschild ist direkt auf der Kanüle angebracht und entsprechend dem Kanülenschliff orientiert



Bitte beachten: Das System sollte nur von geschultem Pflegepersonal benutzt werden. Vor Gebrauch lesen Sie bitte die Anleitung auf der Verpackung. Bitte entsorgen Sie alle biologischen Proben und Blutentnahmebestecke entsprechend den Vorschriften Ihres Hauses.

Weitere Informationen zum Thema Sicherheitsmanagement zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen sind auf Wunsch erhältlich.

Best.-Nr.	Beschreibung	Größe	Farbe	Verpackung
368609	BD Eclipse™ Sicherheitskanüle mit integriertem Schutzschild für die Blutentnahme	21G 1¼" (0,8 mm x 32 mm)	grün	48 Stück
368610	BD Eclipse™ Sicherheitskanüle mit integriertem Schutzschild für die Blutentnahme	22G 1¼" (0,7 mm x 32 mm)	schwarz	48 Stück



BD Vacutainer Systems, Preanalytical Solutions

Deutschland:
Becton Dickinson GmbH
Tullastraße 8-12
D-69126 Heidelberg
Tel: (06221) 30 50
Fax: (06221) 30 53 77
<http://www.bd.com>

Österreich:
Becton Dickinson
Austria Ges.m.b.H.
Am Concorde Park E1/7
A-2320 Schwechat
Tel: (01) 7 06 36 60
Fax: (01) 7 06 36 60-11
<http://www.bd.com>

Schweiz:
Becton Dickinson AG
Postfach 2350
CH-4002 Basel
Tel: (061) 4 85 22 22
Fax: (061) 4 85 22 00
<http://www.bd.com>