



| Größe          | S             | M             | L             | XL            |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Artikelnummer  | 634301        | 634302        | 634303        | 634304        |
| PZN            | 13542151      | 13542168      | 13542174      | 13542180      |
| GTIN Karton    | 4004034634343 | 4004034634350 | 4004034634367 | 4004034634374 |
| GTIN Dispenser | 4004034634305 | 4004034634312 | 4004034634329 | 4004034634336 |
| Gewicht        | 3,1 +/- 0,2 g | 3,5 +/- 0,2 g | 3,9 +/- 0,2 g | 4,5 +/- 0,2 g |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |             |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|
| Beschreibung      | Einweghandschuhe, texturierte Fingerspitzen, puderfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |             |          |
| Material          | Nitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |             |          |
| Farbe             | weiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |             |          |
| Passform          | beidhändig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |          |
| Länge             | 240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |             |          |
| Breite            | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M                                    | L           | XL       |
|                   | 80 ± 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95 ± 10 mm                           | 110 ± 10 mm | > 110 mm |
| Wandstärke        | Finger: 0,10 mm +/- 5 %<br>Handfläche: 0,07 mm +/- 5 %<br>Stulpe: 0,07 mm +/- 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |             |          |
| Reißkraft         | Vor Alterung:<br>Nach Alterung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Median/min 6,0 N<br>Median/min 6,0 N |             |          |
| Dehnbarkeit       | Vor Alterung:<br>Nach Alterung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Min. 500,0%<br>Min. 400,0%           |             |          |
| Reißfestigkeit    | Vor Alterung:<br>Nach Alterung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Min. 14,0 Mpa<br>Min. 14,0 Mpa       |             |          |
| Qualitätsstandard | <div> <div>EN 455</div> <div>CE Cat. III</div> <div>EN ISO 374-2:2019</div> <div>EN ISO 374-4:2019</div> <div>EN 16523-1:2015+A1:2018</div> <div>PSA (EU) 2016/425</div> <div>MDR (EU) 2017/745</div> <div>EN ISO 21420:2020</div> <div>  <div>Für alle Lebensmittel geeignet</div> </div> <div> <div>EN ISO 374-1:2016+A1:2018+Type B</div> <div>  <div>KPT</div> </div> <div>EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B</div> </div> <div> <div>EN ISO 374-5:2016</div> <div>  <div>VIRUS</div> </div> <div>EN ISO 374-5:2016</div> </div> <div> <div>MD</div> <div>Medizinprodukt Klasse I</div> </div> </div> |                                      |             |          |

|                                 |                                                 |                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| EN ISO 374-1:2016-A1:2018       | Degradation*                                    | Level*          |
| Natriumhydroxid 40%/ K          | -95,4                                           | 6               |
| Wasserstoffperoxid 30%/ P       | 26,5                                            | 6               |
| Formaldehyd 37%/ T              | 6,1                                             | 6               |
| Verpackung                      | 100                                             | Stück je Box    |
|                                 | 10                                              | Boxen je Karton |
| Verpackungsdimension Dispenser  | Länge: 220 mm<br>Breite: 110 mm<br>Höhe: 55 mm  |                 |
| Verpackungsdimension Karton     | Länge: 291 mm<br>Breite: 226 mm<br>Höhe: 235 mm |                 |
| Palettenfaktor                  | Kartons pro Lage: 13<br>Lage pro Palette: 7     |                 |
| Haltbarkeit ab Produktionsdatum | Mind. 36 Monate                                 |                 |

\* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

|                      |      |      |      |       |       |       |
|----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Permeationsstufen    | 1    | 2    | 3    | 4     | 5     | 6     |
| Durchbruchzeit [min] | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |

BINGOLD GmbH + Co. KG  
A SUND GROUP COMPANY  
Victoriaallee 1 · 22143 Hamburg  
Tel. +49 40 53 80 96-410 • Fax +49 40 53 80 96-429  
info@bingold.com · [www.bingold.com](http://www.bingold.com)

Amtsgericht Hamburg HRA 116323  
Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH HRB 21068  
Geschäftsführer: Martin Klostermann, Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter [www.bingold.com](http://www.bingold.com). Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.