

BECHERHALTER mit Wandhalter

NEUHEIT



MWM Becherhalter mit Wandhalter

- 18/10 Rostfreier Stahl
- Matt gebürstet
- Das Becherhalter-System besteht aus 2 abnehmbaren Becherhalterschienen und einer Edelstahlrückwand, die mittels Schlüsselloch-System - schnell und ohne Werkzeug aufgebaut und an die Wand angebracht werden kann.
- Befestigung: Der Wandhalter wird mit 2 beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt.

TOP INNOVATION

Platzsparend, hygienisch und beliebig erweiterbar passt sich das Becherhalter-System an Ihre Bedürfnisse an. Durch die einfache Wandmontage wird keine zusätzliche Ablagefläche benötigt. Selbst bei eingeschränktem Platzangebot ist dies die ideale Lösung für das Handling Ihrer Proben.

- hygienisch sauber
- platzsparend
- kippstabil
- erweiterungsfähig
- leicht zu transportieren



BECHERHALTER



Art.-Nr.		Außenmaße L x B x H	s
01282	für 4 Becher bis ø 62 mm	320 x 70 x 65	1,0

Maßangaben in mm

WANDHALTER



Art.-Nr.		Außenmaße L x B x H	s
01288	für 2 Becherhalter	295 x 75 x 290	1,0

Maßangaben in mm