



BY 80

beurer
babycare

BY 80 Babywaage

 **german
engineering**



Gut ablesbares LCD-Display
72 x 28 mm



20 kg Tragkraft



Automatische und manuelle
Hold-Funktion zur Erfassung des
Gewichts bei strampelnden Babys



Automatische und manuelle Hold-Funktion zur Erfassung
des Gewichts bei strampelnden Babys

Großes LCD-Display (Ziffernhöhe 23 mm)

Gewölbte Wiegefläche

Einschalttechnik: Button-On

Tragkraft: 20 kg

Einteilung: 5 g

Umstellung kg/lb/oz

Einfach zu reinigen

Rutschfeste, abriebsichere Gummifüße

Abschaltautomatik

2 x 1,5V Batterie AA

5 Jahre Garantie

PZN: 10983541

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125956059

Art.-Nr.: 956.05