



german|engineering

IH 55

beurer
medical

IH 55 Inhalator



vibrating
mesh

Handlich, ideal für Kinder und reisetauglich
Verneblung mit Schwingmembran-Technologie



selfcleaning
function

Mit Selbstreinigungsfunktion



super
silent

Flüsterleise, schnelle und effektive
Verneblung



Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, etc. -für schnelle und effektive Inhalation Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln Hohe Verneblungsleistung (> 0,25 ml/min.) -kurze Inhalationszeit Ideal für Kinder und reisetauglich Zubehör: Mesh-Vernebler mit Medikamenten-Behälter, Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Aufbewahrungsbox und Netzteil Desinfektionsfähig Medizinprodukt Inkl. 4 x 1,5V Batterien AA Produktmaße (LxBxH): 146 x 51 x 85 mm Produktgewicht: ca. 228 g (inkl. Batterien) 3 Jahre Garantie VE: 3 / Transportkarton: 4 x 3 EAN-Nr.: 4211125 60204 8 Art.-Nr.: 602.04