

Der original Body Armor® Cast Shoe für Gipsverbände

Sehr einfaches Anlegen!



- > Heckeinstieg – einfaches Anlegen durch Umklappen der Schuhferse und patentiertes Verschlusssystem
- > sicherer Fersenhalt
- > Zehenschutz
- > stoßhemmendes und sehr leichtes Material
- > schmutzabweisende Oberfläche für hygienisches und leichtes Reinigen
- > rechts und links tragbar



1. Haken Sie den Bungee-Verschluss aus.
2. Drücken Sie den Knopf am Bungee-Verschluss in Richtung Zehen, um den Knöchelriemen zu weiten. Durch das Zurückklappen der Schuhferse wird das Einsteigen zusätzlich erleichtert.
3. Zum Verschließen ziehen Sie den Knöchelriemen wieder zu.
4. Haken Sie den Verschluss wieder ein.

DARCO

Art.-Nr.	Farbe	Größe	
CS0	Dunkelgrau	XS	24,0 cm
CS1	Dunkelgrau	S	26,5 cm
CS2	Dunkelgrau	M	29,5 cm
CS3	Dunkelgrau	L	31,0 cm
CS4	Dunkelgrau	XL	34,5 cm

Fordern Sie weiteres Informationsmaterial an:

... kreuzen Sie einfach Zutreffendes an und senden uns diesen Flyer per Fax an +49 (0) 88 07.92 28-22. Oder rufen Sie uns an bzw. senden uns eine eMail an info@darco.de.

Bitte senden Sie mir weitere Unterlagen zu.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Name, Praxis/Klinik/Sanitätshaus, Adresse, Telefon und eMail: