



RBF Butterfly-Faltwand


RBF ist eine 3-flügelige Faltschirm, mit einem mittig auf dem Doppel- Querfuß zentriertem Flügel und beidseitig je einem um 360° drehbaren Flügel.

ropimex®-Butterfly-Faltwand überzeugt durch seine leichte Handhabung. Mit den um 360° drehbaren, blickdichten Scharnieren lässt sich jeder der drei Flügel in die gewünschte Position bringen. Die Butterfly-Faltwand ist fahrbar und ideal zur Abschirmung von Bettfüßenden oder Gyn.-Stühlen.


Materialien

Rahmen:	Alu-Designprofile, natur-eloxiert
Fuß- und Abdeckkappen:	Polyamid, hellgrau
Kunststoffrollen:	Kunststoff, schwarz
Füllplatten:	Polycarbonat 2 mm, weiß, transluzent, schwer entflammbar, Baustoffklasse B1, DIN 4102-01, extrem schlagzäh

RBF Flügelbreiten: 45/50/45



RBF200 Flügelbreiten: 65/70/65



Designs

