


CHERRY gSMC-KT

Sicherheitskarte zur Verwendung eines gematik-zugelassenen eHealth-Kartenterminals



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Ein Plus an Sicherheit. Die Sicherheitskarte gSMC-KT von Cherry kann in jedes von der gematik zugelassenen eHealth-Terminal mit einem Kartenslot für das Format ID-000 (Security Module Card) eingesetzt werden. Mit einem einfach zu prüfenden Siegelaufkleber über dem Kartenslot (z.B. im Lieferumfang der CHERRY eHealth-Tastatur G87-1505 enthalten) wird sichergestellt, dass die Karte gegen Manipulation geschützt ist. Die gSMC-KT darf nur mit gematik zugelassenen Kartenterminals kommunizieren und stellt mit ihrer Einzigartigkeit die Identität des Kartenterminals in der Telematikinfrastruktur sicher. Die Sicherheitskarte gSMC-KT ist für den Betrieb von eHealth-Terminals in der Telematikinfrastruktur vorgeschrieben. Eine Übersicht aller zugelassenen Kartenterminals finden Sie auf www.gematik.de

Ein Plus an Service. Sie als Kunde stehen an erster Stelle. Um Ihren Administrationsaufwand gering zu halten, kontaktiert Sie unser CHERRY Support vor dem Ablaufen der Sicherheitskarte. Dieser Service steht allen registrierten Nutzern zur Verfügung.

<https://www.cherry.de/gsmckt/register>

Entscheidende Vorteile

- Sicherheitskarte für die eindeutige Identifikation des Kartenterminals
- Notwendig zur Verwendung eines gematik-zugelassenen eHealth-Kartenterminals innerhalb der Telematikinfrastruktur
- In allen gematik-zugelassenen eHealth-Kartenterminals einsetzbar (siehe aktuelle gematik-Liste unter www.gematik.de)
- Laufzeit der Karte 5 Jahre ab Produktionsdatum (oder bis 31.12.2024)
- Security Module Card im Format ID-000

CHERRY gSMC-KT

Technische Daten

Kartenformat

ID-000

Lagertemperatur

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur

0°C bis 40°C

Produktzulassungen

- gematik

Systemvoraussetzungen

eGK-Tastatur oder -Terminal

Lieferumfang

- gSMC-KT Karte
- Kuvert mit Anschreiben

Bedienungsanleitung

Umfangreiche Bedienungsanleitung auf www.cherry.de oder im Installationshandbuch des entsprechenden Geräts

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer

- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

CHERRY gSMC-KT

Ausführungsvarianten

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code
1	CHERRY gSMC-KT	75510001	4025112088261