

Comprilan®

Kurzer Zug, direkter Druck



**Effektive
Kompressions-
therapie**

Anwendungsgebiete

Comprilan® eignet sich für Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen, wie z. B.

- Varikosis
- Chronische Veneninsuffizienz inkl. UCV und Phlebödem
- Postoperativ nach Venenoperation oder -verödung
- Thrombophlebitis
- Phlebothrombose
- Primäre und sekundäre Lymphödeme

Comprilan®

- Zur Unterstützung der Muskelpumpe
- Verbesserung der Hämodynamik des venösen Rückflusses



Zuverlässig

- Kräftig komprimierend dank des hohen Arbeitsdrucks
- Auch nachts tragbar aufgrund des geringen Ruhedrucks
- 90% Längsdehnung
- Hohe Steifigkeit
- Griffige Gewebestruktur für guten Halt



Hautfreundlich

- 100% Baumwolle
- Luftdurchlässig, atmungsaktiv



Wirtschaftlich

- Waschbar bis 95°C
- Wieder verwendbar

Wir empfehlen eine Unterpolsterung der Kurzzugbinde (z. B. mit Comprifoam®) für eine gleichmäßige Druckverteilung und einen höheren Tragekomfort. Zur Bindenfixierung sind Pflasterstreifen (z. B. Leukoplast®) ideal.

Weiterführende Informationen zur ganzheitlichen Kompressionstherapie finden Sie im Internet unter www.bsnmedical.de/service

Bestellinformationen



**DOPPEL-
PACK**

Comprilan®	Abmessung*	Best.-Nr.	PZN
1 Binde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	0102600	2059664
	5 m x 8 cm	0102700	2059670
	5 m x 10 cm	0102800	2059687
	5 m x 12 cm	0102900	2059693
Einzelbinden lose im Karton	5 m x 6 cm	4538100	4592575
	5 m x 8 cm	4538200	4592581
	5 m x 10 cm	4538300	4592598
	5 m x 12 cm	4538400	4592606
Comprilan® Verband			
Bindenpaar in Faltschachtel	5 m x 10 cm	0103000	2059701

*Länge gedehnt