



Genaue, zuverlässige und IT-integrierte

Blutdruckmessungen in einem
handlichen Geräteformat

Welch Allyn Connex®
ProBP™ 3400
Digitales Blutdruckmessgerät

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Blutdruckmessungen auf höherem Niveau. Überall einsatzfähig.




Das ProBP™ 3400 ist so kompakt, dass Sie es einfach in der Hand halten können, und dabei so genau wie andere branchenführende Vitaldatengeräte von Welch Allyn. Es ist daher eine gute Wahl für den Einsatz in nahezu allen medizinischen Einrichtungen.

Das Welch Allyn Connex® ProBP™ 3400 ermöglicht konsistente und genaue Blutdruckmessungen in jeder Situation.

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Kleines handliches Geräteformat, leicht zu transportieren und ideal für die Erfassung von Messwerten auf Visiten oder in Triage-situationen | <ul style="list-style-type: none"> ○ Hospital Grade SureBP™-Technologie für den Klinikgebrauch ermöglicht schnelle und genaue Blutdruckmessungen innerhalb von 15 Sekunden und erhöht die Patientenzufriedenheit | <ul style="list-style-type: none"> ○ Liefert genaue Messwerte und reduziert Fehlermeldungen auf ein Minimum, auch bei Bewegungen des Patienten oder bei schwachem Puls | <ul style="list-style-type: none"> ○ Bluetooth®- und USB-Technologie ermöglichen die Verbindung zu ausgewählten EPA/KIS-Systemen und verbessern somit die Genauigkeit und Effizienz der Dokumentation |
|---|---|---|--|

- Kompatibel mit Blutdruckmanschetten der Größen „kleine Kinder“ (12 cm) bis hin zur Größe „Oberschenkel“ (55 cm)
- Akkus mit Lithium-Ionen-Technologie ermöglichen 100 Messungen pro Akku-Ladung und verfügen über kurze Aufladezeiten
- Kann für Ihren Arbeitsablauf konfiguriert und auf spezielle Patientenbedürfnisse angepasst werden. Erweiterungsfähig: Damit Ihre Erstinvestition auch dann Sinn macht, wenn sich Ihre Anforderungen in Zukunft ändern
- Quecksilber- und latexfrei zur Sicherheit von Pflegepersonal und Patienten

Die perfekte Lösung zur Blutdruckmessung mit nahezu unbeschränkten Einsatzmöglichkeiten.



Niedergelassene Ärzte



Klinikmitarbeiter



Medizintechniker

○

Niedergelassene Ärzte

Das ProBP™ 3400 ist nach AAMI/BHS-AA zertifiziert und mit der Blutdruckmesstechnologie SureBP™ ausgestattet. Diese erfasst die Werte in nur 15 Sekunden und ist für viele Manschettengrößen geeignet. Das Gerät stellt somit eine zuverlässige Alternative zu manuellen Blutdruckmessgeräten und digitalen Home Care-Blutdruckmessgeräten dar.

○

Krankenhäuser

Das ProBP 3400 ist so klein, dass Sie es in der Hand oder in der Tasche tragen können, und stellt somit beim Blutdruckmessen auf Visiten oder in Triagesituationen eine praktische Alternative zu manuellen Blutdruckmessgeräten oder großen Vitaldatenmessgeräten dar.

○

Medizintechniker

Da beim ProBP 3400 dieselbe Technologie wie beim Spot Vital Signs® LXi zum Einsatz kommt, können Sie sich darauf verlassen, dass es sich im Langzeiteinsatz bewähren wird, insbesondere im Vergleich mit der Vielzahl anderer kostengünstigeren Geräten. Dank der Remote-Diagnosen, Kalibrierungen und -Upgrades der Welch Allyn Partners in Care™-Services können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr ProBP 3400 lange Zeit gute Dienste leisten wird.

*„... (Die SureBP-Technologie) bietet große Vorteile in Bezug auf Schnelligkeit und Patientenkomfort... Das Klinikpersonal kann dieser neuen Technologie vertrauen.“ **

-Dr. Bruce S. Alpert



Bewährte Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Das ProBP™ 3400 ist mit derselben bahnbrechenden SureBP™-Technologie wie das Welch Allyn Spot Vital Signs LXi Gerät ausgestattet und erfasst Blutdruckmesswerte in nur 15 Sekunden – fast doppelt so schnell wie andere elektronische Blutdruckmessgeräte.

- Entspricht dem AAMI-Standard für Genauigkeit bei Blutdruckmessungen
- Erzielte eine „AA“-Bewertung bei der Datenanalyse der British Hypertension Society (BHS)



Verknüpfung mit elektronischen Datensätzen

Per Bluetooth®-Technologie (optional) oder USB-Anschluss lässt sich das Connex® ProBP™ 3400-Gerät mit ausgewählten EPA/KIS-Systemen verbinden, was Dokumentationsfehler reduziert und die Effizienz verbessert.



Die richtige Manschette sorgt für das richtige Messergebnis

Bei anderen digitalen Blutdruckmessgeräten steht eine eingeschränkte Auswahl an Manschettengrößen zur Verfügung. Mit dem Connex ProBP 3400 hingegen können zahlreiche verschiedene Manschettengrößen eingesetzt werden, so dass die Wahrscheinlichkeit ungenauer Messungen minimiert wird. Zudem bieten die einzigartigen Welch Allyn FlexiPort®-Manschetten zahlreiche Vorteile: schnelle Schnappverbindungen, Einmal-Manschetten zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen und ferner alle Vorteile, die eine etwaige Standardisierung in Ihrem Haus mit sich bringt (www.welchallyn.com/flexiport).

Speziell auf Ihre Einrichtung und Ihre Arbeitsabläufe abgestimmt

Welch Allyn Connex ProBP 3400	Handgehaltenes Gerät	Gerät mit Wandbefestigung	Gerät mit Rollstativ	Gerät mit Tischbefestigung
SureBP®, Bluetooth®	34BFHT-B*	34BFWT-B*	34BFST-B*	Alle handgehaltenen Gerätemodelle können auch mit Zubehör für die Tischbefestigung bestellt werden. 4602-01
SureBP®	34XFHT-B*	34XFWT-B*	34XFST-B*	
Standard BP; Bluetooth®	34BXHT-B*	34BXWT-B*	34BXST-B*	
Standard BP	34XXHT-B*	34XXWT-B*	34XXST-B*	

Eine vollständige Liste mit Angaben zur lokalen Verfügbarkeit sowie weitere Informationen zum ProBP 3400 von Welch Allyn erhalten Sie online unter www.welchallyn.com/probp.

*Netzabelkonfigurationen: Ersetzen Sie den Buchstaben „B“ am Ende der Referenznummer in der nebenstehenden Tabelle durch die länderspezifische Endung aus der Tabelle unten.

Nordamerika	B
Europa	2
GB	4
Australien (orangefarbenes Kabel)	6
China	C
Südafrika	7
Japan	J [†]

[†] Nur in Ausführung mit Rollstativ. Ausführung als handgehaltenes Gerät ist mit nordamerikanischer „B“-Konfiguration ausgestattet.

Schützen Sie Ihre Investitionen

Remote-Fehlerbehebung, Software-Aktualisierungen und -Upgrades, Garantieverlängerung. Mit den Welch Allyn Partners in Care™-Services können Sie die Standard-Produktgarantie und den Support erweitern: Kürzere Bearbeitungszeiten, kostenloser Versand, Software-Upgrades und vieles mehr, das Sie benötigen, damit Ihr Gerät lange Zeit betriebsbereit bleibt.*

- Comprehensive Partnership Program (1 Jahr)/S1-3400
- Biomed Partnership Program (1 Jahr)/S2-3400
- Garantieverlängerung (1 Jahr)/S4-3400
- Preventive Partnership Program (1 Jahr)/PRV-001

* Die Verfügbarkeit bestimmter Eigenschaften, Supportzeiten und Reaktionszeiten kann sich je nach Standort unterscheiden. Weitere Einschränkungen sind möglich.



Welch Allyn GmbH & Co. KG
Zollerstrasse 2-4
D - 72417 Jungingen, Deutschland
Tel. 06950-985132
Fax. 06950-070381
info@welchallyn.de
www.welchallyn.de

Kundendienst Europa: +353 46 90 67790
Australien: +61 29 638 3000
Benelux: +31 202 061 360
China: +86 21 6327 9631
Frankreich: +33 155 69 58 49
Deutschland: +49 6950 985 132

Lateinamerika (Niederlassung Miami): +1 305 669 9003
Malaysia: +603 78753341
Singapur: +65 6419 8100
Südafrika: +27 11 777 7555
Schweden: +46 858 536 551
Großbritannien: +44 207 365 6780

Die Bluetooth®-Wortmarke bzw. -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Welch Allyn erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

©2010 Welch Allyn SM4034DE Rev. A

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™