

## Fadenstärken

| EP (metric) | USP  | Øin mm      |
|-------------|------|-------------|
| 0,01        | 12-0 | 0,001–0,004 |
| 0,05        | -    | 0,005–0,009 |
| 0,1         | 11-0 | 0,010–0,019 |
| 0,2         | 10-1 | 0,020–0,029 |
| 0,3         | 9-0  | 0,030–0,039 |
| 0,4         | 8-0  | 0,040–0,049 |
| 0,5         | 7-0  | 0,050–0,069 |
| 0,7         | 6-0  | 0,070–0,099 |
| 1           | 5-0  | 0,100–0,149 |
| 1,5         | 4-0  | 0,150–0,199 |
| 2           | 3-0  | 0,200–0,249 |
| 2,5         | -    | 0,250–0,299 |
| 3           | 2-0  | 0,300–0,349 |
| 3,5         | 0    | 0,350–0,399 |
| 4           | 1    | 0,400–0,499 |
| 5           | 2    | 0,500–0,599 |
| 6           | 3+4  | 0,600–0,699 |
| 7           | 5    | 0,700–0,799 |
| 8           | 6    | 0,800–0,899 |
| 9           | 7    | 0,900–0,999 |
| 10          | 8    | 1,000–1,099 |
| -           | 9    | 1,100–1,199 |
| -           | 10   | 1,200–1,299 |

## Nadeln

### Nadelform

A = anghakenförmig

D = 3/8 kreisförmig

F = 5/8 kreisförmig

G = gerade Nadel

H = 1/2 kreisförmig

K = Kufennadel

L = Löffelnadel

V = 1/4 kreisförmig

### Nadelart

Q = Quadratischer Nadelkörper

R = Rundkörpernadel

S = Schneidender Nadelkörper

### Besondere Merkmale

A = Asymptotisch

L = Lanzettspitze

N = Stumpfe Spitze

S = Schlanker Anschliff

T = Trokarnadel


K = Kurze Innenliegende Schneide

F = Feine Nadel

M = Mikrospitze

SP = Spatelnadel

X = Extra stark



### Beispiele

DS 18 D = 3/8 kreisförmig  
S = Schneidender Nadelkörper  
18 = 18 mm lang (gestreckte Länge)

HRX 22 H = 1/2 kreisförmig  
R = Rundkörpernadel  
X = Extra stark  
22 = 22 mm lang (gestreckte Länge)

## Nadelübersicht Atraumatische Nadeln (Auswahl)

|      |                                                                                      |                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DQL  |     | $\frac{3}{8}$ kreisförmig, quadratischer Nadelkörper mit Lanzettspitze, z. B. DQL-18                        |
| DR   |     | $\frac{3}{8}$ kreisförmig, Rundköpernadel, z.B. DR-20                                                       |
| DRM  |     | $\frac{3}{8}$ kreisförmig, Rundköpernadel mit Mikrospitze, z.B. DRM-6                                       |
| DRN  |     | $\frac{3}{8}$ kreisförmig, Rundköpernadel, stumpf, z.B. DRN-30                                              |
| DRT  |     | $\frac{3}{8}$ kreisförmig, Rundköpernadel mit Trokarspitze (Trokarnadel), z.B. DRT-17                       |
| DS   |    | $\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper, z.B. DS-15                                             |
| DSL  |   | $\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Lanzettspitze, z.B. DSL-6                           |
| DSLA |   | $\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Lanzettspitze, asymptotisch, z.B. DSLA-4            |
| DSMA |   | $\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Mikrospitze, asymptotisch, z.B. DSMA-13             |
| DSS  |   | $\frac{3}{8}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper, Spezialspitze mit schlankem Anschliff, z.B. DSS-18     |
| FRN  |   | $\frac{5}{8}$ kreisförmig, Rundköpernadel, stumpf, z.B. FRN-27                                              |
| FRX  |   | $\frac{5}{8}$ kreisförmig, Rundköpernadel (extra starke Nadel), z.B. FRX-27                                 |
| GR   |    | gerade, Rundköpernadel, z.B. GR-20                                                                          |
| GS   |    | gerade, schneidender Nadelkörper, z.B. GS-25                                                                |
| HR   |    | $\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundköpernadel, z.B. HR-15                                                       |
| HRK  |    | $\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundköpernadel, kurze innenliegende Schneide, z.B. HRK-48 (Abb. nicht maßstäbl.) |
| HRN  |    | $\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundköpernadel, stumpf, z.B. HRN-40                                              |
| HRT  |   | $\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundköpernadel mit Trokarspitze (Trokarnadel), z.B. HRT-20                       |
| HRX  |  | $\frac{1}{2}$ kreisförmig, Rundköpernadel (extra starke Nadel), z.B. HRX-17                                 |
| HS   |  | $\frac{1}{2}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper, z.B. HS-15                                             |
| HSL  |  | $\frac{1}{2}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Lanzettspitze, z.B. HSL-5                           |
| HSM  |  | $\frac{1}{2}$ kreisförmig, schneidender Nadelkörper mit Mikrospitze, z.B. HSM-8                             |
| KS   |  | Kufennadel, schneidender Nadelkörper, z.B. KS-22                                                            |
| LR   |  | Löffelnadel, Rundköpernadel, z.B. LR-20                                                                     |
| VSP  |  | $\frac{1}{4}$ kreisförmig, Spatelnadel, z.B. VSP-8                                                          |