

Produktdatenblatt – eks Instrumentenbürsten



Artikelnummern

ek 11-80 – Bürste mit Edelstahlborsten

ek 11-82 – Bürste mit Messingborsten

ek 11-84 – Bürste mit Nylonborsten

ek 11-86 – Bürste mit Nylonborsten, doppelseitig

Eigenschaften

- ☐ Ideal zum Reinigen aller Arten von Instrumenten und Bohrern
- ☐ Instrumentenbürsten mit Nylonborsten sind für Autoklaven bis 134 °C geeignet
- ☐ Ergonomischer Griff

Gebrauchsanweisung

- ☐ Bitte testen Sie die eks Instrumentenbürsten vor dem Einsatz an einer nicht sichtbaren Stelle. Für eventuelle Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Technische Spezifikationen

- ☐ Griffmaterial: Kunststoff
- ☐ Farbe: blau
- ☐ Borstenmaterialien: Edelstahl, Messing, Nylon
- ☐ Länge: ca. 18 cm

Der Inhalt dieses Handbuchs basiert auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme hängt die Wirkung unserer Produkte von vielen Parametern ab, die wir nicht beurteilen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeine Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Informationen in diesem Handbuch stellen daher unverbindliche Richtlinien dar, die dem technisch versierten Leser Hinweise zu Einsatzmöglichkeiten geben sollen. Die Informationen in diesem Handbuch beinhalten keine Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder die Eignung dieses Produkts für eine bestimmte Anwendung. Vor der Verwendung ist es unbedingt erforderlich, dieses Produkt in der Anwendung zu testen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt und seine Verwendung sicher, wirtschaftlich und uneingeschränkt geeignet sind. Es sollte mit der gebotenen Sorgfalt vorgegangen werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Informationen in diesem Handbuch jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen dieses Handbuchs verlieren ihre Gültigkeit. Aktualisierung: 2. Juni 2016