




**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Ablaufschläuche und Adapter

Zur Unterstützung kundenindividueller
Anwendungen beim Ableiten und Überleiten
von Spüllösungen



Ablaufschläuche

Ablaufset Y, doppelt steril



Einsatzgebiet: Arthroskopie. Zum Ableiten von Spüllösungen aus dem Endoskop und dem Shaver in einen OP-Sauger.

Bestandteile: 2 Ritsch-Ratsch-Klemmen, Y-Stück, Übergangsstück, Gesamtlänge: 2,45 m

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Ablaufset Y, doppelt steril	15x1	Karton	2883801	07570870

Urin-Drainage-Schlauch, einzeln steril



Einsatzgebiet: Zum Überleiten von Spüllösungen von einem transurethralen Katheter in ein Auffangbehältnis (z. B. Kanister).

Bestandteile: Urologenkonus, Ritsch-Ratsch-Klemme, Gesamtlänge: 1,80 m

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Urin-Drainage-Schlauch, einzeln steril	20x1	Karton	2895601	07571473

Endoskopie Ablaufschlauch, einzeln steril



Einsatzgebiet: Zum Ableiten von Spüllösungen über den Luer-Lock-Ansatz (Ablauf) des Endoskops in ein Auffangbehältnis.

Bestandteile: Luer-Lock-Anschluss pos., Gesamtlänge: 1,40 m

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Endoskopie Ablaufschlauch, einzeln steril	30x1	Karton	2890951	08620759

Ablaufset C/X, doppelt steril



Einsatzgebiet: Arthroskopie. Zum Ableiten von Spüllösungen über den Luer-Lock-Ansatz des Endoskops mit der Möglichkeit des Anschlusses an einen OP-Sauger.

Bestandteile: Luer-Lock-Anschluss pos., Übergangsstück, Gesamtlänge: 3,20 m

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Ablaufset C/X, doppelt steril	15x1	Karton	2877301	00891358

* Verpackungseinheit

Adapter

Set zur Blasenspritzenbefüllung, einzeln steril



Bestandteile: Anstichdorn, Ritsch-Ratsch-Klemme, Rückschlagventil, Urologenkonus, 5 Silikonschlauchstücke, Gesamtlänge: 0,30 m

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Set zur Blasenspritzenbefüllung, einzeln steril	25x1	Karton	2841001	07570812

Rückschlagventil, einzeln steril



Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Rückschlagventil, einzeln steril	100x1	Karton	2847001	04541879

Care-Lock®-Adapter, einzeln steril



Einsatzgebiet: Zur Verbindung von Care-Lock®-Überleitgeräten mit Stopfen-Beuteln bzw. Kanistern.

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Care-Lock®-Adapter, einzeln steril	50x1	Karton	2881011	07570746

Dorn-Adapter, einzeln steril



Einsatzgebiet: Zur Verbindung von Dorn-Überleitgeräten mit Care-Lock®-Beuteln.

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Dorn-Adapter, einzeln steril	100x1	Karton	2881061	07570717

Zuspritz-Adapter Care-Lock®, einzeln steril



Einsatzgebiet: Zur Verbindung von Luer-Lock-(neg.)-Anschlüssen zu Care-Lock®-Beuteln.

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Zuspritz-Adapter Care-Lock®, einzeln steril	50x1	Karton	2881501	07570769

* Verpackungseinheit



wir helfen Menschen

Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

Ernährung Für die enterale Ernährung bieten wir Ihnen Trink- und Sondennahrungen sowie Supplemente. Das Programm für die parenterale Ernährung reicht von Mehrkammerbeuteln bis zu Einzelkomponenten wie Fettemulsionen, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Bei unseren therapieübergreifenden, bundesweiten Versorgungsstrukturen setzen wir uns höchste Qualitätsstandards.

Infusionen Unser Angebot umfasst Volumenersatz-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie spezifische Lösungen für die Pädiatrie in modernen und anwendungsfreundlichen Primärbehältnissen. Wir unterstützen Ihre therapeutische Arbeit durch umfangreiche Kompatibilitätsdatenbank und eine breite wissenschaftliche Basis.

Arzneimittel Für die intravenöse Therapie kritisch kranker Menschen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm von generischen Arzneimitteln wie Antibiotika und Anästhetika sowie Arzneimitteln für die Onkologie. Ihre vielfältigen Therapien unterstützen wir mit systematisch abgestimmten Applikationstechniken.

Medizinprodukte Für Ernährung, Infusionen, Arzneimittel und Blutkomponenten bieten wir Ihnen präzise aufeinander abgestimmte Applikationstechnik und -systeme an. Das Produktprogramm wird durch die Urologie, die Tracheostomie und die moderne Wundversorgung abgerundet.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de