

## DREIWEGEHAHN



### BESCHREIBUNG

Der **Teqler Dreiwegehahn** erlaubt es, zwei Infusionen gleichzeitig, nacheinander oder abwechselnd laufen zu lassen. Einzeln steril verpackt und arzneimittelbeständig.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht den Zusammenschluss und die Steuerung mehrerer Infusionen
- Latexfrei
- Arzneimittelbeständig
- Einzeln steril verpackt
- Farbe: blau
- 1 Stück

### Übersicht

Artikelnummer:  
**T135180**

Kategorie:  
**Infusion | Injektion |  
Spritzen**

EAN Code:  
**4260306773688**

**Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.**



NetMed S.à.r.l.

8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg



+352 267149 09



+352 267149 19



info@netmed.lu

**Social Media**

