

EasySpec® Medium

1231




EasySpec® Medium

EasySpec® ist ein nicht steriles Einweg-Vaginalspekulum. Das EasySpec Small hat glatte, abgerundete Kanten mit hoher bewährter Qualität. Die spezielle Oberfläche mit geringer Reibung macht das Einführen einfach und bequem für die Patientin. Nach dem Einführen kann das EasySpec durch Einstellen der geräuschlosen Arretierung im richtigen Winkel arretiert werden. Das EasySpec-Sortiment umfasst die Größen Xsmall, Small, Medium, Large und Xlarge in unsteriler Verpackung. Auch als sterile Produkte erhältlich.

- Einfach und sicher in der Anwendung
 - Ein geräuschloser und sicherer Verschluss
 - Reibungsarme Oberfläche für leichtes Einführen
 - Glatte, abgerundete Enden für mehr Patientenkomfort
 - Bewährte hohe Qualität und Festigkeit
 - Geriffelter Griff für einen guten Halt
 - Geringes Risiko des Einklemmens
 - Optimale Öffnungsweite
- Schmelztemperatur: 100 °C
 - Nicht autoklavierbar
 - Latexfrei

Material Polystyrol-Kristall, Polyethylen HD



ARTIKEL NR.	PRODUKT ABT.	VERPACKUNG	TRANSPORTVERPACKUNG	TRANSPORTVERPACKUNG
1231	29 g	25 Stück	150 Stück	6 kg

