

M T C

CAUTERIO STERILE MONOUSO A PUNTA SPESSEA DISPOSABLE STERILE THICK TIP CAUTERY



F7288

Il cauterio MTC FIAB è un sistema auto-alimentato sterile a batteria bipolare per la cauterizzazione dei piccoli vasi. Può essere usato al posto del "kit" elettrobisturi/cavo/pinza di coagulo. È disponibile nella versione con punta spessa che permette la perforazione delle unghie nel caso di ematomi sottoungueali. MTC raggiunge la temperatura operativa di almeno 800°C (1.400°F).

Il cauterio permette di rimuovere le batterie al termine del suo utilizzo. Sul fusto vi è infatti una pretroncatura che consente la rottura del fusto, l'estrazione delle batterie ed il loro smaltimento a parte secondo le normative vigenti. **FIAB MTC is a sterile bipolar battery operated disposable device for the cauterization of small vessels. It is used instead of a "kit" electrosurgery unit / cable / coagulation forceps. MTC is available with a fine thick tip that permits the perforation of nails in case of haematoma. MTC reaches a maximum operating temperature at least 800°C (1.400°F). The cautery allows you to remove the batteries at the end of its use. On the drum there is in fact a pre-cutting that allows the drum to break, the batteries to be extracted and their disposal according to the regulations in force.**

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

REF	F7288
DESCRIZIONE	Elettrocauterio monouso sterile autoalimentato per ematomi sottoungueali <i>Disposable sterile battery-powered electrocautery for haematoma under nails</i>
DESCRIPTION	SPESSA <i>THICK</i>
PUNTA	ABS Novadur Bayer
TIP	18 cm
MATERIALE PLASTICO	Nickel Cromo <i>Nickel Chromium</i>
PLASTIC MATERIAL	800°C (1.400°F)
LUNGHEZZA	65 gr
LENGTH	2 batterie alcaline tipo "AA" <i>2 alkaline "AA" batteries</i>
FILAMENTO	Ossido di etilene
WIRE	EO gas
TEMPERATURA MASSIMA	

Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIb

MAX. TEMPERATURE	CONFEZIONAMENTO – PACKAGING <i>Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIb medical device</i>
CONFEZIONE PRIMARIA	Confezionato singolarmente in busta tyvek-PE
PESO	<i>Singly packaged in pouch tyvek-PE</i>
PRIMARY PACKAGING	10 buste in scatola di cartone
WEIGH	<i>Temperature: +0 °C- +50° – Relative humidity: 20% 80%</i>
CONFEZIONE DI VENDITA	48 mesi dalla data di produzione riportata sulla confezione
ALIMENTAZIONE	<i>10 pouches in carton box</i>
SALE PACKAGING	48 months from production date printed on packaging
POWER SUPPLY	<i>Temperature: +0 °C- +50 °C – Relative humidity: 20% – 80%</i>

IMMAGAZZINAMENTO

STERILIZZAZIONE

STORAGE

STERILIZATION

SCADENZA

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA

EXPIRY

COMPLIANCE TO STANDARDS

Vicchio (Florence, Italy) - www.fiab.it * tutti i diritti riservati-*all rights reserved*

Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche senza preavviso

The right to make technical improvements without notice is reserved