

MOMENT

SURGICAL TABLE

Designed By ARCHIMED





time
for
quality

MOMENT
SURGICAL TABLE
Designed By ARCHMED

Designed By ArchiMed



ST 04 - S Archimed Moment

Cerrahi Müdehale Masası (4Motorlu)

Çelik konstrüksiyon galvanizle ve elektrostatik toz boyayla korozyona karşı korumaya alınmış ve ABS plastiklerle kapatılmıştır. Böylece çok şık bir görünüme ve sağlamlığa sahiptir. Döşeme özel vinileks malzemeyle kaplanmış olup uzun ömürlü, kolay temizlenebilir, su geçirmez ve anti-bakteriyel özelliğe sahiptir. Koltuğun her iki yanında aksesuarların rahat hareket ettirilebilmesi için paslanmaz çelikten kızaklar bulunmaktadır. Bu parçaların üzerine takılan yine paslanmaz çelikten imal edilmiş olan burçlar sayesinde kenara takılan aksesuarlar aşağı& yukarı, sağa&sola ve dereceli olarak 3 boyutlu hareket edebilir ve istenilen noktada sabitlenmektedir. Masa üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantilidir.



ST 04 -S Archimed Moment Surgical Table (4 Motors)

There is a removable cramp support and a removable head part on the table. Armrests can move to all directions easily. Leg supports are easily removable and surgeons can get the supports manually to all desired positions. There are stainless steel rails at the two sides of the table. With these rails, all accessories can be moved to all directions easily (up/down/right/left).

Removable armrests

Ikinma kolu
Strain handle

Sökülüp takılabilir ve istenilen seviyede ayarlanabilir baş kısmı

Removable and adjustable head rest

Diz destekler
Leg support

Sökülüp takılabilir ve istenilen seviyede ayarlanabilir kramp basamağı

Removable and adjustable cramp support

Sirt hareketi / *Back rest movement*

Ayak hareketi / *Leg rest movement*

Trendelenburg hareketi / Trendelenburg movement

Masanın yükseklik hareketi / Table up&down movement



No:3 Sütü Kahve / Milky Brown



No:4 Koyu Kahve / Dark Brown



No:7 Sarı / Yellow



No:8 Turuncu / Orange






No:11 Lila / Lilac



No:12 Açık Mavi / Light Blue



Technical Specifications



Özellik / Feature	mm	Inch
KOMPLE UZUNLUK / FULL LENGTH	1678 mm	66.06 Inch
EN / WIDTH	550 mm	21.65 Inch
KOLÇAKLI EN / WIDTH WITH ARMRESTS	600 mm	23.62 Inch
MIN. YÜKSEKLİK / MIN. HEIGHT	643 mm	25.31 Inch
MAX. YÜKSEKLİK / MAX. HEIGHT	843 mm	33.18 Inch
SIRT EN / BACKREST WIDTH	550 mm	21.65 Inch
SIRT UZUNLUK / BACKREST LENGTH	538 mm	21.18 Inch
OTURAK EN / SEAT WIDTH	550 mm	21.65 Inch
OTURAK UZUNLUK / SEAT LENGTH	402 mm	15.82 Inch
AYAK EN / FOOTREST WIDTH	670 mm	26.37 Inch
AYAK UZUNLUK / FOOTREST LENGTH	380 mm	14.96 Inch
KOLÇAK UZUNLUK / ARMREST LENGTH	600 mm	23.62 Inch
KOLÇAK EN / ARMREST WIDTH	200 mm	7.87 Inch
SIRT AÇISI / BACK ANGLE		70°
AYAK AÇISI / FOOT ANGLE		90°
TRENDELEMBÜĞÜ / TRENDLEBURG		13°
TERS TRENDELEMBÜĞÜ / REVERSE TRENDLEBURG		3°
KAFALIK EN / HEADREST WIDTH	670 mm	26.37 Inch
KAFALIK UZUNLUK / HEADREST LENGTH	230 mm	9.05 Inch
AYAK UZATMA EN / FOOTREST WIDTH	670 mm	26.37 Inch
AYAK UZATMA UZUNLUK / FOOTREST LENGTH	400 mm	15.74 Inch
KRAMP BASMAĞI EN / CRAMP SUPPORT WIDTH	250 mm	9.84 Inch

MOMENT

SURGICAL TABLE
Designed By ARCHIMED



Arşimed Medikal Kozm. San. Tic Ltd. Şti.

Mimar Sinan Mah. Bosna Cd. No:5 / 3 Çekmeköy - İstanbul

☎ : +90 216 567 8 567 (pbx) ☎ : +90 216 567 8 367 (pbx)

🌐 : www.arsimed.com.tr 📧 : info@arsimed.com.tr

CE FDA EN 60601-1 EN 60601-2



ISO 13485
certified

ARCHI MED®
www.arsimed.com.tr