



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Extension Lines

Heidelberger Verlängerungen

Zur Verlängerung von Infusionsleitungen

In den Längen 30, 75 & 140 cm

Durchmesser der Leitung: 2,9 x 4,1 mm

Druckbeständig bis 4,5 bar

LuerLock


DEHP- und latexfrei

Extension Lines



Die Extension Lines zur Verlängerung von Infusionsleitungen zeichnen sich durch eine hohe Passgenauigkeit und einfache Handhabung aus. Dank der griffigen Flügel sind sie leicht und sicher zu konnektieren.

Das Portfolio umfasst 3 verschiedene Längen, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.



Bestellinformation

Artikel	Extension Line 30 cm –	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
DEHP-frei	Extension Line 75 cm –	1.000 x 1 Stück	Karton	13198	18016645
DEHP-frei	Extension Line 140 cm	750 x 1 Stück	Karton	1 3203	18016651
– DEHP-frei		500 x 1 Stück	Karton	13204	18016668

* Verpackungseinheit



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen