

Dahlhausen Geschlossenes Wunddrainagesystem

REF	34.000.00.804	4 mm für Trokar Ch. 10
	34.000.00.807	7 mm für Trokar Ch. 15
	34.000.00.810	10 mm für Trokar Ch. 19
VE:	5 Stück	
VSE:	5 Stück	

Beschreibung

Sammelreservoir 100 ccm mit Flachdrainage 4,7 und 10 mm.

Materialzusammensetzung

Produkt

Flachdrain:	Silikon
Schlauch:	Silikon
Reservoir:	Silikon

Verpackung

Einzelverpackung:	PE-Beutel, Papier, Verbundfolie PA/PE
Karton:	Pappe
Umkarton:	Wellpappe

Sterilisation

EO-Gas

34.000.00.804-810
QM/Rev.Nr. 00 / 08.11.01