





# The Euroseal®

Das neue Foliensiegelgerät von Euronda  
jetzt noch attraktiver, kompakter und ergonomischer.



Mit seinem innovativen Design passt sich „The Euroseal“ dem Arbeitsumfeld optimal an. Gefertigt aus hochmodernem Leichtbaumaterial, hält es auch intensivstem Arbeitseinsatz stand und ist nebenbei ein Garant für entspanntes Arbeiten.



Während der Entwicklung von „The Euroseal“ wurde auf Sicherheit und einfache Bedienung großen Wert gelegt. Eine Rücklaufsperre erspart das ständige Neueinfädeln und verhindert gleichzeitig das Anbrennen der Schlauchfolien. Akustische sowie optische Signale gestalten das Arbeiten noch angenehmer.



## The Euroseal®: Das Foliensiegelgerät für Ihre Anforderungen.



Aufgrund der flexiblen Gestaltung wird „The Euroseal®“ allen Anforderungen der Arbeitsplatzsituation gerecht. Revolutionär ist die ausziehbare Rollhalterung. Diese ermöglicht die Lagerung der doppelten Anzahl von Rollen direkt am Gerät. So stehen alle benötigten Rollen jederzeit zur Verfügung, aufwendiges und zeitraubendes Umlagern der Rollen entfällt. Optional kann die Rollhalterung an einer Wand montiert werden, und die Siegeleinheit benötigt somit lediglich eine Stellfläche von 30 cm.



## The Euroseal®: Einfach und entspannt arbeiten.



„The Euroseal®“ ist mit einer durchsichtigen Abdeckung der Versiegelungseinheit ausgestattet. Der Schweißbereich kann so genauestens betrachtet werden und die für eine korrekte Verpackung erforderliche Länge der Beutel kann mühelos bestimmt werden. Zudem verhindert die optische Kontrolle, dass Instrumente unter die Schweißeinheit gelangen. Ein integrierter Arbeitstisch, sowie die Anordnung und Ausführung des Bedienhebels, ermöglichen absolut ergonomisches Arbeiten.



Headquarters: EURONDA SPA  
36030 Montecchio Precalcino (Vicenza) Italy  
via dell'Artigianato, 7  
tel. +39 0445 329811 - fax +39 0445 865246  
info@euronda.com - www.euronda.com

América: EURONDA AMÉRICA IND. COM. LTDA  
Andorinhas - Magè / Rio de Janeiro  
25920-000 Brasile  
Rua Waldemar Colombo Garcia, 491  
tel./fax 00 55 21 2630-2563  
sac@eurondaamerica.com.br - www.euronda.com

Deutschland: EURONDA DEUTSCHLAND GMBH  
48341 Altenberge Deutschland  
Siemensstraße, 46  
tel. +49 2505 9389 0 - fax +49 2505 9389 29  
info@euronda.de - www.euronda.de

France: EURONDA FRANCE EURL  
Z.A. du Paradis - 1, rue Lavoisier  
95660 Champagne-sur-Oise  
tél. +33 1 30 34 50 27 - fax +33 1 30 34 48 02  
info@euronda.fr - www.euronda.com

Russia: Proteco ZAO  
196128, St. Petersburg  
5/2 Varshavskaya str.  
tel./fax +7 (812) 635 88 90  
info@protecodent.ru - www.protecodent.ru

| Technische Daten  | The Euroseal®                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Geräteabmessungen | B 440 x H min 200 max 420 x T min 300 max 390 mm |
| Gewicht           | 7,1 kg                                           |
| Netzspannung      | 230 V; 50/60 Hz                                  |
| Leistungsaufnahme | 100 W                                            |
| Siegelnahtbreite  | 12 x 310 mm                                      |