

# GAMMEX® Latex Micro

OPERATIONSHANDSCHUHE

## Puderfreier OP-Handschuh aus Latex für exzellente Tastsensibilität, Fingerbeweglichkeit und chirurgische Präzision

### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Für eine herausragende Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität durchschnittlich 15 % dünner als die OP-Standardhandschuhe aus weichem Latexmaterial von Ansell.
- Die auf der DERMASHIELD™-Technologie basierende Innenschicht ermöglicht ein müheloses Anziehen mit trockenen und feuchten Händen und Wechseln während der Operation.
- Hergestellt mit den speziellen Handschuhformen von Ansell für eine verbesserte Passform, einen erhöhten Tragekomfort und die Vermeidung einer schnellen Handermüdung
- Zusätzliche Reinigungsverfahren bewirken nur geringe Rückstände von Latexproteinen und Beschleunigerchemikalien und minimieren dadurch das Risiko einer Typ-I-Latex- oder Typ-IV-Chemikalienallergie oder einer entsprechenden Sensibilisierung der Haut.

**WARNHINWEIS:** Eine sichere Verwendung dieses Handschuhs von Personen mit einer Latexsensibilisierung wurde bisher noch nicht durch entsprechende Tests bestätigt. Dieses Produkt enthält Naturgummilatex, das allergische Reaktionen auslösen kann.

### Empfohlen für

- Alle chirurgischen Verfahren, insbesondere sensible Eingriffe in der Augen-, Mikro- und Gefäßchirurgie
- Erhöhte Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, insbesondere bei sensiblen Verfahren
- An-/Ausziehen mit feuchten Händen
- Vermeidung einer Augenermüdung

### INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

**A.R.T.**  
Pinhole Barrier Technology

**DERMASHIELD™**  
Donning Aid Technology



### GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiziert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie. Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.

# GAMMEX® Latex Micro

OPERATIONSHANDSCHUHE

## PRODUKTINFORMATIONEN

|                                               |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                      | Naturgummilatelx                                                                                                                |
| Puder Inhalt                                  | Pudolfrei                                                                                                                       |
| Farbe                                         | Braun                                                                                                                           |
| Dicke                                         | Micro                                                                                                                           |
| Manschetten-Stil                              | Gerade mit SUREFIT™-Technologie                                                                                                 |
| Externe Handschuhoberfläche                   | Glatt mit mikrotextrierter Beschichtung                                                                                         |
| Interne Handschuhoberfläche                   | Polymerbeschichtung (DERMASHIELD™-Technologie)                                                                                  |
| Allergie-Prävention                           | Keine                                                                                                                           |
| Grip-Niveau                                   | Mittel                                                                                                                          |
| Doppel Behandschuhung Empfehlung              | Außen- oder Unterhandschuh                                                                                                      |
| Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika | Nein, nicht getestet gemäß ASTM D6978                                                                                           |
| Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)     | 0.65 AQL                                                                                                                        |
| Produktstandards                              | AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016                   |
| Qualitäts-/Umweltnormen                       | EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001                                                                        |
| Verpackung                                    | 50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton                                                       |
| Haltbarkeit                                   | 3 Jahre                                                                                                                         |
| Lageranleitungen                              | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten |
| Chemische Vulkanisierbeschleuniger            | Natriumdibutylidithiocarbamat (SDBC), Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC), Zink-2-Mercaptobenzothiazol (ZMBT)                      |

## BESTELLINFORMATIONEN

| Größe         | 5.5       | 6         | 6.5       | 7         | 7.5       | 8         | 8.5       | 9         |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bestellnummer | 330052055 | 330052060 | 330052065 | 330052070 | 330052075 | 330052080 | 330052085 | 330052090 |

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

**Nordamerika**  
Tel. (USA): +1 800 952 9916  
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854  
E-Mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tel (USA): 866 764 3327  
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Mittel- und Südamerika**  
Tel.: +52 (442) 296 20 50  
E-Mail: cs@ansell.com  
**Brasilien**  
Tel.: + 55 11 3356 3100  
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
E-Mail: info@ansell.eu

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
Tel.: +603 8310 6688  
E-Mail: apac.medical@ansell.com

**Indien**  
Tel.: +91 22 38124500  
E-mail: info.india@ansell.com  
**Australien und Neuseeland**  
Tel.: +61 3 9270 7270  
E-Mail: protection@ap.ansell.com  
**China**  
Tel.: +86(21) 3827 5005  
Email: infochina@ansell.com