

GAMMEX® Latex Moisturizing

OPERATIONSHANDSCHUHE

Puderfreier, Feuchtigkeit spendender Operationshandschuh aus Latex

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Enthält Glycerin und Dimeticon, die Feuchtigkeit speichern und die Haut rehydrieren.
- Mikrotexturierte Unterseite der Finger und Innenhand für optimale Griffsicherheit unter trockenen und feuchten Bedingungen
- Hergestellt mit den speziellen Handschuhformen von Ansell für eine verbesserte Passform, einen erhöhten Tragekomfort und die Vermeidung einer schnellen Handermüdung
- Zusätzliche Reinigungsverfahren bewirken nur geringe Rückstände von Latexproteinen und Beschleunigerchemikalien und minimieren dadurch das Risiko einer Typ-I-Latex- oder Typ-IV-Chemikalienallergie oder einer entsprechenden Sensibilisierung der Haut.

WARNHINWEIS: Eine sichere Verwendung dieses Handschuhs von Personen mit einer Latexsensibilisierung wurde bisher noch nicht durch entsprechende Tests bestätigt. Dieses Produkt enthält Naturgummilatex, das allergische Reaktionen auslösen kann.

Empfohlen für

- An-/Ausziehen mit feuchten Händen
- Zusätzlicher Komfort bei langwierigen Eingriffen
- Ideal als Unterhandschuh bei einer Doppelbehandschuhung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

 **A.R.T.**
Pinhole Barrier Technology

 **HYDRASOFT**
Skin Moisturizing Technology

 **DERMASHIELD™**
Donning Aid Technology



GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiziert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie. Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.

GAMMEX® Latex Moisturizing

OPERATIONSHANDSCHUHE

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Naturgummilatex
Puder Inhalt	Pudermfrei
Farbe	Naturfarben
Dicke	Standard
Manschetten-Stil	Gerade mit SUREFIT™-Technologie
Externe Handschuhoberfläche	Glatt mit mikrotexturierter Beschichtung
Interne Handschuhoberfläche	HYDRASOFT™-Beschichtung
Allergie-Prävention	Keine
Grip-Niveau	Mittel
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Unterhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein, nicht getestet gemäß ASTM D6978
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	0.65 AQL
Produktstandards	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 10282, JIS T9107
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpackung	50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Lageranleitungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Xanthogenpolysulphide, Natriumdibutyldithiocarbamat (SDBC), Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	330049055	330049060	330049065	330049070	330049075	330049080	330049085	330049090

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel (USA): 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mittel- und Südamerika
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cs@ansell.com
Brasilien
Tel.: + 55 11 3356 3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com
China
Tel.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com