

GAMMEX® Latex Powdered

OPERATIONSHANDSCHUHE

Gepuderter OP-Handschuh aus Latex für hohen Tragekomfort und Barrierschutz

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Die exklusiven Handschuhmaterialien von Ansell bilden die Grundlage für starke, zuverlässige Handschuhe
- Texturiertes Griffprofil für sicheres Führen von Instrumenten unter trockenen und feuchten Bedingungen
- Hergestellt mit den speziellen Handschuhformen von Ansell für eine verbesserte Passform, einen erhöhten Tragekomfort und die Vermeidung einer schnellen Handermüdung
- Gepudert für einfaches An- und Ausziehen

Für eine Minimierung von unerwünschten Wirkungen bei medizinischen Mitarbeitern und Patienten empfiehlt Ansell die Verwendung von puderfreien Handschuhen.

WARNHINWEIS: Eine sichere Verwendung dieses Handschuhs von Personen mit einer Latexsensibilisierung wurde bisher noch nicht durch entsprechende Tests bestätigt. Dieses Produkt enthält Naturgummilatex, das allergische Reaktionen auslösen kann.



GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiriert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie. Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.

GAMMEX[®] Latex Powdered

OPERATIONSHANDSCHUHE

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Naturgummilatem
Puder Inhalt	Gepudert
Farbe	Naturfarben
Dicke	Standard
Manschetten-Stil	Gerade
Externe Handschuhoberfläche	Glatt mit mikrotexturierter Beschichtung
Interne Handschuhoberfläche	Gepudert
Allergie-Prävention	Keine
Grip-Niveau	Mittel
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Außenhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein, nicht getestet gemäß ASTM D6978
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	0.65 AQL
Produktstandards	AS/NZS 4179, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Verpackung	50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Lageranleitungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC), Zink-2-Mercaptobenzothiazol (ZMBT)

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	330047055	330047060	330047065	330047070	330047075	330047080	330047085	330047090

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel (USA): 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mittel- und Südamerika
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cs@ansell.com
Brasilien
Tel.: + 55 11 3356 3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com
China
Tel.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com

ansell.com

Ansell[®] und [™] sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente und inner-/außerhalb der USA angemeldete Patente: www.ansell.com/patentmarking.
© 2021 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.