

GAMMEX® PI Radiation Attenuation

M E D I Z I N I S C H E S P E Z I A L P R O D U K T E

Dieser Schutzhandschuh aus Polyisopren schützt die Hände während einer Fluoroskopie vor Streustrahlung.¹

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Dieser strahlungsdämpfende Schutzhandschuh aus Polyisopren reduziert die Strahlenexposition um bis zu 69,1 % (Strahlungsintensität 60 kVp). Im Vergleich dazu dämpfen handelsübliche OP-Handschuhe eine Streustrahlung um weniger als 1 %.²
- Vermeidet das Risiko einer Typ-I-Latexallergie oder entsprechenden Sensibilisierung.
- Frei von allen Beschleunigerchemikalien, die als Auslöser einer Typ-IV-Allergie und Anfälligkeit für eine potenzielle Dermatitis bekannt sind.
- Die Wandstärke dieses Handschuhs ist für eine ideale Ausgewogenheit von Schutzleistung und Tragekomfort optimiert.
- Dieser dunkelgraue Handschuh bietet durch seine Mikrotextrurierung eine gute Griffsicherheit.

WICHTIGER HINWEIS: Klassifiziert als persönliche Schutzausrüstung und nicht als Medizinprodukt. Im Fall eines Eingriffs, in dem ein Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten nicht ausgeschlossen werden kann, müssen diese Handschuhe in Kombination mit medizinischen Handschuhen getragen werden.


1. **WARNHINWEIS:** Strahlungsdämpfende Handschuhe sind für den Schutz der Hände vor einer Belastung durch Streustrahlung konzipiert, die der Röntgenstrahl bei einer Fluoroskopie erzeugt. Sie eignen sich nicht für einen Direkt- oder Primärschutz vor Röntgenstrahlen.

2. Wagner L.K. und Mulhern O.R. „Radiation-attenuating surgical gloves: effects of scatter and secondary electron production“. Radiology, 1996;200(1):45-48.

Empfohlen für

- Schützt die Hände bei bildgesteuerten interventionellen Verfahren (Fluoroskopie)
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor eine Typ-I-Latexallergie
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters und Patienten vor einer Typ-IV-Chemikalienallergie

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiziert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie. Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.

GAMMEX® PI Radiation Attenuation

MEDIZINISCHE SPEZIALPRODUKTE

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Polyisopren mit Wismutoxid und Tungsten
Puder Inhalt	Pudermfrei
Farbe	Dunkelgrau
Dicke	Standard
Manschetten-Stil	Gerade
Externe Handschuhoberfläche	Glatt mit mikrotextrierter Beschichtung
Interne Handschuhoberfläche	Chloriniert
Allergie-Prävention	Latex (Typ I)
Grip-Niveau	Mittel
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Unterhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein, nicht getestet gemäß ASTM D6978
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	AQL-Wert 0,65
Steril	Ja
Produktstandards	ASTM F2547, EN 388:2016 +A1:2018, EN 61331-1, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, EN 455 1-4
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpackung	5 Paar pro Spender
Haltbarkeit	3 Jahre
Lageranleitungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Xanthate, Zinkdibutyldithiocarbamat

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	20873565	20873570	20873575	20873580	20873585	20873590

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel (USA): 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mittel- und Südamerika
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cs@ansell.com
Brasilien
Tel.: + 55 11 3356 3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com
China
Tel.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com