



Technische Daten

SECA 704

Abschaltzeiten im Netzbetrieb	Keine Abschaltung
Abschaltzeiten im Batteriebetrieb	30 s
Abschaltzeit bei aktiviertem HOLD	60 s
Genauigkeit bei Ersteichung	$\pm 50 \text{ g} < 50 \text{ kg} > \pm 100 \text{ g} < 200 \text{ kg} > \pm 150 \text{ g}$
Tragkraft	300 kg
TARA Bereich	300 kg
Teilung	50 g < 150 kg > 100 g
Stromversorgung	Batterien Netzgerät (optional)
Typ und Anzahl der Batterien	6 X AA
Einheit Optionen	kg
Schnittstellen	ohne Messstab
Eigengewicht	WLAN / LAN optional mit seca 452
Minimale Ablesehöhe	14,9 kg
Zifferngröße	{ "amount"=>"93.0000", "unit"=>"CENTIMETER" }
Produktbreite	25 mm
Produkthöhe	360 mm
Produkttiefe	930 mm
Plattformbreite	520 mm
Plattformhöhe	335 mm
Plattformtiefe	80 mm
	345 mm