

Polsterfarben

Folgende Farben von hochwertigem Kunstleder sind für die Polsterung unserer Produkte verfügbar. Die von uns eingesetzten Kunstleder zeichnen sich durch ihre Reißfestigkeit, Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und guten Reinigungseigenschaften sowie der Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln aus. Wir verwenden eine (Farb-) Auswahl von den Kunstlederbezügen VOWAled Pisa (Vowalon) und MEDISTAT (Griffine).



Hinweis: Farbliche Abweichungen von den hier dargestellten Farben möglich.

Gereinigt werden sollte der Kunstlederbezug mit einer weichen Bürste und einer milden Seifenlösung (handelsübliche Abwasmittel verdünnt, keine Reinigung mit organischen Lösungsmitteln). Nach der Reinigung ist der Bezug immer mit Wasser nachzuspülen und mit einem weichen Tuch abzutrocknen.

Bei Zusendung von Kunstlederbezügen kann natürlich auch jede andere Polsterfarbe eingesetzt werden. Aufpolsterungen, auch von Fremdfabrikaten, sind nach vorheriger Absprache möglich.

Der schwarze elektrisch leitfähige Kunstlederbezug (mit Potentialausgleichsbuchse am Gestell) ist gegen Aufpreis erhältlich. Bei den OP- und Multifunktionstischen ist er bereits im Preis enthalten.