

MD III



Das ideale HF-Gerät für **monopolare und bipolare** Eingriffe.

Das Hochfrequenzchirurgie Gerät mit der Ausgangsleistung von 80 Watt in der monopolaren und 70 Watt in der bipolaren Technik erfüllt alle Ansprüche der modernen Praxis. Das MD III verfügt über fünf verschiedene Stromarten: monopolarer Schneiden sowie monopolarer und bipolarer Koagulieren. Die Auswahl der Stromart erfolgt per Tastendruck am Gerät. Über den Drehknopf wird die Ausgangsleistung schnell und einfach verändert.

Das MD III ist für verschiedene Einsatzbereiche, wie z.B. chirurgische, unfallchirurgische, ophthalmologische, gynäkologische, dermatologische, dentale, HNO- und veterinärmedizinische Anwendungen geeignet.

The ideal unit for **monopolar and bipolar** applications.

The electrosurgical unit with output power of 80 Watt for monopolar, and 70 Watt for bipolar applications, meets all requirements of modern practises. The MD III has five different types of current: two each for monopolar cutting, two each for monopolar coagulation, as well as one for bipolar coagulation. The type of current is set by pushbutton. The output power is regulated fast and easily by a turning knob.

The MD III is suitable for various application areas, e.g. for surgical, ophthalmological, gynaecological, dermatological, dental, ENT and veterinary procedures, as well as for trauma and reconstructive surgery.

80 Watt



Monopolares Schneiden mit 2 Betriebsarten
Monopolar cutting with 2 operation modes



Monopolare Koagulation mit 2 Betriebsarten
Monopolar coagulation with 2 operation modes



Bipolare Koagulation
Bipolar coagulation



Mikro-Funktion reduziert die Ausgangsleistung
Micro switch for low-power applications

150-003-001

Monopolar Schneiden 1	Monopolar cut 1	80 Watt, 500 Ω
Monopolar Schneiden 2	Monopolar cut 2	70 Watt, 1000 Ω
Monopolare Koagulation 1	Monopolar coagulation 1	70 Watt, 500 Ω
Monopolare Koagulation 2	Monopolar coagulation 2	50 Watt, 1000 Ω
Bipolare Koagulation	Bipolar coagulation	70 Watt, 125 Ω
Typ	Type	BF
Abmessungen	Dimensions	270 x 127 x 260 mm
Gewicht	Weight	5,5kg
Gewährleistung (Monate)	Warranty (months)	24
Netzanschluss	Mains supply	115/230 Volt

Artikelnummer	Bezeichnung	Description
150-003-001	HF-Chirurgie-Gerät MD3	HF surgical unit MD3
151-003-001	Zubehörsatz Dermatologie MD3	Accessory Set Dermatology MD3
151-003-002	Zubehörsatz Kosmetik bipolar	Accessory set cosmetic bipolar
151-003-003	Zubehörsatz Chirurgie MD3	Accessory Set Surgery MD3
151-003-004	Zubehörsatz Dental MD3	Accessory Set Dental MD3
	Weitere Sets auf Anfrage	Further set options available upon request

Mikro Schneiden 1	Micro cut 1	30 Watt, 500 Ω
Mikro Schneiden 2	Micro cut 2	30 Watt, 1000 Ω
Mikro Koagulation 1	Micro coagulation 1	30 Watt, 500 Ω
Mikro Koagulation 2	Micro coagulation 2	20 Watt, 1000 Ω
Mikro Bipolar Koagulation	Micro bipolar coagulation	50 Watt, 125 Ω

Beispiele aus dem Anwendungsspektrum:

Epilation, Akne, Pusteln, Furunkel, Besenreiser, Couperose, Fibrome und gestielte Warzen, Lupus Vulgaris, Naevi, Keloid, Clavi, Tattoo Entfernung, Altersflecken, Faltenbehandlung, Nasenpolypen, Epistaxis, Pruritis Vulvae, Geschwülste der Harnröhre, Vaginal-Zysten, Cervix-Polypen, Adenome Zysten, HNO, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie, Neurochirurgie und Gefäßchirurgie.

Examples for application areas:

Epilation, acne, pustules, furuncles, spider veins, couperose, pendunculated warts and fibroma pendulantia, lupus vulgaris, naevi, clavi, keloid, tattoo removal, age spots, wrinkle treatment, nasal polyps, epistaxis, pruritis vulvae, ulcerated urethra, vaginal cysts, cervical polyps, adenoma cysts, ENT, micro- plastic- neuro- and vascular-surgery.