

Technisches Datenblatt

Bettunterlage "Care" | 8 Lagen

Art.Nr.: 52795

HYGOSTAR

Produktbild



Produktbeschreibung

- Polypropylen-Tissue-Polyethylen
- Polypropylen-Oberseite, sehr hautfreundlich
- 8 Tissue-Lagen, extrem saugfähig
- Polyethylen-Unterseite, wasserdicht, hochwertiger Bettschutz

Spezifikation

Länge	60cm
Breite	40cm
Farbe	natur

Produkteigenschaften

Material	PP
----------	----

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	1 Stück
Mengen Außenkarton	200 Stück
Menge CCG1-Palette	3.200 Stück
Menge Voll-Palette	7.200 Stück
LxBxH Außenkarton in cm	59,5 x 39,5 x 21,0
Volumen Außenkarton in m³	0.04935525
Gewicht Außenkarton in gr.	7.500

Stand 04.01.2023

Seite 1/2

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany

www.franz-mensch.de

Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 8241 9633-0
Fax: +49 8241 9633-100
E-Mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190
DIN EN ISO 9001:2015

Technisches Datenblatt

Bettunterlage "Care" | 8 Lagen

Art.Nr.: 52795

HYGOSTAR

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	4818909000
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544927955
EAN Code Innenverpackung	4015544527957

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.