

Technisches Datenblatt

Patientendecke "Hygocare Standard" | 6-lagig

Art.Nr.: 52659

HYGOSTAR

Produktbild



Produktbeschreibung

- 6Tissue-Lagen von einer PP-Vlies Außenhülle umschlossen
- Maße: ca. 190 x 110 cm, Gewicht: ca. 260g
- angenehm weich und körperfreundlich
- atmungsaktiv
- einfache Entsorgung
- sehr hygienisch, einzeln in Beutel verpackt
- saugfähig
- gute Thermoeigenschaften

Spezifikation

Flächengewicht	260gr-m ²
Farbe	weiß
Breite	110cm
Länge	190cm

Produkteigenschaften

Eigenschaften	luftdurchlässig
Material	PP

Technisches Datenblatt

Patientendecke "Hygocare Standard" | 6-lagig

Art.Nr.: 52659

HYGOSTAR

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	5 Stück
Mengen Außenkarton	50 Stück
Menge CCG1-Palette	400 Stück
Menge Voll-Palette	1.200 Stück
LxBxH Außenkarton in cm	52,0 x 28,0 x 45,0
Volumen Außenkarton in m³	0.06552
Gewicht Außenkarton in gr.	13.849

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	4818909000
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544926590
EAN Code Innenverpackung	4015544526592

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.