

Technisches Datenblatt

Latexhandschuhe Grip | puderfrei

HYGOSTAR

Art.Nr.: 2670

Basis-UDI: 40155440120GS

Produktbild



Produktbeschreibung

- Einmalhandschuhe aus schwerem Latex
- extra griffig durch texturierte Oberfläche
- elastisch, gute Passform, für ein gutes Feingefühl
- beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- puderfrei, Rollrand, unsteril, beidhändig passend

Einsatzbereich

- für Lebensmittelverarbeitung, Gastro, Labor, Industrie, Pharmazie und medizinische Zwecke

Spezifikation

Farbe	weiß
Größe	10/XL
Länge	24cm

Zusatzinformationen Einweghandschuhe

Stärke Fingerspitzen in mm ($\pm 10\%$)	0.13
Stärke Handflächen in mm ($\pm 10\%$)	0.1
Stärke Schaft in mm ($\pm 10\%$)	0.08
Reißfestigkeit (Min.) in N	6
Dehnbarkeit (Min.) in %	650

Technisches Datenblatt

Latexhandschuhe Grip | puderfrei


HYGO STAR

Art.Nr.: 2670

Basis-UDI: 40155440120GS

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	5 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	3 von 8
Chemikalienbeständigkeit	3 von 8
Puderung	puderfrei
Material	Latex
Medizinprodukt - Export in Schweiz (geeignet)	Schweizer Bevollmächtigter: Johner Medical Schweiz GmbH

Verpackung

Art der Innenverpackung	Karton
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	100 Stück
Mengen Außenkarton	1.000 Stück
Menge CCG1-Palette	36.000 Stück
Menge Voll-Palette	81.000 Stück
LxBxH Außenkarton in cm	38,5 x 24,5 x 22,0
Volumen Außenkarton in m³	0.0207515
Gewicht Außenkarton in gr.	7.507

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	4015120000
Herkunftsland	ID
EAN Code Außenkarton	4015544967036
EAN Code Innenverpackung	4015544267037
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Stand 03.01.2023

Seite 2/3

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany

www.franz-mensch.de

Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 8241 9633-0
Fax: +49 8241 9633-100
E-Mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190
DIN EN ISO 9001:2015

Technisches Datenblatt

Latexhandschuhe Grip | puderfrei

HYGOSTAR

Art.Nr.: 2670

Basis-UDI: 40155440120GS

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.