

NEU ILLUCO IDS-1100

Das Taschendermatoskop

- ▶ Polarisiertes Licht
- ▶ Extra große Optik
- ▶ Smartphone kompatibel
- ▶ 3 Helligkeitsstufen
- ▶ Laden per Micro-USB



Illuco IDS-1100:

Das Taschendermatoskop:

Mit dem Illuco IDS-1100 werden alle Wünsche wahr.

Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis und 7 Jahre Herstellergarantie.



HANDLICH



POL/NPOL



ZOOM



3-STUFIG



AKKU



AUTO AUS



LEICHT



USB

ANGENEHM – AN JEDEM TAG

Alle Bedienelemente und der Fokusserring befinden sich in bequemer Position. Die ideale Größe und Form des IDS-1100 ermöglicht einen komfortablen Ein-Hand-Betrieb. Das Gerät ist zugleich flach und ultraleicht – ideal für die Kitteltasche! Eine Anwendung mit Immersionsflüssigkeit ist neben dem Polarisationsmodus ebenfalls möglich.

HELLER - ODER DUNKLER

Unterschiedliche Hauttypen erfordern unterschiedliche Beleuchtung. Drei unterschiedliche Helligkeiten können ganz einfach in 3 Stufen eingestellt werden, sowohl im polarisierten und nicht-polarisierten Modus.

VERLÄSSLICH - IM DAUEREINSATZ

Eine Besonderheit ist die mit dem Aufsatz fest verbundene Glasscheibe, es gibt keine Verklebung, die sich lösen kann. Die Kontaktscheibe mit Skala ist abnehmbar und somit gut zu reinigen. Das IDS-1100 schaltet sich nach ca. 5 Minuten automatisch ab. Eine ungewollte Entladung der Batterie wird dadurch vermieden.

Aufsatz mit fest verbundener Glasscheibe



Abnehmbare Kontaktscheibe mit Skala

Zur Untersuchung schwer erreichbarer Stellen



Kontaktscheibe 8mm

Für jeden Hauttyp die richtige Beleuchtung



3 Helligkeitsstufen

MAGNETISCHER SMARTPHONE ADAPTER

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Illuco IDS-1100 und machen Sie brillante Bilder. Erhältlich für:

- ▶ iPhone* 5/5S/5SE/6/6S/6+/6S+/7/7+/8/8+/X/XS/XS Max/XR/11/11Pro/11Max
- ▶ Samsung Galaxy*- Note® 8/9/10/10+ – S7/S7 Edge/S8/S8+/S9/S9+/S10/S10+

* iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries

* Samsung, Galaxy and Note are all trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd



Magnetischer Smartphone Adapter

WEITERE INFORMATIONEN

Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen eine individuelle Beratung zu Ihren Kaufoptionen? Kontaktieren Sie uns gerne unter +49 (0)941 / 59 95 25-0 oder katalog@dermoscan.de



+49 (0)941 / 59 95 25-0

Exklusiv-Vertrieb D-A-CH: DermoScan GmbH

Ohmstraße 1, D-93055 Regensburg,

katalog@dermoscan.de, www.dermoscan.de