

BT 04 - S Archimed Avangarde
Kan Alma Koltuğu (4 Motorlu)

AVANGARDE
BLOOD TRANSFUSION CHAIR



Sökülüp takılabilir ve
istenilen seviyede
ayarlanabilir ayak uzatma

*Removable and
adjustable foot extension*



Sökülüp takılabilir ve
istenilen seviyede
ayarlanabilir baş kısmı

*Removable and
adjustable head rest*



Sırt hareketi / *Back rest movement*



Sağa sola hareket edebilen ve
sökülüp takılabilen kolçaklar

*Removable and moving left
to right armrests*



Ayak hareketi / *Leg rest movement*



BT 04 -S Archimed Avangarde
Blood Transfusion Chair (4 Motors)

Archimed Avangarde Blood Transfusion Chair is designed for blood transfusion, hemodialysis, eye operations, skin care, body care, epilation, ozone therapy, oncology and other medical aesthetic operations. The chair consists of 3 main parts. Back rest, seat part and leg rest. The chair makes back up&down, chair up&down, leg rest up&down and trendelenburg&reverse trendelenburg movements by 4 DC motors with using handset. Height can be adjusted by handset. It moves up&down vertically. Chair is covered with cleanable, waterproof material, also the chair is comfortable and orthopedically designed. Cushion has a suitable hardness and upholstery made of leatherette which is easy cleanable and harmless to skin. Steel construction is painted with electrostatic powder coating and protected with galvanize against corrosion. And the construction is covered with anti-bacterial and easy cleanable ABS plastic. So that, the chairs seems more aesthetically. ABS covering designed to keep itself in the upholstery and it blocks the dust which may go into the upholstery. When back rest moves, armrests move together with the back rest and during this movement armrests stay parallel to the ground. The armrests are easily removable. 4 lockable castors fix the chair to the floor.



Trendelenburg hareketi / *Trendelenburg movement*



Koltuğun yükseklik hareketi / *Chair up&down movement*