



HeartSave Y | YA

DIE NÄCHSTE GENERATION
DER HEARTSAVE SERIE





Intelligente Technologie



Täglicher Selbsttest

HeartSave Y I YA - Die nächste Generation der HeartSave Serie

Eine intuitive und sichere Bedienung, fortschrittliche Technologie und absolute Zuverlässigkeit auch unter den extremsten Bedingungen - das sind nur einige der Merkmale, die unsere **HeartSave**-Serie seit jeher auszeichnen.

Dank einer noch schnelleren Defibrillations-Bereitschaft, automatischer Anpassung an die Umgebungslautstärke und einer intelligenter Interaktion mit dem Ersthelfer setzen wir diese Tradition mit dem **HeartSave Y I YA** nun weiter fort.

Einfach und zuverlässig

Um jederzeit zuverlässig zur Verfügung zu stehen, führen die Geräte der **HeartSave Y**-Serie einen umfangreichen täglichen Selbsttest durch. Hierbei werden der AED, die verbleibende Batteriekapazität, sowie die Elektroden geprüft.

Die Funktionsbereitschaft des **HeartSave Y I YA** wird Ihnen permanent - auch bei leerer oder fehlender Batterie - durch ein gut sichtbares 'OK' bzw. 'X' am Gerät angezeigt.

Somit können Sie stets mit einem Blick erkennen, dass Ihr **HeartSave Y I YA** im Notfall sicher einsatzbereit ist.



Die nächste Generation der HeartSave Serie



Integriertes Notfallset

Unterstützend und schützend

Zum Schutz des Ersthelfers und zur Unterstützung bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen ist der **HeartSave Y I YA** mit einem umfangreichen Notfallset ausgerüstet, welches sich gut geschützt und leicht zugänglich auf der Rückseite des AED befindet.

Das Notfallset enthält:

- ▶ Kleiderschere
- ▶ Einwegrasierer
- ▶ Notfall-Beatmungstuch
- ▶ Einweghandschuhe



BIPHASISCHE DEFIBRILLATION

Automatisch eskalierende Energiestufen bis 360 J für verbesserte Wirksamkeit



IP55 STANDARD

Zum zuverlässigen Schutz des AED gegen Staub und Wasser



ADAPTIVE LAUTSTÄRKEANPASSUNG

Automatische Lautstärkeanpassung der Sprachanweisungen an die jeweilige Umgebung



6 JAHRE GARANTIE

Wir kennen die Zuverlässigkeit unserer AEDs und gewähren ab Werk 6 Jahre Garantie



ERWEITERTER SELBSTTEST

Überwachung von AED und Bereitschaft der Elektroden durch intelligentes Steckersystem



EINHEITLICHE ELEKTRODEN

Die Elektroden des **HeartSave Y I YA** sind sowohl für Kinder und Erwachsene geeignet



FLEXIBLES BEDIENKONZEPT

Halbautomatisierte oder vollautomatisierte Bedienung - passend zu Ihren Anforderungen



MEHRSPRACHIGKEIT

Wechseln Sie per Tastendruck die Anweisungen des **HeartSave Y I YA** zwischen bis zu 4 Sprachen