

Helimatic® Cleaner enzymatic – Enzymreiniger zur Aufbereitung von flexiblen Endoskopen

Helimatic® Cleaner enzymatic

Eine Schlüsselrolle bei der chemothermischen Aufbereitung nimmt der Reinigungsschritt ein. Nur die rückstandsfreie Reinigung von Blut-, Sekret- und Proteinkontaminationen gewährleistet den Erfolg der Aufbereitung und verhindert Inkrustationen von Restverschmutzungen durch den nachfolgenden Desinfektionsschritt bzw. die Trocknungsphase.

Dies leistet Helimatic® Cleaner enzymatic, ein pH-neutrales Hochleistungsprodukt, das für eine gründliche Reinigung sorgt und gleichzeitig besonders die Belange empfindlicher Materialien berücksichtigt.

Eigenschaften

- flüssiger Enzymreiniger
- patentierte, innovative Enzym-Wirkstoffkombination für optimierte Reinigungsleistung
- hervorragendes selbsttätiges Reinigungsvermögen speziell gegenüber Blut- und Eiweißverschmutzungen
- zur Aufbereitung von thermolabilen und thermostabilen Materialien
- besonders geeignet bei schwer zugänglichen Stellen von Geräten mit komplizierter Geometrie
- pH-neutral und sehr materialschonend gegenüber Kunststoffen und metallischen Oberflächen

+ innovative Enzym-Wirkstoffkombination



Die hohen Anforderungen an Aufbereitungsverfahren und Produkte werden vor allem an mikrochirurgischen Instrumenten und flexiblen Endoskopen deutlich, die ein kompliziertes System von teilweise engen Kanälen, Verzweigungen und sperrigen Hohlräumen bilden. Zusätzlich erfordern die empfindlichen Geräte mit ihren komplizierten Optiken, Lichtleitern, speziellen Verklebungen und hochelastischen Kunststoffen eine besonders schonende Behandlung, um die Funktionsfähigkeit auch nach vielen Aufbereitungszyklen nicht zu beeinträchtigen. Die Produkte Helimatic® Cleaner enzymatic und Helimatic® Disinfectant bilden ein abgestimmtes System für die maschinelle Reinigung und Desinfektion flexibler Endoskope und thermolabiler Geräte/thermolabiler Zubehörs.

Hinweise zur Anwendung und Dosierung

siehe Helimatic® Disinfectant

Lieferform	REF	PZN
5 Liter-Kanister	1855	0348104
25 Liter-Kanister	8	6
200 Liter-Fass	1856	0348105
	1	2-
	1856	
	0	

Helimatic® Cleaner enzymatic – Auszug aus den Produktinformationen
 Zusammensetzung: Tenside, Enzyme, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe.
 Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien:
 < 5 % anionische Tenside, < 5 % nicht ionische Tenside,
 < 5 % Polycarboxylate, Methylparaben, Enzyme.