

Technisches Datenblatt

Nitrilhandschuhe Safe Fit | puderfrei



Art.Nr.: 261682

Basis-UDI: 40155440110GP

Produktbild



Produktbeschreibung

- Einmalhandschuhe aus sehr leichtem Nitril
- angenehm weich, vollanatomische Passform
- hohes Tastempfinden für präzises Arbeiten
- griffig durch texturierte Oberfläche
- puderfrei, Rollrand, unsteril, beidhändig passend
- frei von latexallergie-auslösenden Proteinen

Einsatzbereich

- für Lebensmittelverarbeitung, Gastro, Labor, Industrie und medizinische Zwecke

Spezifikation

Farbe	blau
Größe	7/S
Länge	24cm
VE	Spenderbox (100 Stk.)

Zusatzinformationen Einweghandschuhe

Stärke Fingerspitzen in mm ($\pm 10\%$)	0.08
Stärke Handflächen in mm ($\pm 10\%$)	0.08
Stärke Schaft in mm ($\pm 10\%$)	0.05
Reißfestigkeit (Min.) in N	6
Dehnbarkeit (Min.) in %	500

Technisches Datenblatt

Nitrilhandschuhe Safe Fit | puderfrei



Art.Nr.: 261682

Basis-UDI: 40155440110GP

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	4 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	3 von 8
Chemikalienbeständigkeit	4 von 8
Puderung	puderfrei
Material	Nitril
Medizinprodukt - Export in Schweiz (geeignet)	Schweizer Bevollmächtigter: Johner Medical Schweiz GmbH

Verpackung

Art der Innenverpackung	Karton
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	100 Stück
Mengen Außenkarton	1.000 Stück
Menge CCG1-Palette	48.000 Stück
Menge Voll-Palette	120.000 Stück
LxBxH Außenkarton in cm	26,0 x 25,0 x 22,5
Volumen Außenkarton in m³	0.014625
Gewicht Außenkarton in gr.	3.828

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	4015120000
Herkunftsland	VN
EAN Code Außenkarton	4015544907230
EAN Code Innenverpackung	4015544711417
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Stand 03.01.2023

Seite 2/3

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany

www.franz-mensch.de

Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 8241 9633-0
Fax: +49 8241 9633-100
E-Mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190
DIN EN ISO 9001:2015

Technisches Datenblatt

Nitrilhandschuhe Safe Fit | puderfrei



Art.Nr.: 261682

Basis-UDI: 40155440110GP

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.