

Technisches Datenblatt

Nitrilhandschuhe Extra Safe | puderfrei

HYGO STAR

Art.Nr.: 27006

Basis-UDI: 40155440110GP

Produktbild



Produktbeschreibung

- Einmalhandschuhe aus extra schwerem Nitril
- elastisch, sehr robust und strapazierfähig
- für starke Beanspruchung und lange Einsatzzeiten geeignet
- extra griffig durch texturierte Oberfläche
- beständig gegen chemische und biologische Gefahren
- öl- und fettbeständig

Einsatzbereich

- für Lebensmittelverarbeitung, Labor, Industrie und medizinische Zwecke

Spezifikation

Farbe	blau
Größe	10/XL
Länge	24cm

Technisches Datenblatt

Nitrilhandschuhe Extra Safe | puderfrei

HYGO STAR

Art.Nr.: 27006


Basis-UDI: 40155440110GP

Zusatzinformationen Einweghandschuhe

Stärke Fingerspitzen in mm ($\pm 10\%$)	0.15
Stärke Handflächen in mm ($\pm 10\%$)	0.11
Stärke Schaft in mm ($\pm 10\%$)	0.09
Reißfestigkeit (Min.) in N	6
Dehnbarkeit (Min.) in %	500

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	7 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	6 von 8
Chemikalienbeständigkeit	8 von 8
Puderung	puderfrei
Material	Nitril
Medizinprodukt-Export Schweiz	Schweizer Bevollmächtigter: Johner Medical Schweiz GmbH

Technisches Datenblatt

Nitrilhandschuhe Extra Safe | puderfrei

HYGO STAR

Art.Nr.: 27006

Basis-UDI: 40155440110GP

Verpackung

Art der Innenverpackung	Pappe
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	100 Stück
Mengen Außenkarton	1.000 Stück
Menge CCG1-Palette	30.000 Stück
Menge Voll-Palette	72.000 Stück
LxBxH Außenkarton in cm	36,5 x 25,0 x 24,5
Volumen Außenkarton in m³	0.02235625
Gewicht Außenkarton in gr.	9.280

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	4015120000
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544970029
EAN Code Innenverpackung	4015544270068
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.