

Technisches Datenblatt

Nitrilhandschuhe Safe Long | puderfrei

HYGOSTAR

Art.Nr.: 27003

Basis-UDI: 40155440110GP

Produktbild



Produktbeschreibung

- Einmalhandschuhe aus extra schwerem Nitril
- Überlänge für einen zusätzlichen Handgelenkschutz, 30cm
- öl- und fettbeständig, widerstandsfähig
- griffig durch texturierte Oberfläche, gutes Feingefühl
- beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel
- puderfrei, Rollrand, unsteril, beidhändig passend

Einsatzbereich

- für Industrie, Lebensmittel und medizinische Zwecke geeignet

Spezifikation

Farbe	weiß
Größe	10/XL
Länge	30cm

Zusatzinformationen Einweghandschuhe

Stärke Fingerspitzen in mm ($\pm 10\%$)	0.14
Stärke Handflächen in mm ($\pm 10\%$)	0.1
Stärke Schaft in mm ($\pm 10\%$)	0.08
Reißfestigkeit (Min.) in N	6
Dehnbarkeit (Min.) in %	500

Technisches Datenblatt

Nitrilhandschuhe Safe Long | puderfrei

HYGO STAR

Art.Nr.: 27003

Basis-UDI: 40155440110GP

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	6 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	5 von 8
Chemikalienbeständigkeit	5 von 8
Puderung	puderfrei
Material	Nitril
Medizinprodukt - Export in Schweiz (geeignet)	Schweizer Bevollmächtigter: Johner Medical Schweiz GmbH

Verpackung

Art der Innenverpackung	Karton
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	100 Stück
Mengen Außenkarton	1.000 Stück
Menge CCG1-Palette	24.000 Stück
Menge Voll-Palette	72.000 Stück
LxBxH Außenkarton in cm	34,0 x 26,5 x 26,5
Volumen Außenkarton in m³	0.0238765
Gewicht Außenkarton in gr.	8.015

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	4015120000
Herkunftsland	MY
EAN Code Außenkarton	4015544970036
EAN Code Innenverpackung	4015544270037
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Stand 03.01.2023

Seite 2/3

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany

www.franz-mensch.de

Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 8241 9633-0
Fax: +49 8241 9633-100
E-Mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190
DIN EN ISO 9001:2015

Technisches Datenblatt

Nitrilhandschuhe Safe Long | puderfrei

HYGOSTAR

Art.Nr.: 27003

Basis-UDI: 40155440110GP

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.