

MOLECULAR. IN MINUTES.™

ID NOW™ RSV

Das schnellste molekulare
RSV-Ergebnis, wenn es
darauf ankommt

- Aussagekräftige Ergebnisse in 13 Minuten oder schneller
- Erkennt bis zu 25% mehr richtig positive Ergebnisse als RADTs^{1,2}
- Lagerung bei Raumtemperatur
- CLIA waived




ID NOW™ RSV


SCHNELLIGKEIT – DER SCHNELLSTE MOLEKULARE RSV-TEST FÜR EINEN SCHNELLEREN ARBEITSABLAUF

ID NOW IST
2 MINUTEN SCHNELLER

ID NOW IST
7 MINUTEN SCHNELLER



LEISTUNG – HÖCHSTE SENSITIVITÄT STEIGERT DAS KLINISCHE VERTRAUEN



- Erkennt bis zu 25 % mehr richtig positive Ergebnisse als RADTs^{1,2}
- Reduziert den unnötigen Einsatz von Antibiotika
- Optimierung der Infektionskontrolle

ID NOW RSV IM VERGLEICH ZUR PCR²

Direkter Abstrich

Sensitivität	98,6 %
Spezifität	98,0 %

VTM

Sensitivität	98,6 %
Spezifität	97,8 %

LEICHTE HANDHABUNG - VEREINFACHTER TESTPROZESS

- Dank der Lagerung bei Raumtemperatur ist keine Kühlung erforderlich
- Nasopharyngealabstriche – direkt oder in VTM eluiert
- Dank integrierter Pipette ist bei direkten Proben keine manuelle Pipettierung erforderlich
- Standardisierter Test auf drei Erreger von Atemwegserkrankungen (Influenza A & B, RSV, Strep A) für alle medizinischen Versorgungseinrichtungen
- Bidirektionale Konnektivität mit branchenführender AegisPOC® Plattform erleichtert dezentralisiertes Testen und Management über Fernzugriff

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	BESTELLNUMMER
ID NOW™ RSV 24 TESTKIT	435-000
ID NOW™ RSV KONTROLLTUPFER-KIT	435-080

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE IHREN ZUSTÄNDIGEN AUSSENDIENSTMITARBEITER VOR ORT ODER BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE [ABBOTT.COM/POCTR](https://www.abbott.com/poctr)

1. Chartrand, C. et al., Diagnostic Accuracy of Rapid Antigen Detection Tests for Respiratory Syncytial Virus Infection: Systematic Review and Meta-analysis. J Clin Microbiol. Dezember 2015, Bd. 53, Nr. 12 3738-3749
2. ID NOW RSV Packungsbeilage

VTM: Virustransportmedium
© 2019 Abbott. Alle Rechte vorbehalten. Alle erwähnten Warenzeichen sind entweder Marken der Abbott Unternehmensgruppe oder der jeweiligen Unternehmen. IDDM274252 120004602-03 08/19