

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Desinet-compact Konzentrat

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
 Sehr giftig für Wasserorganismen.
 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Wassergefährdungsklasse: wassergefährdend (WGK 2)



SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.



Handschutz: Schutzhandschuhe

Empfehlung: Naturlatexhandschuhe mit Polychloropren-Latex-Anteil und einer

Schichtdicke von 0,6 mm erreichen eine Schutzdauer von mindestens 8 Stunden
 (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der Europeanorm DIN/EN 374) und eine
 Quellbeständigkeit von <15%.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr:

Geeignete Löschmittel: Wasser, Kohlendioxid (CO₂), Schaum

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Nicht in Oberflächengewässer gelangen

lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden. Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen,

Vlies) aufwischen. Mit reichlich Wasser nachspülen. Verschüttetes Produkt nie in den

Originalbehälter zwecks Wiederverwertung geben.

ERSTE HILFE



Arzt:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Nach Einatmen: keine Gefahr durch Inhalation

Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung
 sofort ausziehen.

Nach Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Erbrechen möglichst verhindern. Arzt konsultieren.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Abfälle nicht in den Abguss schütten.

Verunreinigte Verpackungen: Behälter mit Wasser reinigen. Gereinigte Verpackungsmaterialien den örtlichen
 Wertstoffkreisläufen zuführen.

SONSTIGES

Die Angaben beziehen sich auf das Produkt im Konzentrat.

Stand: 31.05.2023

Nr.: j3503_ba

Datum:

Unterschrift: