


Infusionsständer und Mobiliar

Kinderstation

Infusionsständer



Kinder-Infusionsständer » Regenbogen «

- + Bunte Farbkombinationen erhellen den Krankenhausalltag und fördern den Genesungsprozess
- + Farbige Figurmotive als Mausrolle oder Flugzeugrolle stehen als Auswahl zur Verfügung

Material	Stahl verchromt / Kunststoff
Farbe der Kunststoffteile	bunt
Rohrdurchmesser	25 / 18 mm
Flaschenkreuz	Kunststoff 4 Haken – 2 kg / Haken
Arretierung	Schraubhöhenverstellung
Höhenverstellung	1.350 – 2.150 mm
Fußdurchmesser	635 mm
Rollen	Kinderrollen 50 mm
Gesamtgewicht	3,0 kg

I-HA4125	rot, schwarz, gelb – mit Flugzeugrollen
I-HA4126	grün, schwarz, gelb – mit Mausrollen
I-HA4130	gelb, blau, grün – mit Flugzeugrollen



I-HA4130



I-HA4126

