

Klappbarer Infusionsständer

Farbe: schwarz

I-H84132

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereich	Homecare
Material	Stahl beschichtet
Farbe der Kunststoffteile	Schwarz
Anzahl der Haken	2
Anordnung der Haken	180° zueinander
Art der Höhenverstellung	Schraubhöhenverstellung
Maximale Länge/Höhe	1.320 mm
Minimale Länge/Höhe	830 mm
Innenrohrdurchmesser	Ø 15 mm
Außenrohrdurchmesser	Ø 20 mm
Länge Außenrohr	500 mm
Auslegerprofil	20 x 20 mm
Fußbeschwerung	Unbeschwert
Fußgröße	Ø 660 mm
Gesamtzuladung (kg)	1
Zuladung pro Aufhängung (kg)	1
Zuladung pro Haken (kg)	0.5

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,11 m
Höhe Box1	0,08 m
Länge Box1	0,7 m
Gewicht Box1	2,2 kg



Versandoptimierte Verpackung
bis zu 50 Stück auf einer Palette





Anwendung

minimierte
Verpackungsgröße

unkomplizierter und
schneller Einsatz außerhalb
von Krankenhäusern



Technik

Alle Kunststoffteile sind
lichtecht

Die integrierte
Auszugsbegrenzung
verhindert das Trennen der
verstellbaren Rohre

Sicherheitsflaschenkreuz
nach DIN ISO 15375



Sicherheit

Geringe Klemmgefahr beim
Ein- und Ausfahren des
Statives dank eingebautem
Sicherheitsabstand

Keine Verletzungsgefahr
durch abgerundete Form
der Flaschenhaken

Die Geometrie der Haken
verhindert das Herausfallen
der Infusionsflasche