

Untersuchungsleuchte
mit Fokussierung
Examination Lamp Focusable



Tischklemme
Table clamp



Wandhaltewinkel
Wall bracket



LED Untersuchungsleuchte FOCUS
LED Examination Lamp FOCUS

U9.212.014	Oberteil allein OHNE Handgriff	Upper part only, WITHOUT handle
U9.212.114	Oberteil allein MIT Handgriff	Upper part only, WITH handle
U5.232.014	Wandhaltewinkel	Wall bracket
U5.242.014	Tischklemme	Table clamp



luxamed.de

Untersuchungsleuchte
mit Fokussierung

Examination Lamp
Focusable

FOCUS



LED Untersuchungsleuchte FOCUS mit Fokussierung

Moderne Untersuchungsleuchte mit Fokussierung für die Praxis mit energie-sparender LED-Technologie. Für Untersuchungen und kleinere Eingriffe. Bei einem Arbeitsabstand von 30 cm ist der Lichtspot auf einen Durchmesser von 9 cm auf 15 cm einstellbar. Durch die ausgezeichnete Homogenität des Lichtspots ist der Arbeitsbereich immer optimal ausgeleuchtet.



LED Examination Lamp FOCUS Focusable

Modern, focusable practice examination lamp with energy saving LED technology. For examination and minor surgery. At an operating distance of 30 cm, the light spot can be adjusted from a diameter of 9 cm up to 15 cm. The excellent homogeneity of the light spot always ensures optimum illumination of the working field.



LED Untersuchungsleuchte weiss
LED Examination Lamp white

FOCUS

U1.211.014



LED Untersuchungsleuchte weiss
LED Examination Lamp white

FOCUS

U1.211.114

mit Griff
with handle

LED Untersuchungsleuchte FOCUS mit Fokussierung

- LED Lampe mit 1 Hochleistungs-LED 10 W
- Beleuchtungsstärke bei 30 cm Abstand: 80.000 Lux (Durchmesser 90 mm)
- Beleuchtungsstärke bei 40 cm Abstand: 50.000 Lux (Durchmesser 90 mm)
- Farbtemperatur: ca. 5000 K
- CRI: 93
- Lebensdauer der LED: ca. 50.000 Betriebsstunden
- Aluminiumleuchtkopf für optimale Wärmekonvektion und Wärmestrahlung daher geringe Wärmeentwicklung.
- Schwanenhalskonstruktion mit 100 cm langem Arm, Arm verbleibt in gewünschter Position
- maximale Untersuchungshöhe: 165 cm
- stabiles, kippsicheres Rollstativ aus Metall (pulverbeschichtet)
- Multifunktionsstecker (EU/UK/US)

LED Examination Lamp FOCUS Focusable

- LED Lamp with 1 high-power LED 10 W
- illuminance at a distance of 30 cm: approx. 80.000 Lux (diameter 90 mm)
- illuminance at a distance of 40 cm: approx. 50.000 Lux (diameter 90 mm)
- colour temperature: approx. 5000 K
- CRI: 93
- service life of LED: approx. 50.000 hours
- aluminium illumination head for optimal convection and heat radiation, therefore low heat development
- Gooseneck construction with 100 cm long neck, neck remains in desired position
- maximum examination height: 165 cm
- robust, non-tilting 5-foot-stand, made from metal (powder-coated)
- multifunction plug (EU/UK/US)