

# LiquiBand® Optima

Der schnelle, präzise und kontrollierte topische Wundverschluss



## VORTEILE DES PRODUKTS

### ✓ BUTYL-CYANOACRYLAT-BASIERTE FORMEL

- ▶ Starker und sicherer Wundverschluss
- ▶ Schnelles Trocknen in 10 Sekunden
- ▶ Kontrolliertes Auftragen des Hautklebers
- ▶ Niedrige Viskosität für präzise Versorgung

### ✓ EINZIGARTIGER APPLIKATOR

- ▶ Einfache und sichere Aktivierung mit dem Flügelapplikator
- ▶ Kontrolle der vorhandenen Klebermenge mit der Füllstandsanzeige Visidome
- ▶ Vormontierter gebrauchsfertiger Applikator

### ✓ EFFEKTIVER WUNDVERSCHLUSS AUF DER KOPFHAUT

- ▶ Sicherer, wirksamer und schneller Wundverschluss bei Kopfhautschnittwunden\*
- ▶ Flow Control Präzisionsspitze für Bereiche mit dichtem Haarwuchs

### ✓ MEHR VORTEILE FÜR DIE PATIENTEN

- ▶ Hervorragendes postoperatives ästhetisches Ergebnis
- ▶ Geringe exotherme Reaktion

## Größen und Codes

Produkt	Größe	Menge pro Box	REF	PZN
LiquiBand® Optima	0,5g	10	OPT 001	12409562
LiquiBand® Optima	0,35g	10	OPT 002	12409467

\*Bei der Anwendung in Bereichen mit dichtem Eigenhaar vorsichtig anwenden, da die Haarfollikel bei übermäßigem Auftragen geschädigt werden können.

**RESORBA Medical GmbH, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Deutschland**  
**Tel.** +49 9128 / 91 15 0 **Fax.** +49 9128 / 91 15 91 **E-mail** [info@liquiband.com](mailto:info@liquiband.com) **Website** [liquiband.com](http://liquiband.com)



IRM 06 0285

© 2018. LiquiBand ist ein eingetragenes Markenzeichen von Advanced Medical Solutions Ltd.